

Technik ist einfach

... mit den Wartungsprofis



20 %
Preisnachlass
auf eine Wartungs-
pauschale Ihrer Wahl
bis zum 31.12.24

Nutzen Sie
zusätzlich einmalig
unseren **kostenlosen**
Kellercheck
Wir prüfen Ihre
Versorgungsgeräte.*

* Ersatzteile werden nach Aufwand separat berechnet.

Wartung Ihrer Behandlungseinheiten und Versorgungssysteme

Profitieren Sie jetzt von unserem exklusiven Angebot:

- **20 % Preisnachlass auf eine Wartungspauschale Ihrer Wahl**
- **Fachgerechte Wartung gemäß Herstellerangaben**
- **Sicherung eines kontinuierlichen und reibungslosen Praxisbetriebs**

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre Praxisgeräte optimal zu warten und unerwartete Ausfälle zu vermeiden. Greifen Sie jetzt zu und sichern Sie sich den Rabatt!

Ja, ich möchte einen Wartungstermin für folgende Geräte vereinbaren:

- Anzahl ____ Behandlungseinheiten
Hersteller/Typ _____
- Anzahl ____ Saugmaschinen
Hersteller/Typ _____
- Anzahl ____ Kompressoren
Hersteller/Typ _____
- Anzahl ____ Amalgamabscheider
Hersteller/Typ _____
- Anzahl ____ Sonstige Geräte
Hersteller/Typ _____

Kontaktdaten

Name/Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Tel.

Fax

E-Mail

Ein Stillstand von Kompressor, Saugmaschine oder Amalgamabscheider ist immer ein Totalausfall. Unser kostenloser Kellercheck bietet Ihnen die Sicherheit, dass Ihre technischen Geräte zuverlässig funktionieren. Zur Wartung gehören:

- **Regelmäßiger Wechsel von Filtern**
- **Kontrolle von Laufgeräuschen und Undichtigkeiten**
- **Funktionsprüfung des Amalgamabscheiders**

Machen Sie die Wartung zur Routine und vermeiden Sie unerwartete Ausfälle.

**Jetzt
Termin
vereinbaren
und Rabatt
sichern!**

Ihren Auftrag senden Sie uns
gerne per Mail:
serviceaktion@plandent.de

Bei Fragen zum Thema Wartung und für
weitere Auskünfte wenden Sie sich gerne
an unser Team.

Kunden-Nr. (falls vorhanden)

Stempel

Datum/Unterschrift