

PlanDeal

Einrichtung und Geräte

Gültig bis 30.06.2023



plandent.de/einrichtung-geraete

Plandent

Praxisplanung

Perfekt vom Behandlungszimmer bis zum Wartebereich


Sie planen eine Praxisgründung, Erweiterung oder Modernisierung? Wir stehen Ihnen bei der Planung und Realisierung Ihres Bauvorhabens mit Rat und Tat zur Seite.

Design und Ausstattung einer Praxis spielen eine immer wichtigere Rolle. Viele Patient*innen setzen eine **geschmackvolle Einrichtung** und **moderne Geräte** mit der Behandlungsqualität gleich. Mit der Auswahl der passenden Farben, Formen und Materialien sorgen wir für eine **Wohlfühlatmosphäre** in Ihrer Zahnarztpraxis.

Unser **Plandent Planungsteam** unterstützt Sie in allen Fragen rund um gesetzliche Bestimmungen für Raumgrößen, die Einhaltung der **RKI-Richtlinien** und vieles mehr.

Wir lassen Ihre Praxisträume wahr werden!

Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Beratungstermin:
www.plandent.de/praxisplanung



WIR LASSEN
PRAXISTRÄUME
WAHR WERDEN



Inhalt

Einrichtung

Behandlungseinheiten 6

Planmeca Compact i5	8
Planmeca Compact i3	9
Planmeca Compact i Classic	10
Planmeca Somia USB-Intraoralkamera	10
KaVo Primus 1058 LIFE	11
KaVo uniQa	12
KaVo ESTETICA E70 Vision	13
Sirona Intego Pro	14
Sirona Sinus TS	14
Sirona Axano	15

Röntgen 16

Planmeca ProOne	16
Planmeca ProScanner 2.0	16
Planmeca ProSensor HD Doppel-Set	16
Planmeca ProX	16
Planmeca ProMax 2D S2	17
Planmeca ProMax 2D S2 Ceph mit einem Wechselsensor	17
DVT-Special-Package MKG	18
Planmeca ProMax® 3D Familie	18
Planmeca Viso G5	19
Sirona Orthophos E	20
Sirona Orthophos S	20
Sirona Axeos 3D-Röntgensystem	21
Sirona Xios XG USB mit Supreme Sensor	21
Dentsply Sirona Heliodont Plus	21
Dürr Dental VistaScan Mini View 2.0	22
Dürr Dental VistaScan Ultra View	22
Eizo Monitor Befundung 23 Zoll weiß	23
Eizo Monitor Befundung 21 Zoll schwarz	23

Befundmonitore 23

Barco Monitor Befundung 24 Zoll MDNC-2123DEWH	23
Barco Monitor Befundung 24 Zoll MDNC-2123DEWP	23
Planmeca Planmill Zahnarzt-Paket, FIT 30e	25
Planmeca Emerald S	25

CAD/CAM & 3D-Druck 25

Sirona CEREC Primescan AC	26
Sirona CEREC Primemill	26
Formlabs Form 3B	27
Planmeca Creo C5	27
Sirona Primeprint	28

Hygiene 30

Plandent my:MPG	30
-----------------	----

Tastatur AK-C8100FF Funk	31
Maus AK-PMH20S Funk	31
dental pro Hygiene-Tastatur und -Maus	31
Sirona DAC UNIVERSAL D	32
MELAG Careclave Starterpaket	34
MELAG MELAtherm 10 Evolution	36
MELAG Beladungsbeispiel	36
MELAG Aktionspaket	36
MELAG Vacuklav 40 B+ Evolution Starterpaket	37
MELAG Vacuklav 40 B+ Evolution Austauschpaket	37
Miele Cube X Autoklav	38
Miele Thermodesinfektor PWD 8531	38
Miele Thermodesinfektor	39
Miele Vorteilspaket	39
Miele Exklusives Vorteilspaket PG 8581 und PG 8591	39
Euronda Autoklav E10	40
Dürr Dental Hygoclave 50 Dampfsterilisator	40
W&H Lisa Remote Plus ioDent	41
W&H Multidem C27	41

Mikroskopie 42

ZEISS EXTARO 300	42
------------------	----

Versorgung 43

Dürr Dental Kompressor Duo Tandem	43
Dürr Dental Power Tower View	43
Dürr DentalAmalgamscheider CA4	43

Datensicherheit 44

Plandent DSGVO-Praxisanalyse	44
Plandent IT Netzwerk-Check	44
Plandent Qualifizierung	44
zum/zur dentalen Datenschutz beauftragten	44
Plandent IT-Sicherheitspaket	45
Plandent IT-Sicherheitstraining	45

Praxisgeräte

Folienschweißgeräte 46

Dürr Dental Hygopac View	46
MELAG MELAseal Pro	46
MELAG MELAseal 200	46
Euronda Euroseal Valida	47

Pflegesysteme

KaVo QUATTROcare PLUS	47
-----------------------	----

Polymerisationslampen 48

3M Elipar Deep Cure S und L	48
Dentsply Sirona SmartLite Pro	48
Ultradent Products VALO Grand	48
Voco CELALUX 3	49
Ivoclar Vivadent Bluephase G4	49
Ivoclar Vivadent Bluephase PowerCure	49
Kulzer Translux Wave	50
GC D-Light Pro	50

Kapsel- / Abformmischgeräte 50

3M Pentamix 3	50
---------------	----

Prophylaxegeräte 51

EMS AIRFLOW Handy 3.0 CLASSIC	51
EMS AIRFLOW Handy 3.0 PREMIUM	51
EMS AIRFLOW Handy 3.0 PLUS	51
EMS AIRFLOW Prophylaxis Master	51
EMS AIRFLOW ONE	52
NSK Varios Combi Pro	52

Endodontiegeräte 53

Coltène CanalPro Jeni	53
VDW VDW.GOLD RECIPROC	53
Dentsply Sirona Endodontics Gutta-Smart	53
VDW Raypex 6	54

Chirurgie und Implantologie 54

W&H Implantmed Plus	54
---------------------	----

Laborgeräte

Modellherstellung 56

Renfert Twister evolution Vakuummischgeräte	56
Wassermann Wamix-Touch	56

Gießen / Abstrahlen 57

Renfert Silent EC2	56
Renfert Basic quattro	57
BEGO Fornax T mit Power-Kühlung	57

Technikmaschinen57

KaVo K-POWERgrip / K-Control TLC Anlagen	57
KaVo K5plus / K-Control TLC Anlage	58
KaVo K-ERGOgrip	58
Schick Q3 Profi Technikmaschine	58

W&H Perfecta 300	59
W&H Perfecta 600	59
W&H Perfecta 900	59

Turbinenanlagen 60

NSK Laborturbine Presto Aqua II	60
---------------------------------	----

Poliergeräte 60

Reitel Poliret Comfort Poliereinheit	60
Reitel Steamy Mini	60
Reitel Tronada	61
Wassermann Wasi-Steam Classic II Edelstahl	61
Wassermann Wasi-Steam Compact	61

Tiefziehtechnik 62

Erkodent Erkoform-3d motion	62
Erkodent Occluform-3	62
Scheu-Dental BIOSTAR	63
Scheu-Dental Ministar S	63

Keramiköfen / -pressöfen 64

Dentsply Sirona Multimat Cube Keramikofen	64
Dentsply Sirona Multimat Cube press Keramikbrenn- und -pressofen inkl. Pumpe – Aktionspaket	64
Ivoclar Programat P310 G2	65
Ivoclar Programat VP3 easy Vakuumpumpe	65
Ivoclar Programat EP3010 G2	65
Ivoclar Programat VP5 Vakuumpumpe	65
VITA VACUMAT 6000 M	66
VITA VACUMAT 6000 MP	66
VITA Vakuumpumpe	66
VITA vPad Bedienelemente	67

Verblend- und Frästechnik 67

GC Labolight Duo	67
Schick S2 Profi Fräsgerät	67

**Einzigartige
Markenvielfalt –
jetzt entdecken!**

Finnisches Design: Leicht, langlebig, benutzerfreundlich, preisgekrönt



Leichtbaukonstruktion

Alle Planmeca-Behandlungseinheiten zeichnen sich durch ein unverwechselbares, klares und einfaches Design aus. Mit viel Platz auf jeder Seite um die äußerst kompakten Einheiten herum kann das Praxisteam frei und bequem in seinen bevorzugten Positionen arbeiten.

Hochglanzoberflächen, hervorragende Lebensdauer

Die hervorragende Haltbarkeit der Planmeca Behandlungseinheiten ist der Verwendung von Aluminiumteilen und Epoxidbeschichtung zu verdanken. Die nahtlosen, pulverbeschichteten Oberflächen erfüllen auch die höchsten Infektionsschutzanforderungen.

Vollständige Modularität

Alle Planmeca Geräte sind zukunftsorientiert konstruiert. Deshalb können alle Behandlungseinheiten mühelos mit den neuesten Funktionsmerkmalen und Innovationen der Zahnmedizin nachgerüstet werden.

Preisgekröntes Design

Das Ziel von Planmeca ist es, langlebige und formschöne Produkte zu entwerfen, die sich auf Dauer bewähren und sich durch eine unübertroffene Detailgenauigkeit auszeichnen. Jedes Produkt ist von höchster Qualität und trägt so zum professionellen Ambiente Ihrer Zahnarztpraxis bzw. -klinik und zur Vertrauensbildung bei Ihren Patient*innen bei.



reddot winner 2020

Volle
Flexibilität
Von rechts- auf
linkshändig in
10 Sekunden

Planmeca
Compact i3



Welche Einheit ist die richtige für Sie?

- **Planmeca Compact i5**
Die Planmeca Compact i5 ist stilvoll und elegant. Sie repräsentiert den neuesten Entwicklungsstand bei Behandlungseinheiten. Durch eine Kombination von revolutionärer Technologie und luxuriösem Design wird sie auch den anspruchsvollsten Anforderungen gerecht.
- **Planmeca Compact i Classic**
Der moderne Klassiker für die allgemeine Zahnmedizin – eine ausgezeichnete Wahl, die sämtliche Funktionen für einen reibungslosen und komfortablen Arbeitsablauf umfasst.
- **Planmeca Compact i3**
Die kleinste Einheit ist ausgesprochen platzsparend. Sie ermöglicht rechts- und linkshändigen Anwender*innen in jeder Position ein bequemes Arbeiten.

Über 50.000 Zahnärzt*innen weltweit sind überzeugt vom finnischen Know-how und der hohen Benutzerfreundlichkeit der Planmeca Behandlungseinheiten.

Die Behandlungseinheiten der Serie Planmeca Compact i werden von zehntausenden zufriedenen Anwender*innen auf der ganzen Welt genutzt. Sie werden fortwährend weiterentwickelt, um die Anforderungen sämtlicher Zahnarztpraxen und -kliniken sowie Fachrichtungen zu erfüllen. Die finnische Produktlinie umfasst drei verschiedene Optionen, die darauf ausgelegt sind, dem Praxisteam den reibungslosesten Arbeitsablauf zu ermöglichen und Patient*innen aller Größen und Altersgruppen ein angenehmes Behandlungserlebnis zu bieten.

Kompakte
Größe
Mindestraumbedarf
(H x B x T): 2.20 m x
2.78 m x 1.79 m.



Planmeca
Compact i5

Ergonomisches
Arbeiten,
maximaler
Komfort



Planmeca
Compact i Classic

Behandlungseinheiten

Planmeca Compact i5

~~49.793,00~~
35.590,00

oder 72 Monate x 583,68*

Arztelement:

- 6-Funktions-Spritze Luzzani mit LED-Licht
- 2 x BienAir MCX LED Mikromotor
- Lichtturbineeinrichtung
- EMS No Pain LED ZEG

Assistenzelement:

- Großer und kleiner Sauger

Behandlungsleuchte/Kopfstütze/Polster:

- Planmeca Solanna OP-Lampe
- Manuelle ovale Kopfstütze
- Polstersatz Planmeca Compact i Ultra Relax

Patientenstuhl/Wassereinheit:

- Quick Connect Tray Größe 2
- Warmwasserboiler, Speischale blau
- Externe Nassabsaugung
- Planmeca WEK Wasserdesinfektion
- Integriertes Reinigungssystem für Absaugschläuche
- Verstellbare Saugablage an der Speifontäne
- 1 x Planmeca Lumo Arbeitssessel
- Funkfußschalter

Lackierung: weiß RAL 9016

Polsterfarbe: nach Wahl

Optional:

- **PlanID:** Die personalisierte Checkkarte für jeden Behandler. Die Karte speichert die individuellen Behandlungseinstellungen, wie Behandlerposition, Instrumenteneinstellungen u. v. m.
- **Klinikmanagement:** Überprüfen des aktuellen Betriebsstatus Ihrer Klinik oder Praxis, wobei alle vernetzten Geräte in einer einzigen, leicht lesbaren grafischen Übersicht dargestellt werden
- **5 Jahre Ersatzteilgarantie**

	Art.-Nr.	Preis
Compact i5 Schwingbügel	267000	49.967,00 35.590,00
Compact i5 Schwebetisch	267001	49.793,00 35.590,00



Jetzt sichern!
IDS Sonder-Edition
nur bis 07. April 2023
Inkl. 2. Motor **gratis**

Robustes Design für Patient*innen aller Größen: Tragfähigkeit von 185 kg

Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

Planmeca Somia USB-Intraoralkamera

Klein, handlich, für perfekte Bilder

- Neue Intraoralkamera von Planmeca
- Bedienung über integrierte Schalter (Standbild/Speicherung)
- USB-System
- Hohe Auflösung mit 5 MP/30 fps
- Abmessungen 176 x 22,5 x 21,7 mm
- Besonders leicht, Gewicht nur 33 g
- Makromodus
- Plug-and-play-Funktion
- 1-Nutzer-Romexis-6-Bildbearbeitungssoftware 2D für Windows und MacOS mit offenen Schnittstellen

33 g

~~2.278,00~~
1.760,00
oder 72 Monate x 30,80*

	Art.-Nr.	Preis
Planmeca Somia USB-Intraoralkamera	300920	2.278,00 1.760,00



Behandlungseinheiten

Planmeca Compact i3

~~33.334,00~~
24.400,00

oder 72 Monate x 400,16*

Arztelement:

- Luzzani Ergo 3F-Spritze
- Lichtturbineanschluss
- 1 x Mikromotor BienAir MCX LED
- Planmeca Piezon LED (EMS) ZEG
- Integriertes Tray

Assistenzelement:

- A-SL-Flexy Saugablage mit Dürr-Handstücken
- Großer und kleiner Sauger

Wassereinheit:

- Anschluss für externe Nassabsaugung
- Sauberwassersystem mit 1-l-Flasche
- Separater Instrumentenspülhalter
- Orocup Reinigungshalter für die Absaugschläuche

Patientenstuhl/Polster/Leuchte:

- Lampenaufbaustange und Solanna LED-OP-Leuchte
- 1 x LUMO Arbeitssessel
- 1 x Kopfstütze oval
- 1 x Polstersatz Comfy

Lackierung: weiß RAL 9016

Polsterfarbe: nach Wahl

Optional:

- **PlanID:** Die personalisierte Checkkarte für jeden Behandler. Die Karte speichert die individuellen Behandlungseinstellungen, wie Behandlerposition, Instrumenteneinstellungen u. v. m.
- **Klinikmanagement:** Überprüfen des aktuellen Betriebsstatus Ihrer Klinik/Praxis, wobei alle vernetzten Geräte in einer einzigen, leicht lesbaren grafischen Übersicht dargestellt werden
- **5 Jahre Ersatzteilgarantie**

	Art.-Nr.	Preis
Compact i3 Schwingbügel	303169	33.334,00 24.400,00




Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

Jetzt Behandlungseinheiten bequem im Online-Shop anfragen
plandent.de/behandlungseinheiten

Ideal für zwei- und vierhändiges Arbeiten

- Von rechts- auf linkshändig in 10 Sekunden
- Großer Bewegungsbereich des Tragarms
- Viel Platz auf jeder Seite
- Komfortable Behandlungspositionen von 7 bis 3 Uhr
- Drehfunktion für Feineinstellungen



Behandlungseinheiten

Planmeca Compact i Classic

Arztelement:

- 3-Funktions-Spritze Luzzani
- 1 x BienAir MCX LED Mikromotor
- Lichtturbineeinrichtung
- EMS No Pain ZEG

Helferinnenelement:

- Großer und kleiner Sauger

Behandlungsleuchte/Kopfstütze/Polster:

- Planmeca Solanna OP-Lampe
- Manuelle ovale Kopfstütze
- Polstersatz Planmeca Compact i Comfy

Patientenstuhl/Wassereinheit:

- Quick Connect Tray Größe 2
- Speischale blau
- Externe Nassabsaugung
- Planmeca WEK Wasserliniendesinfektion
- Verstellbare Saugablage an der Speifontäne
- 1 x Planmeca Lumo Arbeitssessel

Lackierung: weiß RAL 9016
Polsterfarbe: nach Wahl

Optional:

- **PlanID:** Die personalisierte Checkkarte für jeden Behandler. Die Karte speichert die individuellen Behandlungseinstellungen, wie Behandlerposition, Instrumenteneinstellungen u. v. m.
- **Klinikmanagement:** Überprüfen des aktuellen Betriebsstatus Ihrer Klinik/Praxis, wobei alle vernetzten Geräte in einer einzigen, leicht lesbaren grafischen Übersicht dargestellt werden
- **5 Jahre Ersatzteilgarantie**

Bereits über 50.000 verkaufte
Planmeca Behandlungseinheiten weltweit.

	Art.-Nr.	Preis
Compact i Classic Schwingbügel	266998	37.149,00 37.149,00 28.900,00
Compact i Classic Schwebetisch	266999	37.875,00 37.875,00 28.900,00



~~37.149,00~~
28.900,00

oder 72 Monate x 463,56*

Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.



intuitive
Bedienoberfläche



Stechen Sie mit Farben hervor

Alle Einheiten sind mit wunderschönen Polsterungen ausgestattet, die den Praxen eine persönliche Note verleihen und Komfort in allen Situationen bieten – was zu besseren Behandlungsergebnissen führt.

Behandlungseinheiten

KaVo Primus 1058 Life

Paket Primus Professional

Arztelement:

- 3-Funktions-Handstück
- 2 x Elektromotor KL 703
- Turbineneinrichtung mit Kupplung
- PIEZOlux ZEG

Assistenzelement:

- 3-Funktions-Spritze
- Großer und kleiner Sauger

Behandlungsleuchte/Kopfstütze:

- KaVoLUX 540 LED, 2-Gelenk-Kopfstütze mechanisch

Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

Patientenstuhl/Wassereinheit:

- Trayablage Doppelnormtray, Sprayerwärmung, Satz Normtrays
- Antirutschmatte, Memospeed-Anzeige, Warmwasserboiler
- Externe Nassabsaugung
- Rückenlehne Progress
- Fußanlasser Standard
- Intensiventkeimung
- 2 x PHYSIO Evo Arbeitssessel

Lackierung: dentalweiß
Polsterfarbe: nach Wahl



~~45.746,00~~
31.450,00

oder 72 Monate x 504,46*

Art.-Nr.	Preis
Primus 1058 Life TM 267020	45.746,00 45.746,00 31.450,00



KAVO 1+1 INSTRUMENTENAKTION

Als Besitzer einer neuen KaVo Behandlungseinheit profitieren Sie gleichzeitig von einem 1+1 Instrumenten-Spezialangebot. Dabei erhalten Sie 2 gleiche (sortenreine) Instrumente zum Listenpreis von einem Instrument. Dieses Angebot gilt je gekaufter Behandlungseinheit für max. 5+5 Instrumente aus der MASTER und/oder EXPERT Serie. Wir informieren Sie gerne!

Behandlungseinheiten

KaVo uniQa – die erste Behandlungseinheit der Premium-Kompaktklasse

KaVo Dental ist seit mehr als 110 Jahren dafür bekannt, Meilensteine in der modernen Zahnmedizin zu setzen. Nach der Einführung wegweisender Premium-Behandlungseinheiten wie der ESTETICA Serie und den beliebten PRIMUS Modellen setzt das Traditionsunternehmen nun seine einzigartige Erfolgs- und Innovationsgeschichte fort und läutet mit der KaVo uniQa eine neue Ära ein: Diese Behandlungseinheit definiert einen neuen Standard im Mittelpreissegment, die Generation der Premium-Kompaktklasse. Mehr Design, mehr Komfort und mehr Freude verbinden sich zu einem einzigartigen Produkterlebnis für Zahnärzte und Patienten.

Die KaVo uniQa Highlights

- Ergonomischer Patientenstuhl
- Effizientes Arztelement
- Interaktive Patientenkommunikation
- Hygiene effizient automatisiert
- Integrierte Endodontie- und Chirurgiefunktion
- Neue Polsterfarben

Ausstattung:

Paket Primus Professional und Comfort

Arztelement:

- Mehrfunktionshandstück
- 2 x Elektromotor KL 703 LED
- Turbineneinrichtung mit Kupplung
- PiezoLED Ultraschall-Scaler

Assistenzelement:

- Dreifunktionshandstück
- Großer und kleiner Sauger
- Selektivablage

Behandlungsleuchte/Kopfstütze:

- KaVoLUX 540 LED U
- 2-Gelenk-Kopfstütze mechanisch

Patientenstuhl:

- Trayablage Doppelnormtray, Satz Normtrays, Antirutschmatte
- Sprayerwärmung
- Warmwasserboiler

Patientenstuhl/Wassereinheit:

- Externe Nassabsaugung
- DEKAmat
- Rückenlehne Progress
- Komfortkopfpolster
- Kabelloser Fußanlasser
- Intensiventkeimung
- 2 x PHYSIO Evo Arbeitssessel


~~57.070,00~~
42.999,00

oder 72 Monate x **696,58***



Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

👉 Alles von KaVo unter plandent.de/kavo



	Art.-Nr.		Preis
KaVo uniQa	306761	57.070,00	42.999,00

Behandlungseinheiten

KaVo ESTETICA E70 Vision

~~66.578,00~~
48.590,00

oder 72 Monate x **768,69***

Paket ESTETICA Professional

Arztelement:

- Mehrfunktionshandstück
- 2 x Elektromotor KL 703
- Turbineneinrichtung mit Kupplung
- PIEZOlux ZEG

Assistenzelement:

- 3-Funktions-Spritze
- Großer und kleiner Sauger

Behandlungsleuchte/Kopfstütze:

- KaVoLUX 540 LED
- 2-Gelenk-Kopfstütze mechanisch

Paket Comfort:

- 2 x PHYSIO Evo Arbeitssessel, Funkfußanlasser, Comfortpolster

Patientenstuhl/Wassereinheit:

- Rückenlehne Progress, Trayablage Doppelnormtray, Sprayerwärmung
- USB-Schnittstelle
- Pneum. Bremse für Armsystem
- Externe Nassabsaugung
- Mot. Mundspülbecken

Lackierung: dentalweiß
Polsterfarbe: nach Wahl

Optional:

RELAXline Softpolster
Die KaVo RELAXline Softpolster sind in 3 eleganten Farben erhältlich: Die Farbtöne Graphite, Cashmere und Agave faszinieren auf den ersten Blick und passen perfekt zum Einrichtungsstil einer modernen Praxis.

Auf den zweiten Blick erkennt man die hochwertigen Details: Handgefertigte Designnähte zeigen, dass es sich bei den KaVo RELAXline Softpolstern um echte Manufaktur-Handarbeit made in Germany handelt.



Graphite Cashmere Agave

	Art.-Nr.		Preis
ESTETICA E70 T Vision	267018	66.578,00	48.590,00

Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.



Jetzt Behandlungseinheiten bequem im Online-Shop anfragen
plandent.de/behandlungseinheiten

Behandlungseinheiten

Sirona Intego Pro

Arztelement:

- Sprayvit E
- 2 x Elektromotor BL ISO E
- Turbinenschlauch ohne Kupplung
- SiroSonic L
- Easy Pad
- Zusatztray für 2 Normtrays

Assistenzelement:

- Sprayvit E
- Großer und kleiner Sauger

Behandlungsleuchte/Kopfstütze:

- LEDview Plus, Doppelgelenk-Kopfstütze

Patientenstuhl/Wassereinheit:

- Saugschlauchreinigung chemisch
- Polstersatz Premium
- Elektr. Fußschalter C+
- Mundspülbecken weiß
- Montageplatte
- MSBV für Nassabsaugung
- 2 x Carl Manual Arbeitssessel

Lackierung: dentalweiß
Polsterfarbe: nach Wahl

Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.



~~46.422,00~~
33.900,00

oder 72 Monate x 555,96*

Jetzt sichern!

Dentsply Sirona
IDS MESSEBONUS
LISTENPREISVORTEIL

24.01.–12.03.23 **1.500,-**
13.03.–18.03.23 **1.000,-**

	Art.-Nr.	Preis
Intego Pro	266946 46.422,00	33.900,00

Sirona Sinius TS

- + Zeitersparnis durch integr. Hygienekonzept
- + Bedienoberfläche EasyTouch

Arztelement:

- Sprayvit M
- 2 x Elektromotor BL ISO
- Turbinenschlauch ohne Kupplung
- SiroSonic L

Patientenstuhl/Wassereinheit:

- Saugschlauchreinigung chemisch
- Schwenkbares Tray
- Polstersatz Premium
- Funkfußschalter
- Mundspülbecken Glas
- Montageplatte
- MSBV für Nassabsaugung
- 2 x Carl Manual Arbeitssessel

Assistenzelement:

- Sprayvit M
- Großer und kleiner Sauger

Behandlungsleuchte/Kopfstütze:

- LEDview Plus, Doppelgelenk-Kopfstütze

Lackierung: dentalweiß
Polsterfarbe: nach Wahl

Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.



~~58.259,00~~
40.900,00

oder 72 Monate x 662,58*

Jetzt sichern!

Dentsply Sirona
IDS MESSEBONUS
LISTENPREISVORTEIL

24.01.–12.03.23 **1.500,-**
13.03.–18.03.23 **1.000,-**

	Art.-Nr.	Preis
Sinius TS	267011 58.259,00	40.900,00

* Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Leasingangebot der Grenke AG mit 72 Monaten Laufzeit und einem kalkulierten Restwert von 10 %, vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskondition freibleibend bis zum 31.12.2023. Geräte zzgl. Montage- und Lieferkosten, Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

Behandlungseinheiten

Sirona Axano

Arztelement:

- Sprayvit M
- 2 x Elektromotor BL ISO F mit LED-Licht, mit apexfähigem Motorschlauch
- Turbinenschlauch für Lichtturbinen
- Einbausatz SiroSonic TL

Assistenzelement:

- Sprayvit M
- Großer und kleiner Sauger

Patientenstuhl/Polster/Leuchte:

- Behandlungsleuchte LEDview Plus
- Einbausatz Sirona Tray
- Motorische Kopfstütze
- Lordose- und Massagefunktion
- ErgoMotion – kompensierte Bewegung von Sitzfläche und Rückenlehne
- Fußschalter Smart Control

Wassereinheit:

- Mundspülbeckenventil für Nassabsaugung
- Spraywasserversorgung aller Instrumente sowie die Mundglasfüllung
- Integriertes Hygienesystem für die chemische Saugschlauchreinigung und die Mundspülbeckenreinigung
- Motorisches Mundspülbecken aus Glas (schwenkbar)
- 2 x Carl Manual Arbeitsstuhl

- Ambient Light
- Polstersatz Klima Premium
- Adapterplatte Axano zur Montage der Behandlungseinheit

	Art.-Nr.	Preis
Axano	306676 73.930,00	50.990,00

~~73.930,00~~
50.990,00

oder 72 Monate x 806,66*



Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

Jetzt Behandlungseinheiten bequem im Online-Shop anfragen
plandent.de/behandlungseinheiten

* Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Leasingangebot der Grenke AG mit 72 Monaten Laufzeit und einem kalkulierten Restwert von 10 %, vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskondition freibleibend bis zum 31.12.2023. Geräte zzgl. Montage- und Lieferkosten, Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.



Planmeca ProOne

Unter Verwendung innovativer Technologien verbindet das Röntgengerät Planmeca ProOne umfangreiche diagnostische Möglichkeiten und eine überlegene Bildqualität mit kompakten Abmessungen und hoher Benutzerfreundlichkeit. Planmeca ProOne ist das gelungene Resultat jahrelanger Forschung, Erfahrung und Tradition im Bereich der dentalen Bildgebung.

- Einfache Patientenpositionierung
- Autofokus
- Optionale Aufnahmeprogramme
- Bildbearbeitungssoftware in Perfektion
- Klein und kompakt
- 5-Nutzer-Romexis-6-Bildbearbeitungssoftware 2D für Windows und MacOS mit offenen Schnittstellen

	Art.-Nr.		Preis
ProOne	267027	26.773,00	19.990,00

~~26.773,00~~
19.990,00

oder 72 Monate x 325,64*

Planmeca ProScanner 2.0

- Kompaktes ansprechendes Design
- Speicherfolien in den Größen von 0, 1 und 2
- Benutzerfreundliche Bedienoberfläche
- Berührungsfreier Scanvorgang
- Integrierte Löscheinrichtung
- Ethernet-Schnittstelle
- 1-Nutzer-Romexis-6-Bildbearbeitungssoftware 2D für Windows und MacOS mit offenen Schnittstellen

	Art.-Nr.		Preis
ProScanner 2.0 inkl. Lizenz	273145	9.419,00	7.290,00

~~9.419,00~~
7.290,00

oder 72 Monate x 127,58*

Planmeca ProSensor HD Doppel-Set

ProSensor HD Set Ausstattung:

- Mit Sensor Gr. 1 und Sensor Gr. 2
- Auflösung hoch > 20 LP/mm
- 1-Nutzer-Romexis-6-Bildbearbeitungssoftware 2D für Windows und MacOS mit offenen Schnittstellen



	Art.-Nr.		Preis
ProSensor HD Doppel-Set	300919	10.537,00	7.590,00

~~10.537,00~~
7.590,00

oder 72 Monate x 132,83*

Planmeca ProX

Das einzigartige Planmeca ProX Designkonzept macht die intraorale Bildgebung einfacher und zuverlässiger als je zuvor. Automatische Übergabe der Belichtungsparameter in Kombination mit dem ProSensor möglich.

Inklusive:

- Abstandsarm
- Wandbefestigung
- Handbedienpanel
- Langtubus
- Blendenaufsatz 3 x 4

	Art.-Nr.		Preis
ProX	267025	6.310,00	4.590,00

~~6.310,00~~
4.590,00

oder 72 Monate x 80,33*



Planmeca ProMax 2D S2

Für alle Bildanforderungen in 2D

Planmeca ProMax® ist mit seinem einzigartigen SCARA-2- und SCARA-3-Arm eine umfassende Lösung für die maxillofaziale Bildgebung. Gestaltung und Bedienung realisieren neueste wissenschaftliche Erkenntnisse als technische Innovationen, um den höchsten Ansprüchen der modernen Radiologie zu genügen. Planmeca ProMax®-Röntgengeräte bieten eine umfassende Palette an Bildgebungsprogrammen und erfüllen damit moderne klinische Anforderungen. Wählen Sie mühelos die optimalen Belichtungsformate aus, um für alle Patienten und alle diagnostischen Zwecke die Strahlendosis zu minimieren. Bei der Entwicklung von Planmeca ProMax® 2D wurde bewusst auf Nachrüstbarkeit Wert gelegt. Die modulare Gerätestruktur erlaubt ein einfaches Umschalten auf verschiedene Bildgebungsmodalitäten. Durch die extreme Flexibilität des softwaregesteuerten SCARA-3-Arms profitieren Sie von neuen Bildgebungsprojektionen. Hier sorgt z. B. die integrierte Autofokussfunktion jederzeit für perfekte Panoramaaufnahmen im Frontzahnbereich.

Inklusive:

Starterpaket 2D bestehend aus:

- Panorama, Panorama Kind, Panorama Ausblendungen, Bissflügel, Sinus und Kiefergelenke
- Quart Prüfkörperset DIN 6868-5
- 5-Nutzer-Romexis-6-Bildbearbeitungssoftware 2D für Windows und MacOS mit offenen Schnittstellen Panorama

Optional:

- Aufrüstbar zum 2D S3
- Aufrüstbar zum DVT



Optional:
Ceph für zusätzlich
7.490,00

	Art.-Nr.		Preis
ProMax 2D S2	267889	28.259,00	23.500,00



~~28.259,00~~
23.500,00

oder 72 Monate x 385,40*

Planmeca ProMax 2D S2 Ceph mit einem Wechselsensor

Planmeca ProMax ist eine umfassende Lösung für die maxillofaziale Bildgebung. Gestaltung und Bedienung orientieren sich an den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, technischen Innovationen und den höchsten Ansprüchen der modernen Radiologie.

Bestehend aus:

- Planmeca Romexis 2D Lizenz bis 5 User
- Planmeca Quart Prüfkörperset DIN 6868-5
- Horizontale und vertikale Ausblendung
- Bissflügelpanoramaprogramme

	Art.-Nr.		Preis
ProMax 2D S2 Ceph Wechselsensor	267026	39.892,00	30.990,00



~~39.892,00~~
30.990,00

oder 72 Monate x 508,24*

Jetzt Röntgengeräte bequem
im Online-Shop anfragen
plandent.de/roentgen

Röntgen

Inklusive Planmecca CALM für alle Geräte

+ PLANMECCA CALM



Planmecca ProMax® 3D Familie

- All-in-one-Gerät = Panorama und DVT
- Einfache Bedienung und nahtlose Arbeitsabläufe
- Mühelose Positionierung der Patienten
- Bildbearbeitungssoftware in Perfektion
- **Autofokus:** perfekte Panoramabilder jederzeit
- **Ultra Low Dose:** deutliche Strahlenreduktion

Optional:

- Planmecca ProCeph One Shot
- Romexis 6 Bohrschablonen-Planungsmodul

	Art.-Nr.	Preis
ProMax 3D Classic Aufnahmevermögen: Ø 11 x 8 cm	267029	88.353,00 59.990,00
ProMax 3D Classic Aufnahmevermögen: Ø 8 x 8 cm	279469	82.165,00 56.900,00

82.165,00
ab **56.900,00**
oder 72 Monate x **900,16***

	Art.-Nr.	Preis
ProMax 3D Plus Aufnahmevermögen: Ø 20 x 10 cm	267030	108.994,00 76.900,00

108.994,00
76.900,00
oder 72 Monate x **1.216,56***

Jetzt sichern!

IDS
Sonder-Preis
bis zum 07. April 2023

DVT-Special-Package MKG



ProMax 3D Mid 90 kV

- Flexibles, indikationsbezogenes Aufnahmevolumen bis Ø 20 x 17 cm
- **Planmecca CALM™:** Algorithmus zur Korrektur von Bewegungsartefakten

Optional:

- 120-kV-Hochleistungsstrahlungsstrahler
- Planmecca ProCeph One Shot oder Scan Fernröntgen, Planmecca ProFace 3D Gesichtsscanner und Romexis 6 CMF-Chirurgie-Planungsmodul

	Art.-Nr.	Preis
ProMax 3D Mid	267031	142.040,00 79.900,00



142.040,00
79.900,00
oder 72 Monate x **1.264,02***

Röntgen

Planmecca Viso G5

Für all Ihre Anforderungen an die maxillofaziale Bildgebung in der MKG und KfO

NEXT GENERATION

- Live-FOV-Patientenpositionierung
- Intelligente Patientenaufnahme
- Romexis 6 Bildbearbeitungssoftware in Perfektion

- All-in-one-Gerät = Panorama und DVT
- Einfache Patientenpositionierung durch Livedarstellung auf dem Display mittels integrierter Kameras
- 120-kV-Strahler für die optimale Abbildung von Details
- Flexible Volumengrößen von 30 x 30 bis 200 x 170 mm frei positionierbar
- Optimale Auflösungen für jeden Zweck
- Ultra Low Dose: deutliche Strahlenreduktion

Inklusive:

- Romexis 6 Bildbearbeitungssoftware Windows/MacOS mit offenen Schnittstellen
- 3D-Rekonstruktionsrechner
- 3D-Lizenz mit Implantatplanungsmodul
- 2D-Lizenz für 5 Nutzer
- Prüfkörperset 2D und 3D
- **Planmecca Calm™:** Algorithmus zur Korrektur von Bewegungsartefakten

Optional:

- Planmecca ProCeph One Shot Fernröntgen
- **Neu!** CMF-Chirurgiemodul und Romexis 6 CMF-Chirurgie-Planungsmodul
- Romexis 6 Bohrschablonen-Planungsmodul

	Art.-Nr.	Preis
Viso G5	300918	188.267,00 135.590,00



~~188.267,00~~
135.590,00

oder 72 Monate x **2.196,56***

Inklusive Planmecca CALM

+ PLANMECCA CALM

Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

Jetzt Röntengeräte bequem im Online-Shop anfragen
plandent.de/roentgen

Röntgen

Sirona Orthophos E

2D-Csl-Sensor mit Autofokussfunktion für zeichenscharfe, autofokussierte Aufnahmen auch in anatomisch schwierigen Fällen

- Umfassende 2D-Programme
- Bissflügel-, Sinus- oder Kiefergelenksaufnahmen
- Automatische Patientenpositionierung für maximale Konstanz
- DVT und Fernröntgenausleger links oder rechts nachrüstbar

	Art.-Nr.		Preis
Orthophos E	269394	31.200,00	20.900,00



~~31.200,00~~
20.900,00
oder 72 Monate x **342,76***

Jetzt sichern!

Dentsply Sirona
IDS MESSEBONUS
LISTENPREISVORTEIL

24.01.–12.03.23 **1.500,-**
13.03.–18.03.23 **1.000,-**



~~40.480,00~~
ab **26.590,00**
oder 72 Monate x **436,08***

Sirona Orthophos S

- 2D-Csl-Sensor für sichere Befundung dank verlässlicher Bildqualität
- 2D-Programme für die Basisdiagnostik in 2D
- MultiPad-Bedienpanel und bewährte Patientenpositionierung für Bedienung und sichere Patientenfixierung
- Fernröntgenausleger links für Ceph-Aufnahmen, optional bestellbar oder jederzeit nachrüstbar

	Art.-Nr.		Preis
Orthophos S 2D	269391	40.480,00	26.590,00
Orthophos S 3D 8x8	269392	90.530,00	58.900,00
Orthophos S 3D 11x10	269393	102.080,00	63.900,00

Röntgen

Sirona Axiex 3D-Röntgensystem

Das 2D-/3D-Spezialisten-System mit großem Volumen und hoher Bildqualität für Praxen mit breitem Behandlungsspektrum. Gemeinsam mit Zahnärzten und Klinikern entwickelt, deckt Axiex von allen Dentsply Sirona Extraoral-Röntgensystemen das breiteste Programmspektrum ab. Neben einer exzellenten Bildqualität und maßgeschneiderten 3D-Volumengrößen stand bei der Entwicklung auch das Komfort-Bedürfnis von Patienten im Mittelpunkt.

- Das 2D-/3D Spezialisten-System
- Field of View Ø 5 x 5,5 bis 17 x 13
- Einzigartiger DC-Sensor mit Autofokussfunktion
- Auto-Positionierung mit automatischer Höheneinstellung
- Low-Dose- und HD-Funktion
- Umfassende Panorama- und Fernröntgenprogramme
- Integriertes Ordnungssystem und Ambient Light
- Sidexis 4

	Art.-Nr.		Preis
Axiex	281594	131.780,00	79.900,00

~~131.780,00~~
79.900,00
oder 72 Monate x **1.264,02***



Jetzt Röntengeräte bequem im Online-Shop anfragen
plandent.de/roentgen

Sirona Xios XG USB mit Supreme Sensor

Mit 33 lp/mm* und einem Csl-Szintillator ist der Xios XG Supreme-Sensor ein zuverlässiger Partner in jeder Praxis. Qualitativ hochwertige Aufnahmen, die auf Ihrem Computer praktisch sofort für die Diagnose zur Verfügung stehen.

- Hervorragende Bildqualität
- Dynamischer Schärferegler zur individuellen Bildoptimierung
- WLAN-Option für kabellose Bildübertragung
- Einfacher Kabelaustausch

	Art.-Nr.		Preis
Xios XG USB mit Supreme Sensor, Größe 1	262184	8.540,00	7.590,00



~~8.540,00~~
7.590,00
oder 72 Monate x **132,83***

Dentsply Sirona Heliodent Plus

Schnell und sicher intraoral röntgen
Wandmodell mit Tragarmlänge wahlweise: 1.520 mm, 1.790 mm oder 2.040 mm

	Art.-Nr.		Preis
Heliodent Plus	32899	6.970,00	4.590,00

~~6.970,00~~
4.590,00
oder 72 Monate x **80,33***



Jetzt sichern!

Dentsply Sirona
IDS MESSEBONUS
LISTENPREISVORTEIL

24.01.–12.03.23 **1.500,-**
13.03.–18.03.23 **1.000,-**

Röntgen

Dürr Dental VistaScan Mini View 2.0

Heute bereit für die Praxis von morgen

Beim VistaScan Mini View 2.0 ist nicht nur das Design futuristisch. Auch die Technik dahinter ist zukunftsweisend. So arbeitet er mit der aktuellsten Speicherfolientechnologie und ermöglicht im Zusammenspiel mit der VistaScan Speicherfolie IQ viele neue AI-Funktionen.

Darauf kommt es an:

- PCS-Technologie für hervorragende Bildqualität
- SmartScan Workflow
- Easy-Feed-Konzept für alle intraoralen Formate
- Hochauflösendes Glas-Touch-Display
- Umfangreiches Paket an intelligenten Automatisierungsfunktionen in Kombination mit VistaScan Speicherfolien IQ und VistaSoft AI

- Herausragende Bildqualität dank PCS
- Smart Scan Workflow
- Schnell und einfach einlesen
- ScanManager – für effizientes Arbeiten
- Scannen ohne PC möglich
- Alle intraoralen Formate
- Ambient Light

WLAN-Funktionalität:

Die integrierte WLAN-Funktionalität und die LAN-Schnittstelle erlauben es, den Scanner mühelos in ein Netzwerk einzubinden.

	Art.-Nr.	Preis
VistaScan Mini View 2.0	309666	10.499,00 8.290,00



Dürr Dental VistaScan Ultra View

Einfach intelligent und zweifach effizient

Mit dem VistaScan Ultra View steht ein High-End-Gerät zur Verfügung, das die überlegene Bildqualität der PCS-Technologie mit exzellenter Performance und zukunftsweisenden, innovativen Funktionen verbindet. Es wurde besonders im Hinblick auf die hohen Anforderungen in größeren Praxen und Zahnkliniken entwickelt.

- Paralleles Scannen mit 2 Slots
- Schnell und einfach einlesen
- ScanManager – für noch effizienteres Arbeiten
- Scannen ohne PC möglich
- Alle intraoralen Formate
- Großes Glas-Touchdisplay
- Herausragende Bildqualität dank PCS
- WLAN-Funktionalität

	Art.-Nr.	Preis
VistaScan Ultra View	304496	11.900,00 9.290,00



👉 Alles von Dürr Dental unter plandent.de/duerr-dental

* Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Leasingangebot der Grenke AG mit 72 Monaten Laufzeit und einem kalkulierten Restwert von 10 %, vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskondition freibleibend bis zum 31.12.2023. Geräte zzgl. Montage- und Lieferkosten, Preisänderungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

Befundmonitore

Eizo Monitor Befundung 23 Zoll weiß

Farbe weiß, Display 23 Zoll, Auflösung 1.920 × 1.080, Anschluss DisplayPort, DVI-D, 2 × USB 2.0, Format B × H × T 544 × 387 - 537 × 245 mm, geeignet für Befundungsmonitore Dental Raumklasse 5, nach DIN 6868-157

	Art.-Nr.	Preis
Monitor Befundung 23 Zoll weiß	255832	989,00



Eizo Monitor Befundung 21 Zoll schwarz

Raumklasse: 5, Farbe schwarz, Format Abmessung (inkl. Standfuß) (B × H × T) 357 × 482-572 × 200 mm, Auflösung 1.200 × 1.600, Display 21,3 Zoll, Anschluss DisplayPort, DVI

	Art.-Nr.	Preis
Monitor Befundung 21 Zoll schwarz	273149	987,00



Barco Monitor Befundung 24 Zoll MDNC-2123DEWH

Farbe weiß, Display 23,6 Zoll, Auflösung 1.920 × 1.080, Anschluss DVI, Displayport, 1 × USB 2.0 vorgeschaltet, 2 × USB 2.0 nachgeschaltet, Format B × H × T ohne Fuß Querformat: 335 × 560 × 61, Hochformat: 560 × 335 × 61 mm, geeignet für Raumklasse 5 + 6 nach DIN 6868-157

	Art.-Nr.	Preis
24 Zoll MDNC22123	259924	1.049,00



Barco Monitor Befundung 24 Zoll MDNC-2123DEWP

Mit desinfizierbarer Glasscheibe

Farbe weiß, Display 23,6 Zoll, Auflösung 1920 × 1080, Anschluss DVI, Displayport, 1 × USB 2.0 vorgeschaltet, 2 × USB 2.0 nachgeschaltet, Format B × H × T ohne Fuß Querformat: 335 × 560 × 61, Hochformat: 560 × 335 × 61 mm, geeignet für Raumklasse 5 + 6 nach DIN6868-157

	Art.-Nr.	Preis
24 Zoll MDNC-2123DEWP	302185	1.380,00



* Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Leasingangebot der Grenke AG mit 72 Monaten Laufzeit und einem kalkulierten Restwert von 10 %, vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskondition freibleibend bis zum 31.12.2023. Geräte zzgl. Montage- und Lieferkosten, Preisänderungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

Planmeca Romexis Software

Eine intelligente All-in-one-Lösung

Planmeca bietet für die digitale Zahnmedizin eine Komplettlösung, die für einen effizienten Arbeitsablauf und eine bessere Patientenversorgung entwickelt worden ist. Alle Planmeca-Behandlungseinheiten, Bildgebungsgeräte und CAD/CAM-Lösungen können mit einer Softwareplattform vernetzt werden, um die tägliche Effizienz Ihrer Klinik oder Praxis zu verbessern.

Alle Geräte und Software von einem Hersteller

Planmeca liefert alles, was Sie in Ihrer Klinik oder Praxis brauchen – von weltweit führenden Behandlungs- und Bildgebungseinheiten bis hin zu innovativen CAD/CAM- und Softwarelösungen. Alle Geräte und Softwareprodukte sind auf außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und bieten Zahnkliniken und Praxen einen reibungs- und mühelosen Übergang in die Welt der digitalen Zahnmedizin.

Vernetzte Geräte – eine Software

Alle Planmeca-Behandlungseinheiten, Bildgebungsgeräte und CAD/CAM-Lösungen können mit einer Softwareplattform vernetzt werden. Durch diese intelligente Komplettlösung können Kliniken/Praxen wertvolle Daten über ihre digitalen Geräte generieren – und somit ihren Arbeitsablauf optimieren und sich vollständig auf die Patientenversorgung konzentrieren.

Hauptvorteile

Planmecas All-in-one-Konzept vereint Behandlungseinheiten, CAD/CAM-Lösungen, Bildgebungsgeräte, Infektionsschutz und Klinikmanagementlösungen in einer umfassenden Softwareplattform und sorgt für erhebliche Kosteneinsparungen durch zentralisierte Software, Qualitätssicherung und präventive Instandhaltung. Ein zukunfts-sicheres Konzept – eine plattformbasierte Lösung mit ausgezeichneter Nachrüstbarkeit.

Romexis-Software systemoffen



CAD / CAM

~~39.267,00~~
19.900,00
oder 72 Monate x **324,17***



Planmeca Emerald S

Extrem schnelles Scannen mit hervorragender Benutzerfreundlichkeit

Planmeca Emerald™ S ist eine brandneue Premium-Version des beliebten Planmeca Emerald™-Intraoralscanners. Der neue Scanner kombiniert alle bewährten Funktionen des ursprünglichen Planmeca Emerald-Scanners mit spektakulären Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit. Erfassung digitaler Abdrücke ist damit leichter denn je!

Die bewährten Merkmale des Planmeca Emerald™-Scanners, wie seine kompakte Größe, die autoklavierbaren Anti-Beschlag-Scannerspitzen und die Plug-and-play-Funktion, sind Bausteine des neuen Planmeca Emerald™-S-Scanners. Der Scanner ist aber auch mit erstaunlichen neuen Funktionen verbessert worden, um selbst die anspruchsvollsten diagnostischen Anforderungen zu erfüllen. Planmeca Emerald™ S scannt mehr als doppelt so schnell wie sein Vorgänger und macht die Erfassung digitaler Abdrücke reibungsloser als je zuvor.

Der Scanner verwendet einen neuen Scan-Algorithmus und erleichtert so die hervorragende Scan-Erfahrung, indem unerwünschte Daten automatisch entfernt werden. Der Scanner ist zudem vollständig in die Planmeca Geräte und Software integriert, was einen außergewöhnlich reibungslosen Arbeitsablauf für Dentalkliniken/-praxen ermöglicht. Gleichzeitig können die Benutzer ihre Scans problemlos durch die offene Architektur mit Kollegen und externen Spezialisten teilen.

Inklusive:
Planmeca Romexis CAD/CAM-Module-Lizenz im Wert von 578,00 €

	Art.-Nr.	Preis
Emerald S	272714	39.267,00 19.900,00

Planmeca Planmill Zahnarzt-Paket, FIT 30e

AKTIONSPAKET

- ✓ 1 Emerald S
- ✓ 1 PlanMill 30 S

Hochpräzise Fräseinheit für die Zahnarztpraxis

Nutzen Sie diese kostengünstige Fräseinheit zum Einstieg in die Welt der digitalen Zahnerstellung. Planmeca PlanMill® 30 S wurde für Zahnarztpraxen entwickelt, die nach einer effizienten, präzisen und kosteneffektiven Fräslösung suchen.

- Modernes Design
- Hohe Präzision
- Hochgeschwindigkeitsspindel (max. 100.000 UpM)
- Fräsen einer Krone dauert ca. 16 bis 18 Minuten
- Drehachse zum Fräsen von Blöcken Ihrer Wahl
- Werkzeugwechsler mit 5 festen Stationen
- Blockgröße bis 20 x 40 x 85 mm
- Maße in geschlossenem Zustand (B x H x T) 661 x 442 x 544 mm
- Inklusive Laptop

Inklusive:

- PlanCAD Easy – Complete
- Weitere Lizenzen auf Anfrage

	Art.-Nr.	Preis
Aktionspaket	267045	105.746,00 69.600,00

~~105.746,00~~
69.600,00
oder 72 Monate x **1.101,07***



CAD / CAM

Sirona CEREC Primescan AC

- Extrem schnell
- Sehr präzise und akkurat
- Umfassendes Hygienekonzept
- Intuitives Handling auch für häufige Vollkieferscans
- Neueste, zukunftsorientierte Technologie

	Art.-Nr.	Preis
CEREC Primescan AC	269353	62.590,00 51.990,00



~~62.590,00~~
51.990,00
oder 72 Monate x 842,24*

Sirona CEREC Primemill

- 7-Zoll-Touch-Interface
- Super-Fast-Modus für Zirkonoxidkronen
- Blockscanner und RFID-Tool-Reader für einen einfacheren und schnelleren Workflow
- Komplettes Spektrum für eine Vielzahl an Indikationen bis zu einer Blockgröße von 70 mm
- Glattere Oberflächen bei Zirkonoxidrestaurationen

Schnelligkeit

- Mit dem Super-Fast-Modus können Sie jetzt Zirkonoxidrestaurationen in ca. 5 Minuten herstellen und die Bearbeitungszeit auf weniger als die Hälfte reduzieren

Qualität

- Das neue hochpräzise 0,5-mm-Fräswerkzeug liefert zuverlässig klinische Ergebnisse der Spitzenklasse
- Wechseln Sie in den Extrafein-Fräsmodus für einen höheren Detailgrad bei okklusalen Fissuren und approximalen Bereichen von Brücken

Komfort

- Das neue 7-Zoll-Touch-Interface mit Benutzerführung leitet den Anwender Schritt für Schritt durch den Arbeitsablauf
- Der integrierte Blockscanner ist ein zeitsparendes neues Feature, das Materialblöcke mit kompatiblen Data-Matrix-Codes scannt und zugehörige Informationen, einschließlich Typ, Größe, Farbe und Zirkonoxidvergrößerungsfaktor, erfasst
- Alle CEREC Primemill-Werkzeuge sind mit einem farbmarkierten RFID-Chip versehen, der vom RFID-Scanner gelesen wird und den Benutzer durch die Anzeige des Werkzeugstatus darauf aufmerksam macht, wenn ein Werkzeug ersetzt werden muss

Vielseitigkeit

Sie haben die Qual der Wahl! Die neue CEREC Primemill kombiniert Nass- und Trockenfräsen sowie Nassschleifen

	Art.-Nr.	Preis
CEREC Primemill	277213	54.900,00 46.090,00



~~54.900,00~~
46.090,00
oder 72 Monate x 746,66*

Jetzt sichern!

Dentsply Sirona
IDS MESSEBONUS
LISTENPREISVORTEIL

24.01.–12.03.23 **1.500,-**
13.03.–18.03.23 **1.000,-**

3D-Druck

Planmeca Creo C5

Der ultimative 3D-Drucker für die Zahnmedizin! Planmeca Creo C5 wurde speziell für zahnmedizinisches Fachpersonal entwickelt. Die Herstellung von Bohrschablonen, Zahnmodellen und Grundlagen für Alignerschielen gelingt mit dem Planmeca Creo C5 ganz einfach und in einem Bruchteil der üblichen Zeit.

Lieferumfang:

- Drucker inkl. Starterpaket
- 10 Kartuschen für Modelle
- Druckplattform, Druckbecken
- Ersatzmembran-Druckbecken
- Schaber und Sprühflasche
- Creo C5 Studio Software und Lizenz inkl.

	Art.-Nr.	Preis
Creo C5	269874	11.523,00 8.450,00



~~11.523,00~~
8.450,00
oder 72 Monate x 140,27*



Jetzt CAD/CAM-Geräte bequem
im Online-Shop anfragen
plandent.de/cad-cam

Formlabs Form 3B

Produktionsbereiter, wirtschaftlicher 3D-Druck

Statten Sie Ihre Zahnarztpraxis oder Ihr Dentallabor mit der präzisen und zuverlässigsten 3D-Drucklösung für die Zahnmedizin aus. Produzieren Sie kostengünstig Teile, auf die Sie stolz sein können – für eine Vielzahl von Anwendungen.

- Ein einfacher und konsistenter Arbeitsprozess
- Größeres Fertigungsvolumen, geringere Kosten
- Ein Prozess, der mit Ihren Bedürfnissen skaliert

Form 3B Core Package beinhaltet:

- Build Platform
- Finish Kit
- Dental Service Plan
- 1 x Kartusche Dental Model Resin
- 1 x Resin Tank

	Art.-Nr.	Preis
Form 3B Basic Package	300921	5.130,00 5.090,00



~~5.130,00~~
5.090,00
oder 72 Monate x 87,29*

3D-Druck

Sirona Primeprint

Erweitern Sie Ihre Praxis oder Ihr Labor mit 3D-Druck

3D-Druck, Waschgang und Lichthärtung durch hochautomatisierte Prozesse mit Primeprint Solution, der zahnmedizinischen 3D-Drucklösung. Primeprint verfügt über eine intelligente Softwaresteuerung und automatisierte Druck- und Nachbearbeitungsschritte sowie ein intelligentes Materialmanagement.

3D-Druck, Waschen und Lichthärten in hochautomatisierten Prozessen mit nur zwei Geräten – dem Primeprint 3D-Drucker und der Nachbearbeitungseinheit Primeprint PPU (Post Processing Unit).

- **RFID-Tracking** – zur kontaktlosen Erkennung
- **Automatisierung** – ermöglicht durch Roboterarm
- **Schnelles Druckverfahren** – mit optimiertem Behälter
- **Vorhersehbarkeit der Wartung** – genaue Erfassung der Lebensdauer
- **Aktivkohlefilter** – keine externe Absaugung erforderlich
- **DLP-Lichtmaschine** – für höchste Genauigkeit
- **Materielle Voraussetzungen** – keine manuelle Konditionierung des Harzes erforderlich
- **RFID-Technologie** – zur automatischen Erkennung
- **Vollständige Automatisierung** – reduziert manuelle Arbeitsschritte
- **Sauber & Sicher** – keine Handschuhe erforderlich
- **UV-Lichtschutz** – in der Primeprint Box
- **Aktives Stickstoffmanagement** – in der Hochleistungs-Lichthärtekammer



3D-Druck

Primeprint Solution

Primeprint Solution ermöglicht praktisches und einfaches 3D-Drucken und Nachbearbeiten für die Produktion biokompatibler Anwendungen. Primeprint Solution ist eine vereinfachte und hochautomatisierte End-to-End-3D-Drucklösung, von intelligenter dentaler Software bis zum 3D-Druck und vollautomatisierter Nachbearbeitung. Geregelte Parameter gewährleisten eine reproduzierbare hohe Qualität gedruckter Apparaturen – für hervorragende Behandlungsergebnisse.

Lieferumfang:

- Drucker
- Post Processing Unit
- inLab CAD/CAM
- 1 Kartusche Primeprint Model-Harz
- Zubehör Starter-Kit

	Art.-Nr.	Preis
Primeprint Solution	308055	29.700,00

29.700,00

oder 72 Monate x 487,08*

Jetzt sichern!

Dentsply Sirona
IDS MESSEBONUS
LISTENPREISVORTEIL

24.01.–12.03.23 **1.500,-**
13.03.–18.03.23 **1.000,-**

Tastatur AK-C8100FF Funk

Desinfizierbare Funk-Tastatur mit Nummernfeld

Diese hochwertige PC-Tastatur eignet sich aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionseigenschaften besonders für den Einsatz in Zahnarztpraxen. Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-C8100 mit ihrem 105-Tasten-Standard-Tastaturlayout als Vielschreibertastatur in hygienekritischer Umgebung unbedingt zu empfehlen.

Vorteile für Reinigung und Desinfektion

- Gründliche Wischdesinfektion von Tastenfeld und Tastatur
- CleanFunction zum Abschalten des Tastenfelds während der Reinigung
- Schutzart IP68 durch Vollversiegelung
- Kabellos: 2,4 GHz Funkübertragung

Abmessungen: (L x B x H): 449 x 142 x 26 mm

	Art.-Nr.	Preis
Tastatur AK-C8100FF Funk	256926	124,00



Maus AK-PMH20S Funk

Die Active Key Hygiene-Maus zeichnet sich besonders durch ihre hohe Qualität und Lebensdauer aus. Die Maus wurde speziell für den Einsatz in hygienesensiblen Bereichen entwickelt. Durch das aus einem Stück gefertigte Silikon-Oberteil wird das Eindringen von Staub und Flüssigkeiten wirkungsvoll verhindert. Die vollständige Reinigung und Desinfizierung sind somit problemlos möglich.

Abmessungen: (L x B x H): 112 x 68 x 38 mm

	Art.-Nr.	Preis
Maus AK-PMH20S Funk	256873	74,00



dental pro Hygiene-Tastatur und -Maus

Die ergonomische dental pro Hygiene-Tastatur ist mit ihren flachen Tasten extrem leicht zu reinigen und lässt sich von allen Seiten gründlich abwischen und sogar spülen.

Auch die silikonummantelte dental pro Hygiene-Maus lässt sich besonders leicht reinigen, desinfizieren und hygienisch sauber halten. Damit ist sie bestens für den Einsatz in Zahnarztpraxen geeignet!

- Tauchdesinfektion
- Reinigung und Desinfektion nach VAH-Richtlinien
- Besonders geschützt vor Verunreinigung bei der Desinfektion: 0 % Rekontamination, Keimübertragung oder -wachstum
- Präzise und leichte Scroll- und Cursor-Führung dank hochauflösendem optischem Sensor
- Kabelgebunden
- Maße (L x B x H): 105 x 60 x 37 mm

	Art.-Nr.	Preis
Hygiene-Tastatur und -Maus	256149	59,00



Jetzt Hygienegeräte bequem im Online-Shop anfragen
plandent.de/hygiene

Plandent my:MPG

MPG-Verwaltung leicht gemacht

Die Hygieneanforderungen steigen ständig – das bedeutet für Sie immer mehr Organisationsaufwand und damit auch steigende Kosten. Halten Sie den Aufwand klein und verlassen Sie sich auf my:MPG.

Jetzt mehr erfahren: www.plandent.de/mympg

	Art.-Nr.	Preis
my:MPG Vollversion	257733	599,00



Sekundenschnelle Sterilgutdokumentation

- Sichere Dokumentation der verwendeten Chargen und der gesetzeskonformen Aufbereitung
- Einfache und umfangreiche Instrumentenverwaltung, inkl. Beladungsprotokoll
- Speichert das Sterilisationsprotokoll als unveränderliche PDF-Datei im Autoklav
- Durch die Anbindungsmöglichkeit mittels VDDS-media-Schnittstelle an jede gängige Praxisverwaltungssoftware ist eine lückenlose Dokumentation der Sterilgutcharge gewährleistet, vom Sterilisationsvorgang bis in die Patientenakte



Intelligenter Gerätemanager

- Bietet einen umfassenden Überblick über alle Praxisgeräte
- Automatische Terminierung von Wartungsaufgaben, sicherheitstechnischen Kontrollen (STK) und DGUV V3-Prüfungen
- Die Reparaturverwaltung bietet einen Überblick über anfallende Wartungskosten und hilft, die Wirtschaftlichkeit der Geräte zu überwachen
- Zusätzlich zu den Standard-Geräteinformationen können Beladungsmuster hinterlegt und abgerufen werden



Professioneller Personalmanager

- Festlegung von Aufgabenbereichen der einzelnen Mitarbeiter
- Vergabe von Freigabeberechtigungen für die Aufbereitung von Medizinprodukten
- Verwaltung und Dokumentation der gesetzlich geforderten Mitarbeiterschulungen
- Überblick über den aktuellen Schulungsstand des Praxisteam und Planung weiterer notwendiger Schulungen
- Automatische Erinnerung an die erforderlichen Unterweisungen



my:Chairside

- Übergabemodule zur Praxisverwaltungssoftware
- VDDS-media-Schnittstelle
- Integrierte, eigenständige Datenbank zur Stand-alone-Funktionalität
- Blitzschnelle Suchfunktion zur Darstellung der verwendeten Chargen

Hygiene

Sirona DAC UNIVERSAL D

DAC Universal – Schließen Sie Ihre Hygienelücke.

- ✓ 1 x DAC Universal mit Touchdisplay
- ✓ 1 Installationskit
- ✓ 6 Adapter nach Wahl

AKTIONSPAKET

~~8.217,00~~
5.990,00

oder 72 Monate x **104,83***

my:MPG ready

Ganz sicher

- Vollautomatische, sichere Instrumentenaufbereitung
- Erfüllt die Anforderungen aus den Empfehlungen des RKI und BfArM
- Validierbarer Reinigungs- und Desinfektionsprozess
- Reinigungs- und Desinfektionsprozess entsprechend DIN EN ISO 15883

Ganz sauber

- Gründliche Außen- und Innenreinigung mit kaltem Wasser
- Spezialadapter für unterschiedliche Instrumentenhersteller

Ganz schnell

- Zeitersparnis und Kosteneffizienz auf Knopfdruck
- 6 Instrumente können in nur 15 Minuten aufbereitet werden – inkl. Kühlungsschritt
- Dokumentation mit Drucker und PC-Software möglich

Lieferumfang:

- Deckel Blue
- 1 Flasche Nitram Oil Pflegekonzentrat
- Wasserfilter
- Sterilfilter
- Luftfilter
- Netzkabel
- Schlauch
- Schraubendreher für Adapter

Inklusive Check-&-Clean-Kit

- Check-&-Clean-Aufsatz
- Check-&-Clean-Deckel
- NitraClean Reinigungstabletten
- Spritze
- Watterollen
- Schraubendreher für Abwasserfilter
- Abwasserfilter



	Art.-Nr.	Preis
DAC Universal D	267059	8.217,00 5.990,00

DENTSPLY SIRONA 3+3 INSTRUMENTENAKTION

In Verbindung mit dem Kauf eines DAC Universal können Sie 3 Hand- und Winkelstücke oder Turbinen der T1- und T2-Klassen bestellen. Sie erhalten zusätzlich die nach Anzahl und Ausführung gleichen Instrumente geliefert. Ein entsprechender Preisvorteil wird bei der Gesamtlieferung berücksichtigt. Der 3+3 Vorteil kann pro gekauftem DAC Universal nur einmalig abgerufen werden. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen oder individuellen Einkaufskonditionen.



Technik ist einfach

... mit den Technik-Profis



Sicher in Sachen Hygiene

durch die Validierung Ihrer Prozesse nach RKI und MPBetreibV

Inhalt

MELAG Careclave Starterpaket

Die Revolution der Instrumentenaufbereitung

Die RKI-konforme Aufbereitung und sorgfältige Pflege von Übertragungsinstrumenten ist in vielen Zahnarztpraxen eine zeitliche und wirtschaftliche Herausforderung. Damit ist jetzt Schluss: Denn in 9 Jahren intensiver Forschung und Entwicklung haben wir zusammengeführt, was zusammengehört. Die revolutionäre 4-in-1-Lösung vereint den gesamten Prozess der Instrumentenaufbereitung in nur einem Gerät:

Careclave 618 Starterpaket bestehend aus:

- Careclave 618 (inkl. Care Oil, Zubehör-Kit, Anschlussset, Schläuche)
- Carebox blue (inkl. 8 Blindadapter, Halterung Seite)
- 8 x Carebox HWS Adapter
- Halterung E Plus
- 6 x Tablett standard
- 2 x Tablett schmal
- MELAcontrol
- MELAdem 53 Ionenaustauscher

Jetzt Hygienegeräte bequem im Online-Shop anfragen
plandent.de/hygiene

~~17.961,00~~
14.090,00

oder 72 Monate x **233,89***

my:MPG ready



1. Reinigung und Desinfektion

Careclave erledigt mit der Carebox die Reinigung und Desinfektion von bis zu 8 Übertragungsinstrumenten, Prophylaxe-Handstücken oder ZEG-Spitzen in nur 16 Minuten.

2. Pflege

Careclave übernimmt die Pflege der Handstücke schonend und blitzschnell zugleich. Mit der weltweit ersten im Gerät integrierten ADDcare Pflegestation erfolgt auch die so wichtige Spannzangenpflege direkt am Careclave.


3. Sterilisation (Klasse B)

Careclave bietet mit der patentierten DRYtelligence und Doppelmantel-Technologie alles, was von einem modernen Autoklav erwarten wird – und noch mehr: Sterilisieren Sie bis zu 11 kg Beladung auf bis zu 8 Tablett oder in 4 MELAstore Boxen in Rekordzeit. Durch das revolutionäre Kammerkonzert ist auch die Aufbereitung und Pflege von Instrumenten in der Carebox sowie die gleichzeitige Sterilisation von weiteren Instrumenten auf Tablett in nur einem Zyklus möglich.



4. Dokumentation und Freigabe

Bye-bye Steri-Buch! Mit ProControl erbringen Sie den Nachweis einer fehlerfreien Instrumentenaufbereitung schnell, sicher und papierlos. Denn die Dokumentation und Freigabe erfolgen ohne extra Software direkt am Display des Careclave. Für einen lückenlosen Nachweis werden die Aufbereitungsprotokolle auf den MELAG USB-Stick oder im Praxisnetzwerk abgespeichert.



	Art.-Nr.	Preis
Careclave 618 Starterpaket	300102	17.961,00 14.090,00

Austauschaktion 2023



%

Solange der Vorrat reicht

Vacuklav 31 B+

Vorteile hoch zwei: Profitieren Sie jetzt von den Produkt-Highlights des meistverkauften Autoklaven der Welt und vom attraktiven Jubiläumspaket:



Sterilisation von bis zu 5 kg in nur 30 Min.



Höchste Qualität made in Germany



Flexibles Stand-Alone Konzept mit effektiver Luftkühlung



Intuitive Bedienung und Dokumentation

	Art.-Nr.	Preis
Vacuklav 31 B+ Austauschgerät	270733	10.560,00 4.990,00

-40%



Das Aktionsangebot:

Das Paket beinhaltet: Vacucklav® 31 B+, Halterug A Plus, 5 Tablett, MELA flash® CF-Card-Printer

Listenpreis 9.913 € Angebot:

4.990 €*

oder 72 Monate x **85,58***

Hygiene

MELAG MELAtherm 10 Evolution

Effizient Instrumente aufbereiten mit zukunftsweisenden Innovationen

- AquaBoost-Technologie für 44 % bessere Reinigung der Instrumente bei identischem Wasserverbrauch. Reinigung, Desinfektion und Trocknung von bis zu 23 Winkelstücken sowie Instrumenten für bis zu 40 Patienten in nur 60 Minuten
- Großes Smart-Touch-Display mit Video-Tutorials für Einweisung und Bedienung, so einfach wie nie zuvor
- Aktive Innen- und Außentrocknung schützt die Instrumente vor Korrosion und Beschädigung
- Nutzerauthentifizierung und Chargenfreigabe mit ProControl direkt am Gerät
- Mit MELAconnect Gerätestatus und Programmfortschritt jederzeit mobil per App abrufen
- Integrierte Dokumentation via CF-Card oder LAN
- Integrierte Prozessmedienaufnahme und Dosiermodul ohne Aufpreis
- MELAtherm Prozessmedien im Starterpaket gratis enthalten



~~11.569,00~~
9.990,00
oder 72 Monate x 165,83*

	Art.-Nr.		Preis
MELAtherm 10 Evolution	270916	11.569,00	9.990,00

MELAG Beladungsbeispiel

- Basiskorb mit Injektorschiene
- Flexkorb 2
- Einsatzgestell für 3 MELAstore Trays/Sieb-kassetten
- 3 MELAstore Tray 10
- Flexkorb für Scheren und Klemmen
- Flexkorb für Abdrucklöffel
- Kleinteilebehälter
- Instrumentenkorb



~~2.711,00~~
2.260,00
oder 72 Monate x 39,55*

	Art.-Nr.		Preis
Beladungsbeispiel	279482	2.711,00	2.260,00

MELAG Aktionspaket

- 1 Injektorkorb Flex 1
- 6 ZEG-Spitzen-Adapter
- 2 Einzelfiltergehäuse

Andere Zusammenstellungen auf Wunsch möglich – Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter erstellt Ihnen gern ein individuelles Angebot!



~~875,00~~
750,00
oder 72 Monate x 13,13*

	Art.-Nr.		Preis
Aktionspaket	300961	875,00	750,00
Injektorkorb Flex 1			

Hygiene

MELAG Vacuklav 40 B+ Evolution Starterpaket

Mit dem Schnell-B-Programm ist er einer der schnellsten seiner Klasse!

- Patentierte Doppelmantel-Technologie sichert Rekordbetriebszeiten von nur 10 bis 25 Minuten
- Hohe Beladepkapazitäten für bis zu 8 Tablettts und 9 kg Instrumente
- DRYtelligence® für perfekte Trocknungsergebnisse
- XXL-Colour-Touch-Display mit integrierter Dokumentations- und Freigabesoftware
- Remote Monitoring im Praxisbetrieb mit der kostenlosen MELAconnect App

Starterpaket:

- 1 Vacuklav 40 B+ Evolution
- 6 Tablettts + 2 Tablettts kurz
- 1 MELAdem-40-Wasseraufbereitung
- 1 MELAflash-CF-Kartenlesegerät
- 1 MELAflash-CF-Speicherkarte
- 1 MELAcontrol
- 1 Wasserabzweig
- 1 Tabletthalterung

	Art.-Nr.		Preis
Starterpaket	256837	12.923,00	9.150,00



~~12.923,00~~
9.150,00
oder 72 Monate x 151,89*

Jetzt Hygienegeräte bequem im Online-Shop anfragen
plandent.de/hygiene

MELAG Vacuklav 40 B+ Evolution Austauschpaket

Austauschpaket:

- 1 Vacuklav 40 B+ Evolution
- 1 Halterung E Plus (kurz)
- 6 MELAG Tablettts
- 2 MELAG Tablettts (kurz)
- 1 MELAflash CF Speicherkarte

	Art.-Nr.		Preis
Starterpaket	268703	12.026,00	8.750,00



~~12.026,00~~
8.750,00
oder 72 Monate x 145,25*

Hygiene

Miele Cube X Autoklav

- Kammervolumen wahlweise 17 oder 22 Liter
- Kapazität bis zu 5 Trays
- Benutzerfreundliche Bedienung dank Farb-Touchscreen
- Praktische Programmeinstellungen, wie z. B. programmierbarer Zyklusstart
- Anwendungskomfort dank ergonomischem Design
- Prozessdokumentation über USB, Ethernet, Wi-Fi (optional)
- Automatisches Wasserfüllventil zum Anschluss an das Wasser-aufbereitungssystem
- Verkürzte Laufzeiten dank EcoDry-Technologie
- S-Fast-Zyklus für Handstücke
- Individuelles Benutzermanagement für mehrere Anwender
- Moderne Wartungsunterstützung über Gerätedisplay

	Art.-Nr.	Preis
PST 1720 Cube X	276253	8.340,00 6.690,00



Jetzt Hygienegeräte bequem
im Online-Shop anfragen
plandent.de/hygiene

Miele Thermodesinfektor PWD 8531

- Auf Tischgerät mit 2 integrierten Chemievorratsbehältern
- Leistung/Charge: Kammergröße ist auf den Bedarf kleiner Praxen abgestimmt
- Touch-on-Glass-Bedienung mit Direktwahltasten und 4-Zoll-Farbdisplay
- Integrierte Heißlufttrocknung DryPlus mit HEPA-Filter H 14
- 2 integrierte Dosierpumpen für flüssige Medien
- Integrierter Wasserenthärter
- Wechselstromanschluss
- Weitergabe der Prozessdaten an eine Dokumentationssoftware oder Ausgabe an einen Drucker

	Art.-Nr.	Preis
PWD 8531	267367	7.750,00 6.280,00



Hygiene

Miele Thermodesinfektor

Miele Thermodesinfektoren ermöglichen die sichere und nachvollziehbar erfolgreiche Reinigung und Desinfektion des zahnärztlichen Instrumentariums.

- Innovative Heizpumpe ermöglicht Zeitersparnis und ein Höchstmaß an Effizienz
- Neu entwickelte Sprüharme mit überarbeiteter Düsenform und Düsenanordnung für ein hocheffektives Sprühbild
- Optimierte Wasserwege und ein stark erhöhter Druck an den Injektordüsen ermöglichen eine gründliche und sichere Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten
- Pro Charge können 22 Übertragungs- oder Hohlkörperinstrumente aufbereitet werden (Kapazitätssteigerung von 100 % im Vergleich zur Vorserie)
- Leistung/Charge z. B. 22 Übertragungsinstrumente oder Absauger sowie weiteres Spülgut in Ober- und Unterkorb
- NEU: Trocknungsfunktion EcoDry bei der PG 8581
- Trocknungsfunktion DryPlus (aktive Heißlufttrocknung bei der PG 8591)
- NEU: Je nach Ausführung bis zu 2 integrierte Dosierpumpen für flüssige Medien bei der PG 8581
- Ethernet-Modul zur Prozessdokumentation im Lieferumfang enthalten (optional RS232-Modul erhältlich)
- Optimierte und kundenindividuelle Anwendungstechnik
- Maße (H x B x T): 835 x 600 x 600 mm
- Drehstromanschluss

Bis zu 33 ZEG-Spitzen pro Charge!

	Art.-Nr.	Preis
PG 8581	243738	7.413,00 6.190,00
PG 8591 mit integrierter Heißlufttrocknung DryPlus	243740	12.143,00 9.590,00



Miele Vorteilspaket ohne Aufbereitung von Hand- und Winkelstücken

- A105/1 Oberkorb/Injektor
- A151 Unterkorb/Lafette

Diverse Einsätze und Zubehör:

- E 473/2 Einsatz
- E 430/1 Einsatz 1/3-Siebschale
- E 337/1 Einsatz für stehende Instrumente
- A836 Düsenet Dental

1.910,00
1.590,00
oder 72 Monate x 27,83*

	Art.-Nr.	Preis
Vorteilspaket	263359	1.910,00 1.590,00

Miele Exklusives Vorteilspaket PG 8581 und PG 8591

- A 105 Oberkorb/Injektor
- A 151 Unterkorb/Lafette

Diverse Einsätze und Zubehör:

- E 473/2 Einsatz
- E 430/1 Einsatz 1/3-Siebschale
- A 803 Adapter für HuW/Turbinen (3 St.)
- E 337/1 Einsatz für stehende Instrumente
- A 800 Filterrohr
- A 804 Reinigungsbürste für Filterrohr
- A 836 Düsenet Dental



Euronda Autoklav E10

Die beste Sterilisation: leistungsstark, effizient, funktional, einfach

Lieferumfang:

- 18-Liter-Sterilisierkammer (optional 24 Liter)
- 4-Zoll-Farb-Touchdisplay
- Netzwerkanschluss LAN und WLAN
- E-Wi-Fi für kabellose Datenanbindung
- Traygestell + 5 Trays inkl.
- Leistungsstarke Vakuumpumpe, optimierte Trocknung und progressive Luftkühlung
- Intuitive einfache Menüführung

	Art.-Nr.	Preis
Autoklav E10, 18-l-Volumen	258305	6.490,00
		5.190,00



Dürr Dental Hygoclave 50 Dampfsterilisator

Mit dem Hygoclave 50 bietet Dürr Dental Zahnarztpraxen eine professionelle Klasse-B-Lösung, die durch besondere Leistungsstärke überzeugt und mit einem durchdachten Bedienkonzept für maximale Effizienz und höchsten Komfort im harten Praxisalltag sorgt.

Darauf kommt es an:

- Hochleistungssterilisations- und Trocknungssystem mit extra Universalprogramm für zusätzliche Sicherheit selbst bei Sterilisation komplexer Hohlkörper
- Herausragender Bedienkomfort dank intuitivem Bedienkonzept
- Hochauflösendes 5-Zoll-Touchdisplay
- Flexible Frischwasserversorgung und integrierte Frischwasserqualitätskontrolle
- Alles im Blick und dokumentiert dank Anbindung an das Praxisnetzwerk und dentale Dokumentationsprogramme
- Türverriegelungsautomatik

	Art.-Nr.	Preis
Hygoclave 50	304069	7.750,00
Hygoclave 50 Plus	304068	8.270,00
		6.550,00



W&H Lisa Remote Plus ioDent

W&H Lisa-Wasserdampfsterilisator Typ B für die sichere Sterilisation von Hohlkörpern und festen sowie porösen Produkten nach EN 13060

Lieferumfang:

Drehbarer Trayträger, 6 Aluminiumtrays, Ablassschlauch, Trayhalter, 8 GB USB-Stick, Türöffner, Werksprüfung, Helix Test Starter-Kit

- Hoher Bedienkomfort durch kristallklaren Farbtouchscreen zur intuitiven Navigation durch die intelligente Menüstruktur
- EliSense-Technologie zur Optimierung des täglichen Workflows via LED-Indikatoren und Touchscreen
- EliTrace-Technologie zur Rückverfolgung des Sterilisationsprozesses bis zum einzelnen Instrument und Anwender

- Hohe zusätzliche Sicherheit durch Wi-Fi und Mobile App zur Echtzeitfernüberwachung
- Hohe Effizienz durch patentierte Technologie Eco Dry + zur Verringerung der Zykluszeit (30 Minuten bei durchschnitt. Beladung von 2 kg)
- Schnellzyklus für Handstücke
- Programmierbarer Zyklusstart
- Automatisches Wasserfüllventil
- Kammergröße 17 Liter oder 22 Liter

	Art.-Nr.	Preis
Lisa Remote Plus ioDent, 17 Liter	304423	9.876,00
Lisa Remote Plus ioDent, 22 Liter	304424	10.458,00
		7.950,00
		8.390,00

W&H Multidem C27

Das Wasseraufbereitungssystem

Das Wasseraufbereitungssystem Multidem liefert qualitativ hochwertiges demineralisiertes Wasser für die Dampferzeugung im Autoklav. Es gewährleistet dadurch eine gleichmäßige, optimale Leistung und verlängert so die Lebensdauer Ihres Sterilisators oder Aufbereitungsgerätes.

Zusätzlich ist Multidem mit einer Sprühpistole ausgestattet. Diese eignet sich ideal zum manuellen Befüllen der Sterilisatoren und zum Spülen von Instrumenten vor der Sterilisation.

	Art.-Nr.	Preis
Multidem C27	285555	475,00
		430,00



Mikroskopie



ZEISS EXTARO 300

Dentalmikroskop – eine neue Dimension der Visualisierung

~~29.900,00~~
28.790,00

oder 72 Monate x 472,16*

EXTARO 300 von ZEISS bietet Ihnen neuartige Techniken in der Visualisierung, die neue Anwendungen in der mikroskopgestützten Zahnheilkunde ermöglichen. Von präziser Karieserkennung bis hin zu vereinfachten Abläufen bei der Zahnerhaltung – mit ZEISS EXTARO 300 können Sie Ihre Zahnheilkunst perfektionieren und sich damit differenzieren.

- Augmentierte Visualisierung
- Effiziente Revision von kariösen Füllungen
- Differenzieren von Zahnmaterial
- Arbeiten ohne störende Reflexe
- Keine vorzeitige Materialaushärtung, auch unter natürlicherem Licht
- Digitale Patientenkommunikation
- Ein digitaler Workflow schafft Transparenz
- Vereinfachte Patientenaufklärung überzeugt durch Präzision
- Einhandbedienung
- Alle Visualisierungs- und Aufnahmemodi sowie Lichteinstellungen

	Art.-Nr.	Preis
Extaro 300	262287	29.900,00 28.790,00

Versorgung

Dürr Dental Kompressor Duo Tandem

Mit elektronischer Steuerung

- Duo-Tandem-Kompressor mit Membran-Trocknungsanlage und einem Aggregat
- Membran-Trocknungsanlage für 100 % Leistung nonstop
- Überwachung und Verwaltung des Kompressors mit der Software Tycor Pulse
- Zweites Aggregat nachrüstbar und somit bis zu 4 Behandler möglich

	Art.-Nr.	Preis
Duo Tandem	121997	6.600,00 5.090,00



~~6.600,00~~
5.090,00

oder 72 Monate x 89,08*

Einrichtung und Geräte bequem im Online-Shop anfragen
plandent.de/versorgung

Technik ist einfach ... mit den Technik-Profis



Wartung vom Profi
für einen störungsfreien Praxisbetrieb und weniger Ausfallzeiten Ihrer Geräte

plandent.de/wartung

Plandent

Dürr Dental Power Tower View

Einer für alles – alles in einem

Anwendung: Versorgung
Typ: VS 900 S
Breite: 64 cm
Höhe: 208 cm
Tiefe: 61 cm
Gewicht: 275 kg

Techn. Daten:
techn. Spannung 400 V, Frequenz 50 Hz, Fördermenge bei 5 bar 100 l/Min., Tankinhalt 20 l, Schallpegel bei 5 bar 53 dBA

Inhalt: 1 Stück
Lieferung inkl.:

Schrankmodul Power Tower View mit Schalldämmung, 1 Duo-Kompressor-Aggregat, VS 900 S Kombinations-Saugereinheit und Membrantrocknungsanlage

	Art.-Nr.	Preis
Power Tower View 400 V	303052	14.320,00 11.990,00

~~14.320,00~~
11.990,00

oder 72 Monate x 199,03*



Dürr Dental Amalgamabscheider CA4

mit Standard-Anschlussteilen, Fernanzeigeelement und Ersatz-Amalgam-Einwegbehälter. Gerät netzwerkfähig.



~~3.380,00~~
2.890,00

oder 72 Monate x 50,58*

	Art.-Nr.	Preis
CA 4	191198	3.380,00 2.890,00

Datensicherheit

Plandent DSGVO-Praxisanalyse

- Praxisbegehung zur Überprüfung von Datenschutzmaßnahmen gemäß EU-DSGVO
- Sensibilisierung der Mitarbeiter bzgl. Datenschutz und Datensicherheit
- Dokumentation des Istzustandes anhand einer Checkliste
- Aushändigung einer schriftlichen Auswertung inkl. Handlungsempfehlungen
- Beratung zur Umsetzung und zur Optimierung von Praxisprozessen
- Überprüfung der vorhandenen Dokumentation (Datenschutzhandbuch)
- Unterstützung bei der Erstellung fehlender DSGVO-Dokumentation
- Dauer: ca. 2 Stunden, inkl. Auswertung und Beratung

249,00

	Art.-Nr.	Preis
DSGVO-Praxisanalyse	273271	249,00

Plandent IT Netzwerk-Check

Wir checken Ihr Netzwerk! Holen Sie sich die IT-Profis ins Haus: Wir prüfen beim Netzwerk-Check nicht nur Ihre vorhandenen Datensicherungsmedien auf technische Lauffähigkeit und den notwendigen technischen Standard, sondern auch die Kompatibilität von PC-Komponenten mit zahnmedizinischer Innovationstechnik.

Nutzen Sie jetzt den individuellen und unabhängigen Netzwerk-Check!

Vorteile:

- Die Plandent IT-Spezialisten sind speziell für den zahnmedizinischen Bereich ausgebildet
- Wir sehen das gesamte Netzwerk – die Symbiose aus IT-Komponenten und zahnmedizinischer Technik
- Wir sorgen dafür, dass alle Elemente dieses Netzwerks miteinander kompatibel sind – damit alles so funktioniert, wie Sie es erwarten

199,00

	Art.-Nr.	Preis
IT Netzwerk-Check	264803	199,00

Plandent Qualifizierung zum/zur dentalen Datenschutzbeauftragten

Ausbildungsseminar zum/zur dentalen Datenschutzbeauftragten

Teil 1: Datenschutz und Datensicherheit / DSGVO-Basiswissen (ca. 4 Stunden)

- Datenschutz im Gesundheitswesen
- Rechtliche Grundlagen
- Der Datenschutzbeauftragte
- Betroffenenrechte, Praxispflichten
- Auskünfte gegenüber Dritten
- Informationspflichten
- Meldepflichten
- Bußgelder und Strafen

Teil 2: IT-Sicherheit (ca. 4 Stunden)

- Datensicherheit – Sorgfalt am Arbeitsplatz
- Schutz vor Viren, Würmern, Trojanern
- Passwort-Sicherheit
- E-Mail-Sicherheit
- Internet-Sicherheit
- Fernwartungen
- Verhalten in sozialen Netzwerken
- Datensicherung
- Datenvernichtung
- Praktische Tipps für den Arbeitsalltag

Teil 3: Dokumentation im Datenschutzhandbuch (ca. 4 Stunden)

- Dokumentationspflichten
- Auftragsverarbeitungsvertrag
- Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
- Datenschutzfolgeabschätzung
- Technische und organisatorische Maßnahmen
- Datenschutz-Audit
- Datenschutz-Unterweisungen und -Schulungen
- Wiederholung/Prüfungsvorbereitung
- Abschlussprüfung online

799,00

	Art.-Nr.	Preis
Qualifizierung zum/zur dentalen Datenschutzbeauftragten	273272	799,00

Datensicherheit

Plandent IT-Sicherheitspaket

2.685,00

Schützen Sie Ihre IT vor Angriffen aus dem Cyberraum. Mit unserem IT-Sicherheitspaket machen Sie sich „sicher“ gegen Viren, Trojaner und andere Schadsoftware, die es von außen auf Ihr Netzwerk abgesehen haben. **Bestehend aus:**

Netzwerk-Speicher (NAS)

- Synology NAS inkl. Backupsoftware
- 2 x 2 TB Festplatten intern Raid 1
- 36 Monate Vor-Ort-Service inkl. Medieneinbehalt

Virenschutz

- GData Virenschutz
- 5 Clients, 1 Server

Sicherung zum Mitnehmen

- 5 x 2 TB USB-Festplatten

Firewall

- Securepoint (Black Draw) Firewall
- Empfohlen für bis zu 10 Benutzer
- Hardware-Bereitstellungspreis inkl.
- Zzgl. monatliche Softwarelizenzengebühren

IT-Sicherheitstraining

- Inhouse-Training in der Zahnarztpraxis / im Dentallabor, Dauer ca. 2,5 Stunden
- Sensibilisierung der Mitarbeiter-innen bzgl. IT-Sicherheit
- Teilnahme wird auf einem Unterweisungsnachweis vom Trainer bestätigt
- Aushändigung individualisierter DSGVO-Dokumente für Firewall, Virenschutz und Backup (wenn über Plandent bezogen)
- 3 Fortbildungspunkte möglich

Folgende Unterweisungsinhalte sind Bestandteil des Trainings

- EU-Datenschutz-Grundverordnung
- Datenschutz und Datensicherheit
- Datensicherheit – Sorgfalt am Arbeitsplatz
- Schutz vor Viren, Würmern, Trojanern
- Passwort-Sicherheit
- E-Mail-Sicherheit
- Internet-Sicherheit
- Fernwartungen
- Verhalten in sozialen Netzwerken
- Datensicherung
- Datenvernichtung
- Meldepflichten
- Dokumentationspflichten
- Praktische Tipps für den Arbeitsalltag

Das IT-Sicherheitspaket beinhaltet alle notwendigen Softwareinstallationen sowie die Konfiguration der Firewall und des Virenschutzes. Alle Komponenten auch einzeln verfügbar.

	Art.-Nr.	Preis
IT-Sicherheitspaket	267265	2.685,00

Plandent IT-Sicherheitstraining

299,00

Inhouse-Training in der Zahnarztpraxis / im Dentallabor, Dauer ca. 2,5 Stunden

- Sensibilisierung der Mitarbeitenden bzgl. IT-Sicherheit
- Teilnahme wird auf einem Unterweisungsnachweis vom Trainer bestätigt
- Aushändigung individualisierter DSGVO-Dokumente für Firewall, Virenschutz und Backup
- 3 Fortbildungspunkte möglich

Folgende Unterweisungsinhalte sind Bestandteil des Trainings:

- EU-Datenschutz-Grundverordnung
- Datenschutz und Datensicherheit
- Datensicherheit – Sorgfalt am Arbeitsplatz
- Schutz vor Viren, Würmern, Trojanern
- Passwort-Sicherheit
- E-Mail-Sicherheit
- Internet-Sicherheit
- Fernwartungen
- Verhalten in sozialen Netzwerken
- Datensicherung
- Datenvernichtung
- Meldepflichten
- Dokumentationspflichten
- Praktische Tipps für den Arbeitsalltag

	Art.-Nr.	Preis
IT-Sicherheitstraining	265724	299,00

Einrichtung und Geräte bequem im Online-Shop anfragen
plandent.de/it

Folienschweißgeräte

Dürr Dental Hygopac View

Als eines der kleinsten Durchlaufsigelgeräte auf dem Markt vereint der Hygopac View modernes, funktionales Design mit einem intuitiven Bedienkonzept. *Siegelnahtbreite: 13 mm*

- Außerordentlich kompaktes Design für einen minimalen Platzbedarf im Aufbereitungsraum
- Intuitives Bedienkonzept zur schnellen und einfachen Durchführung des Verpackungsprozesses
- Validierung leicht gemacht dank intelligentem und einfachem Validierungskonzept
- Hohe Flexibilität bei der Prozessdokumentation durch Speicherung auf SD-Karte und Netzwerk-anbindung

	Art.-Nr.		Preis
Hygopac View	274901	2.560,00	2.086,00



MELAG MELAseal Pro

Validierbares Durchlauf-Siegelgerät für Großpraxen und Kliniken mit einer größeren Anzahl von Sterilisierverpackungen am Tag. Validierbar nach EN 11607 und natürlich mit Dokumentations-schnittstelle. *Siegelnahtbreite: 14 mm*

Optional kann das MELAseal um Rollenhalter und Arbeitstisch ergänzt werden. Hier stehen ver-schiedene Varianten zur Auswahl.

	Art.-Nr.		Preis
MELAseal Pro	205389	2.721,00	2.328,00



MELAG MELAseal 200

Das kompakte validierbare Siegelgerät MELAseal 200 vereint die Vorzüge der erfolgreichen Baureihe MELAseal 100+ mit den Vorteilen großer Durchlauf-Siegelgeräte. MELAseal 200 erfüllt die normativen Anforderungen nach EN ISO 11607-2 vollständig. Besonders bei der Bedienung und der Dokumentation setzt das MELAseal 200 Maßstäbe. Schon nach etwa 90 Sekunden Aufheizzeit ist MELAseal 200 einsatzbereit. Die Siegelzeit beträgt 3 Sekunden. Die Folien können ohne Unterbrechung hintereinander gesiegelt werden.

	Art.-Nr.		Preis
MELAseal 200	234117	1.577,00	1.330,00



Pflegesysteme

Euronda Euroseal Valida

Validierbares Balkensiegelgerät. *Siegelnahtbreite: 12 mm*

- Zum validierten Versiegeln von Klarsicht-Sterilisierverpackungen nach EN 11607-2
- Dokumentation und Rückverfolgung per SD-Speicherkarte oder Netzwerk-anbindung
- Innovative, einfache Steuerung per Touchscreen

	Art.-Nr.		Preis
Euroseal Valida	275893	1.295,00	1.029,00



KaVo QUATTR0care PLUS

AKTIONSPAKET

- ✓ QUATTR0care PLUS
- ✓ QUATTR0care PLUS Sprays (6 Flaschen)

Das QUATTR0care PLUS bietet ein Höchstmaß an Schnelligkeit und Bedienerfreundlichkeit. Dabei besticht das Gerät durch einfachste Handhabung und optimale Pflege.

Vier Instrumente in einer Minute. Einfach per Knopfdruck. Einfach vollautomatisch.

Lieferumfang:

- 1 Basisgerät
- 3 Intramatic-Pflegekupplungen
- 1 Multiflex-Pflegekupplung
- 500 ml Pflegespray
- 1 Druckluftanschluss

	Art.-Nr.		Preis
QUATTR0care PLUS	217697	2.690,00	1.744,00



Praxisgeräte bequem im Online-Shop bestellen
plandent.de/praxis

Polymerisationslampen

3M Elipar Deep Cure S und L

Technische Daten:

- Lichtintensität: 1.480 mW/cm²
- Wellenlängenbereich: 430–480 nm
- Lichtaustrittsfläche: 60–65 mm² (optisch aktiv)
- Lithium-Ionen-Akku
- Einfache, intuitive 2-Tasten-Bedienung

Lieferumfang: 1 Handstück, 1 Ladestation (nur Version S), 1 Steckernetzteil (nur Version L), 1 Lichtleiter, 1 Blendschutz

	Art.-Nr.		Preis
Elipar Deep Cure S	243834	1.432,06	999,00
Elipar Deep Cure L	243835	773,82	499,00



~~1.432,06~~
999,00
oder 48 Monate x **24,48***

Dentsply Sirona SmartLite Pro

Mehr als eine Lampe. Die modulare Polymerisationslampe kombiniert eine unübertroffene Durchhärtequalität mit innovativer Funktionalität und modernen Pen-Style-Design!

Lieferumfang: 1 × Handstück, 1 × Polymerisationsaufsatz, 1 × Transilluminationsaufsatz, 2 × Wechselakku, 1 × Ladestation mit integriertem Radiometer, 3 × Lichtschutzschild, 100 × Schutzhülle, Netzteil mit USB-Ladekabel, Aushärteübersicht

	Art.-Nr.		Preis
SmartLite Pro	269256	1.519,95	1.339,00



~~1.519,95~~
1.339,00
oder 48 Monate x **32,81***

Ultradent Products VALO Grand

Die VALO Grand Polymerisationsleuchte hat alle Vorteile der revolutionären, preisgekrönten VALO. Mit einer jetzt 50 % größeren Linse von 12 mm kann bei einer einzigen Aushärtung eine größere Fläche – Molaren mit 10 mm Durchmesser – mühelos abgedeckt werden.

	Art.-Nr.		Preis
VALO Grand	275550	1.589,00	1.210,00
VALO Grand cordless	275552	1.589,00	1.210,00



~~1.589,00~~
1.210,00
oder 48 Monate x **29,64***

Polymerisationslampen

Voco CELALUX 3

- Niedriges Gewicht (70 g), kompakte Größe (Ø 12,6 mm x L 210 mm), ergonomisches Design
- Wellenlängenbereich 450 – 480 nm
- Hohe Lichtleistung von durchschnittlich 1.300 mW/cm²
- Sehr schnelle Wiederaufladung des Akkus, eine Akkuladung ist geeignet für ca. 45 Polymerisationszyklen à 20 s
- Bequem und einfach verwendbare Ladestation mit integriertem Radiometer und Ersatz-Akku
- Kontrolle der Polymerisationszeit durch Vibration (zu Beginn, nach 10 s und nach 20 s)

	Art.-Nr.		Preis
CELALUX 3	246848	1.319,20	1.179,00



~~1.319,20~~
1.179,00
oder 48 Monate x **28,89***

Ivoclar Vivadent Bluephase G4



Sichern Sie sich 150,00 € für Ihr Altgerät!

Bei Kauf einer Bluephase G4 und gleichzeitiger Rückgabe eines Alt-Lichtgerätes erhalten Sie eine Ankaufgutschrift über 150,00 €.

- Zuverlässige Aushärtung aller lichthärtenden Materialien dank Polywave-LED
- Kurze Belichtungszeiten ab 10 Sekunden dank hoher Intensität von 1.200 mW/cm²
- Zusatzprogramm Pre-Cure
- Großer 10-mm-Lichtleiter für zeitsparende Einmalbelichtungen

	Art.-Nr.		Preis
Bluephase Grau	268592	1.325,00	1.032,00
Bluephase Blau	282888	1.325,00	1.032,00



~~1.325,00~~
1.032,00
oder 48 Monate x **25,28***

Ivoclar Vivadent Bluephase PowerCure



Sichern Sie sich 250,00 € für Ihr Altgerät!

Bei Kauf einer Bluephase PowerCure und gleichzeitiger Rückgabe eines Alt-Lichtgerätes erhalten Sie eine Ankaufgutschrift über 250,00 €.

- Zuverlässige Aushärtung aller lichthärtenden Materialien dank Polywave-LED
- Kurze Belichtungszeiten ab 3 Sek. dank hoher Intensität bis zu 3.000 mW/cm²
- Zusatzprogramm Pre-Cure
- Großer 10>9-mm-Lichtleiter für zeitsparende Einmalbelichtungen
- Alle Polymerisationsschritte bei direkten Restaurationen von bleibenden Seitenzähnen der Klassen I und II können neu in jeweils nur noch 3 Sek. im 3sCure-Belichtungsprogramm okklusal durchgeführt werden

	Art.-Nr.		Preis
Bluephase PowerCure	270315	1.710,00	1.336,00
Bluephase PowerCure Kid Spritze	270333	1.710,00	1.336,00
Bluephase PowerCure Kid gemischt	270334	1.845,00	1.450,00



~~1.845,00~~
ab **1.336,00**
oder 48 Monate x **35,52***

Polymerisationslampen

Kulzer Translux Wave



Sichern Sie sich 150,00 € für Ihr Altgerät!
Bei Kauf einer Translux Wave und gleichzeitiger Rückgabe eines Alt-Lichtgerätes erhalten Sie eine Ankaufgutschrift über 150,00 €.

Kabellose LED-Polymerisationsleuchte zum Aushärten dentaler Materialien wie Adhäsive und Composites. Sie sorgt für eine beständige Qualität und die optimale Durchhärtungstiefe von hochwertigen Restaurationen im Wellenlängenbereich von 440 bis 480 nm. Mit dem optimierten Winkel des 360° schwenkbaren Lichtleiters können Sie den Bereich der Molaren noch besser erreichen.

Lieferumfang:
1 Ladegerät, 1 Handstück, 1 Lichtleiter 8 mm, 1 Blendschutzkegel, 1 Lithium-Ionen-Akku, 1 Universal-Netzteil und 3 internationale Steckdosenadapter

	Art.-Nr.	Preis
Translux Wave	237202 956,00	729,00



~~956,00~~
729,00
oder 48 Monate x 17,86*

GC D-Light Pro

D-Light Pro ist eine Hochleistungs-LED-Polymerisationslampe mit dualer Wellenlänge, welche Ihnen einen erweiterten Handlungsspielraum bietet: natürlich eine effiziente Lichtaushärtung, aber noch einiges mehr.

- 2 Aushärtungsprogramme
- Erkennungsmodus im UV-nahen Lichtbereich
- Sehr leichtes und schlankes Design
- Autoklavierbares Handstück

Lieferumfang: D-Light Pro, Handstück Hülle, Elektronikmodul, Lichtleiter 8 mm, Akkus (2 St.), Ladestation, Netzteil, EU-/UK-Adapter, fester (1 St.) und weicher Augenschutz, (3 St.)

	Art.-Nr.	Preis
GC D-Light Pro	255834 1.268,80	990,00



~~1.268,80~~
990,00
oder 48 Monate x 24,26*

Abformmischgeräte

3M Pentamix 3

Auf Knopfdruck liefert Pentamix 3 Ihnen stets eine vollkommen homogene Mischung für hochpräzise Abformungen und Versorgungen mit perfekter Passgenauigkeit.

- Das Material enthält garantiert keine Blasen, die die Präzision der Abformung beeinträchtigen
- Das automatische Anmischen erleichtert Ihnen und Ihren Mitarbeitern erheblich die Arbeit
- Weniger Verwurf – das Gerät dosiert nur die benötigte Materialmenge

	Art.-Nr.	Preis
Pentamix 3	13346 1.195,22	769,00



~~1.195,22~~
769,00
oder 48 Monate x 18,84*

Prophylaxegeräte

EMS AIRFLOW Handy 3.0 CLASSIC

Spezialisiert auf alle supragingivalen Anwendungen für optimale Ergebnisse im gesamten sichtbaren Zahnbereich mit den AIR-FLOW Pulvern CLASSIC, CLASSIC COMFORT und SOFT.

	Art.-Nr.	Preis
AIRFLOW Handy 3.0 CLASSIC	232553 1.310,00	989,00



~~1.310,00~~
989,00
oder 48 Monate x 24,23*

EMS AIRFLOW Handy 3.0 PREMIUM

Premium-Prophylaxe – immer bereit für sub und supragingival dank zweier spezifischer Handstücke und der AIR-FLOW Pulver PERIO und PLUS

	Art.-Nr.	Preis
AIRFLOW Handy 3.0 PREMIUM	253931 1.757,60	1.340,00



~~1.757,60~~
1.340,00
oder 48 Monate x 32,83*

EMS AIRFLOW Handy 3.0 PLUS

Optimal zur Anwendung bis zu 4 mm Taschentiefe sowie im gesamten sichtbaren Zahnbereich – Flexibilität und Effizienz mit dem AIR-FLOW Pulver PLUS

	Art.-Nr.	Preis
AIR-FLOW Handy 3.0 PLUS für KaVo	253936 1.530,00	1.149,00
AIR-FLOW Handy 3.0 PLUS für Sirona	253939 1.530,00	1.149,00



~~1.530,00~~
1.149,00
oder 48 Monate x 28,15*

EMS AIRFLOW Prophylaxis Master

Zur erfolgreichen Anwendung der „Guided Biofilm Therapy“. Das Gerät verfügt über AIRFLOW und PIEZON Ultraschall und stellt somit eine umfassende Lösung für die Prophylaxe- und Parodontalbehandlung dar.

- Technische Daten:**
- Versorgungsspannung: 100–240 VAC, 50/60 Hz
 - Wasserversorgung: 1–5 bar (100–500 kPa)
 - Druckluftversorgung: 4,5–7 bar (450–700 kPa)
 - Ultraschallspezifikation
 - Maximale Ausgangsleistung: 12 Watt
 - Frequenzbereich mind. 24 bis max. 32 kHz

Lieferumfang: 1 AIRFLOW Prophylaxis Master, 1 AIRFLOW Handstück, 1 AIRFLOW PLUS Pulverkammer, 1 ClasenUNO Mirror Cannula, 1 AIRFLOW CLASSIC Pulverkammer, 12 AIRFLOW PLUS Pulver, 2 AIRFLOW CLASSIC Comfort Pulver, 1 PERIOFLOW Handstück, 10 PERIOFLOW Düsen, 1 Düsenentferner, 1 PIEZON LED Handstück, 1 PIEZON PS Instrument, 1 PIEZON P Instrument, 1 PIEZON A Instrument, 1 PIEZON PI Starterkit, 4 PIEZON Lichtleiter, 1 PIEZON 800-ml-Flasche, 1 NIGHT CLEANER Flasche, 1 NIGHT CLEANER Refill, 2 CLIP+CLEAN, 1 Easyclean, 2 Wasserfilter, 2 Luftfilter, 1 Wartungsset, 1 Wireless BOOST Pedale

	Art.-Nr.	Preis
AIRFLOW Prophylaxis Master	265058 8.899,00	7.990,00



~~8.899,00~~
7.990,00
oder 48 Monate x 195,75*

Prophylaxegeräte

EMS AIRFLOW ONE

AIRFLOW ONE ist die jüngste Innovation von EMS zur erfolgreichen Anwendung der „Guided Biofilm Therapy“ für Praktiker, die bereits mit einem Piezon-Modul in ihrer Dentaleinheit ausgestattet sind.

- Für eine intensive professionelle Anwendung mit höchster Präzision
- Einzigartige Ergonomie
- Einfachste Wartung und Kompatibilität mit den höchsten Hygieneanforderungen
- Anwendungen: AIRFLOW und PERIOFLOW für eine sub- und supragingivale Reinigung von Zahn und Implantat bis in die tiefsten Parodontaltaschen
- Garantie: 1 Jahr, Möglichkeit der Verlängerung auf 2 Jahre

Technische Daten:

- Versorgungsspannung: 100–240 VAC, 50/60 Hz
- Wasserversorgung: 2–5 bar (200–500 kPa)
- Druckluftversorgung: 4,5–7 bar (450–700 kPa)
- B x T x H: 210 x 290 x 245 mm

Lieferumfang: 1 AIRFLOW ONE, 1 AIRFLOW Handstück, 1 AIRFLOW PLUS Powder Chamber, 1 AIRFLOW CLASSIC Pulverkammer, 12 AIRFLOW PLUS Pulver, 2 AIRFLOW CLASSIC Comfort Pulver, 1 ClasenUNO Mirror Cannula, 1 PERIOFLOW Handstück, 20 PERIOFLOW Düsen, 1 Düsenentferner, 1 NIGHT CLEANER Flasche, 1 NIGHT CLEANER Nachfüllung, 2 CLIP+CLEAN, 1 Easyclean, 2 Wasserfilter, 2 Luftfilter, 1 Wartungsset, 1 Wireless BOOST Pedale

	Art.-Nr.		Preis
AIRFLOW ONE	265059	6.999,00	6.290,00



~~6.999,00~~
6.290,00
oder 48 Monate x 154,11*

NSK Varios Combi Pro

Die 2-in-1 Prophylaxekombination. Ultraschall-Scaler und Pulverstrahlgerät in einem – für eine effiziente und komfortable Zahnreinigung und Biofilm-Entfernung.

- Blitzsauberes Handling: intuitive Bedienung, großes LCD-Display, automatische Funktionserkennung, Einstellungsspeicherung
- Mühelose Instandhaltung und einfache Wartung

Lieferumfang:

- Prophy-Handstück mit 60°-Düse
- Prophy-Handstückschlauch
- Prophy-Pulverkammer
- FlashPearl Prophylaxepulver (5 Sticks à 15 g)
- Wartungskit: Varios2 Lux Ultraschall-Handstück
- Varios2 Lux Handstückschlauch
- 3 Ultraschall-Aufsätze, Sterilisationsbox
- Varios Combi Pro Kühlmittelflasche (400 ml)
- Multifunktions-Fußsteuerung



~~4.925,00~~
3.190,00
oder 48 Monate x 78,16*

	Art.-Nr.		Preis
Varios Combi Pro	245868	4.925,00	3.190,00

Endodontiegeräte

Coltène CanalPro Jeni

Lieferumfang:

- 1 Steuergerät
- 1 Motor mit Apex-Messkontakt
- 1 vollisoliertes Winkelstück 1:1
- 1 Bluetooth-Fußschalter
- 1 Netzteil
- 1 Apexkabel-Set
- 1 Haltebügel Apexkabel

	Art.-Nr.		Preis
CanalPro Jeni	278202	3.444,22	2.590,00



~~3.444,22~~
2.590,00
oder 48 Monate x 63,46*

VDW VDW.GOLD RECIPROC

- Einfache Menüführung und übersichtliches Display
- Akkubetrieb, Einsatz während des Ladens möglich
- Ergonomisches Lifestyle-Design für die reziproke Aufbereitung
- Vorprogrammierung für Reciproc und WaveOne für die rotierende Aufbereitung
- Vorprogrammierung für Mtwo, FlexMaster, ProTaper, K3TM und Gates Glidden
- Auto-Stop-Reverse und automatische Drehmomentkontrolle mit Warnakustik
- Zusätzliches Doctor's Choice Individualprogramm

	Art.-Nr.		Preis
VDW.GOLD RECIPROC mit Winkelstück	222910	2.759,56	2.419,00



Dentsply Sirona Endodontics Gutta-Smart

Gutta-Smart ist ein kabelloses Obturationssystem für die warme vertikale Obturation. Das System enthält je ein Handstück für Downpack (Pack) und Backfill (Flow) Techniken zur Obturation des Wurzelkanalsystems. Es bietet eine komplette Lösung für die warme vertikale Obturation, einfaches Handling und große Bewegungsfreiheit. Die kabellosen Handstücke sind mit vier leistungsstarken Akkus ausgerüstet, deren Ladung für einen Tag ausreichen.

- Präzise Steuerung und hervorragendes taktiles Feedback
- Lange Akkulaufzeit, schnelles Laden
- Niedertemperatur-Guttapercha für Patientensicherheit
- Zeitloses Design

	Art.-Nr.		Preis
Gutta-Smart	270123	2.190,42	1.947,00



~~2.190,42~~
1.947,00
oder 48 Monate x 47,70*

Endodontiegeräte

VDW Raypex 6

Apexlocator mit selbsterklärender Benutzeroberfläche. Der farbige Touchscreen verbindet Anzeige und Bedienungspanel zu einer funktionellen Einheit.

- Exakte Längenbestimmung mit aktueller Mehrfrequenztechnik
- Plug-and-Start
- Akustische Signale ermöglichen auch „blindes“ Lokalisieren des Apex
- Anpassungen an persönliche Vorlieben (Anzeige, Ton usw.)
- Bedienelemente zur optimalen Navigation
- Dreidimensionale grafische Darstellung
- Automatische Zoomfunktion für den Bereich der apikalen Konstriktion

	Art.-Nr.		Preis
Raypex 6	217860	922,53	823,00



~~922,53~~
823,00

oder 48 Monate x 20,16*

Chirurgie und Implantologie

W&H Implantmed Plus

Dank intuitivem Bedienkonzept, Farb-Touchscreen und Glasoberfläche bietet das Implantmed höchsten Komfort. Die Antriebseinheit überzeugt mit der maschinellen Gewindeschneidefunktion, der automatischen Drehmomentkontrolle sowie dem als Zubehör erhältlichen W&H Osstell ISQ module zur Stabilitätsmessung von Implantaten.

Vorteile:

- Intuitives Bedienkonzept
- Sichere Drehmomentkontrolle und messbare Implantatstabilität
- Ultrakurzer, leistungsstarker Motor
- Neu konzipierte Pumpe
- Kabellose Fußsteuerung

	Art.-Nr.		Preis
Implantmed Plus	253491	4.904,00	3.995,00



~~4.904,00~~
3.995,00

oder 48 Monate x 97,88*

Laborgeräte



Laborgeräte bequem im
Online-Shop bestellen
plandent.de/labor

Modellherstellung

Renfert Twister evolution Vakuummischgeräte

Die evolution-Serie verfügt über 100 individuell programmierbare Mischprogramme und zeichnet sich durch eine intuitive Bedienung aus.

Lieferumfang:

- Twister evolution Wandgerät
- Mischbecher 500 ml komplett

	Art.-Nr.		Preis
Twister evolution	210653	1.970,00	1.579,00



Wassermann Wamix-Touch

Die Wamix-Geräte von Wassermann überzeugen durch perfekte und blasenfreie Anmischergebnisse. Ihre einfache Bedienung und die extreme Robustheit sorgen zuverlässig für Arbeitserleichterung.

Lieferumfang:

- Mischbecher 350 ml inkl.
- Befestigungsset Wandmontage

	Art.-Nr.		Preis
Wamix-Touch	258113	1.990,00	1.740,00



Renfert Silent EC2

Zweiplatzabsaugung

Leistungsstarke, staubbeutellose Absaugung mit zwei getrennt gesteuerten Saugstellen, automatischer Filterabreinigung und EC-Motortechnologie

Lieferumfang:

- Silent EC2
- 1 Druckluftschlauch
- 1 Anschlussset
- 2 Quetschventile mit Saugstutzen
- 1 Saugschlauch 4 m
- 4 Endmuffen

	Art.-Nr.		Preis
Silent EC2	257533	3.230,00	2.590,00



Gießen / Abstrahlen

Renfert Basic quattro

Professionelles Feinstrahlgerät mit 2-4 Strahl tanks

Lieferumfang:

- 1 Tank 25-70 µm
- 1 Tank 70-250 µm

	Art.-Nr.		Preis
Basic quattro	217379	1.834,00	1.469,00



BEGO Fornax T mit Power-Kühlung

Die kompakte Gusschleuder mit Induktions-Schmelzeinrichtung und integrierter Power-Kühlung

Lieferumfang:

- 6 Stück Keramik-Schmelztiegel
- 6 Stück Graphit- und 6 Stück Keramikeinsätze
- Je 1 Stück Gussmuldenformer Gr. 3, 6 und 9

	Art.-Nr.	Preis
Fornax T mit Power-Kühlung	273024	11.049,00



Technikmaschinen

KaVo K-POWERgrip / K-Control TLC Anlagen

Das leistungsstarke und langlebige Laborhandstück. K-POWERgrip, KaVo Qualität und hohes Drehmoment für alle Dentalmaterialien mit Drehzahlen bis 50.000 UpM. Ihr leistungsstarkes und langlebiges KaVo Handstück!

	Art.-Nr.	Preis
K-POWERgrip / K-Control TLC Knie-Anlage	225822	2.583,00 1.875,00
K-POWERgrip / K-Control TLC Typ Fuß-Anlage	225823	2.583,00 1.875,00
K-POWERgrip / K-Control TLC Typ Auf Tisch-Anlage	225824	2.583,00 1.875,00



Technikmaschinen

KaVo K5plus / K-Control TLC Anlage

K5plus – der kompakte Alleskönner. Mit dem K5plus Laborhandstück bieten wir ein effektives Einstiegsmodell für eine flexible KaVo Laborantriebslösung.

	Art.-Nr.		Preis
K5plus / K-Control TLC Typ Knie-Anlage	225819	1.997,00	1.450,00
K5plus / K-Control TLC Typ Fuß-Anlage	225820	1.997,00	1.450,00
K5plus / K-Control TLC Typ Auf Tisch-Anlage	225821	1.997,00	1.450,00

~~1.997,00~~
1.450,00
oder 48 Monate x 35,52*

KaVo K-ERGOgrip

Das leistungsstarke Laborhandstück

Lieferumfang:

- K-Control TLC Steuerung
- K-ERGOgrip Handstück
- 2 Griffhülsen
- Handstückablage

	Art.-Nr.		Preis
K-ERGOgrip Typ TLC Knie-Anlage	191913	2.720,00	1.980,00
K-ERGOgrip Typ TLC Fuß-Anlage	193160	2.720,00	1.980,00
K-ERGOgrip Typ TLC Auf Tisch-Anlage	196046	2.720,00	1.980,00

~~2.720,00~~
1.980,00
oder 48 Monate x 48,51*

Schick Q3 Profi Technikmaschine

Die neue Q3 Profi Technikmaschine von Schick bietet, dank robuster Bauweise und mit 200 bis zu 50.000 UpM und 9 Ncm Drehmoment, Leistungsparameter, die für den Laboralltag perfekt geeignet sind. Dank neuer Technologie lässt sich die Drehzahl extrem feinfühlig regeln und eignet sich deshalb optimal für die Bearbeitung auch von anspruchsvollen Dentalwerkstoffen. Das Q3 Profi Handstück ist mit einer angenehmen Soft-Grip-Oberfläche ausgestattet.

Technische Daten Handstück

- Durchmesser: max. 28 mm
- Länge: 158 mm
- Gewicht ohne Kabel: 240 g
- Gewicht mit Kabel: 370 g
- Kühlung: geschlossenes System ohne Kühlung
- Antriebssystem: kollektorloser DC-Motor
- Spannzangen: ø 2,35 mm (Standard)

	Art.-Nr.		Preis
Q3 Profi	304769	1.866,00	1.619,00
Q3 Profi	304770	1.866,00	1.619,00
Q3 Profi	304771	1.866,00	1.619,00

~~1.866,00~~
1.619,00
oder 48 Monate x 39,67*

Technikmaschinen

W&H Perfecta 300

Zur präzisen Bearbeitung aller vom Zahntechniker mit dem Motorhandstück verarbeiteten Materialien im Dentallabor

- Breiter Drehzahlbereich von 1.000 bis 40.000 UpM
- Drehmoment 5,5 Ncm
- Überlastschutz
- Softstart
- Schnellstopp
- Rechts-/Linkslauf mit bürstenlosem Motorhandstück
- 2 Jahre Garantie

	Art.-Nr.		Preis
Perfecta 300 Typ Fußgerät	194257	1.585,00	1.298,00
Perfecta 300 Typ Kniegerät	190505	1.857,00	1.498,00
Perfecta 300 Typ Tischgerät	196363	1.857,00	1.498,00

~~1.585,00~~
ab **1.298,00**
oder 48 Monate x 31,80*

W&H Perfecta 600

- Zur Bearbeitung aller im Dentallabor verwendeten Werkstoffe
- Breiter Drehzahlbereich von 1.000 bis 50.000 UpM
- Drehmoment 7,8 Ncm
- Überlastschutz
- Softstart
- Schnellstopp
- Automatik-Modi: Bistabil und Tempomat
- Rechts-/Linkslauf
- Bürstenloses Motorhandstück
- Ausblasfunktion

	Art.-Nr.		Preis
Perfecta 600 Typ Fußgerät	189782	2.151,00	1.759,00
Perfecta 600 Typ Kniegerät	193670	2.396,00	1.950,00
Perfecta 600 Typ Tischgerät	196358	2.396,00	1.950,00

~~2.151,00~~
ab **1.759,00**
oder 48 Monate x 43,10*

W&H Perfecta 900

Zur effizienten und schonenden Bearbeitung von keramischen Materialien – insbesondere Zirkon – im Dentallabor

- Drehzahlbereich von 5.000 bis 100.000 UpM
- Drehmoment 0,7 Ncm
- Überlastschutz
- Automatik-Modi: Bistabil und Tempomat
- Rechts-/Linkslauf
- Schnellläuferhandstück
- Handstückablage
- Motorkabel
- Ausblasfunktion
- Aufrüstbar mit All-in-one-Motorhandstück LA-66

	Art.-Nr.		Preis
Perfecta 900 Typ Kniegerät	190864	2.754,00	2.249,00
Perfecta 900 Typ Tischgerät	196352	2.754,00	2.249,00

~~2.754,00~~
2.249,00
oder 48 Monate x 55,10*

Turbinenanlagen

NSK Laborturbine Presto Aqua II

- Nutzung des Wassers aus dem Tank sowie der Festwasserleitung möglich
- Einfaches Befüllen des Wassertanks
- 320.000 UpM
- Kühlmittelspray
- Keine Schmierung erforderlich
- Um 360° frei drehbares Handstück
- Geräuscharm und vibrationsfrei
- Einzigartiger Staubschutzmechanismus

	Art.-Nr.		Preis
Laborturbine	199918	1.681,00	1.169,00



Poliergeräte

Reitel Poliret Comfort Poliereinheit

Poliereinheit aus Edelstahl

- Integrierte Absaugung
- Auswaschbare Filterbeutel
- LED-Arbeitsfeldbeleuchtung
- Verstellbare Sichtschuttscheiben aus Sicherheitsglas

Lieferumfang:

- 2 Polierspindeln inkl.
- Absaugung
- Feinstaubfiltertaschen

	Art.-Nr.		Preis
Poliret	26500	4.600,00	3.649,00



Dampfstrahlgeräte

Reitel Steamy Mini

Kompakter Dampfstrahler zur manuellen Befüllung

- 3,5-Liter-Tank
- 4,5 bar Druck
- Ergonomisch geformte Dampfpistole mit Wechseldüse
- 1 Sattedampfstufe

	Art.-Nr.		Preis
Steamy Mini	34494	1.410,00	999,00



Dampfstrahlgeräte

Reitel Tronada

Dampfstrahlgerät zur Festwasseranlage

- Dampfdruck und Wassermenge stufenlos regulierbar
- 6 bar Druck
- Druckluftfunktion (Anschluss an Labor-Kompressor möglich)
- Ergonomisch geformte Dampfpistole mit Wechseldüse 2,5 mm
- Trocken-/Nassdampf- und Ausbrühfunktion
- 160 °C Dampftemperatur
- Kesseldruckanzeige

	Art.-Nr.		Preis
Tronada	18099	3.480,00	2.899,00



Wassermann Wasi-Steam Classic II Edelstahl

Der Wasi-Steam Classic II ist die perfekte Lösung, wenn das Platzangebot klein, aber der Anspruch groß ist.

- Manuell befüllbar, flexible Standortwahl
- Variabler Arbeitsdruck, regelbar bis zu 5 bar
- Dampftemperatur max. 158 °C (bei 5 bar)

	Art.-Nr.		Preis
Wasi-Steam Classic II Edelstahl	283250	1.499,00	1.320,00
Wasi-Steam Classic II Edelstahl weiß	301575	1.599,00	1.429,00



Wassermann Wasi-Steam Compact

Wasi-Steam Compact ist ein leistungsstarker Dampfstrahler für alle Reinigungsanwendungen.

- Festwasseranschluss in der Grundausstattung
- Zubehör für manuelle Befüllung erhältlich
- Mit Wahltaaste für Nass- bzw. Trockendampf
- Dampftemperatur max. 164 °C bei 6 bar
- Tank und Gehäuse aus Edelstahl bzw. weiß lackiertem Edelstahl

	Art.-Nr.		Preis
Wasi-Steam Compact Edelstahl	302699	3.499,00	3.069,00
Wasi-Steam Compact Edelstahl	302608	3.499,00	3.020,00



Tiefziehtechnik

Erkodent Erkoform-3d motion

Vakuum-Tiefziehgerät mit berührungsloser Temperaturkontrolle, Vorvakuum, Touchpanel und automatisiertem Tiefziehvorgang

- Kein Druckluftanschluss nötig
- Keine Vorheizzeit
- Schlagartig aufgebautes Vakuum
- Als Zubehör kann das Occluform-3 installiert werden

Lieferumfang:

- 1 Folienspannring
- 1 Granulat-Auffangbehälter
- 1 Modellscheibe
- 1 Granulatpfopf
- 1 Pinsel für Füllgranulat mit Gummikappe
- 1 On-off-Magnet rot oder grün
- 1 Netzkabel
- 1 Füllgranulat (1,8 kg)
- 1 Folierversuchspackung
- 1 Gerätepapiere (Mappe)

	Art.-Nr.	Preis
Erkoform-3d motion	232563	2.223,26 2.089,00



~~2.223,26~~
2.089,00
oder 48 Monate x 51,18*

Erkodent Occluform-3

In ein Tiefziehgerät integriertes Okkludiergerät für die Einprägung des Gegenbisses (Pat. 19915567). Inklusive Occ3-aM zur mittelwertigen Ausrichtung der Modelle zum Inzisalpunkt und zur Kauebene.

- Gipsfreie Modellfixierung
- Hydraulische Fixierung des Gegenbisses
- Mehr Platz für hohe Modelle

Lieferumfang:

- Modelltopf inkl.
- Granulatschaufel
- Inbusschlüssel 3 mm

	Art.-Nr.	Preis
Occluform-3D	171297	568,34 449,00



~~568,34~~
449,00

Tiefziehtechnik

Scheu-Dental BIOSTAR

Das Universal-Druckformgerät für alle Anwendungen der dentalen Tiefziehtechnik und der Kieferorthopädie: mit Scan-Technologie, 6,0 bar Arbeitsdruck und thermisch geregeltem IR-Strahler, der innerhalb einer Sekunde die Arbeitstemperatur erreicht

Lieferumfang:

- Füllgranulat 1,7 kg
- Granulatpinsel
- Granulatabdeckung
- Staubschutzhaube
- Bedienungsanleitung
- Zubehör (Dichtungen, Fett)

	Art.-Nr.	Preis
BIOSTAR	245474	3.634,00 3.198,00



~~3.815,00~~
3.198,00
oder 48 Monate x 78,35*

Scheu-Dental Minister S

Die neue Generation des kompakten Druckformgeräts ist mit einer nutzerfreundlichen Folientastatur und einem großen Display ausgestattet, das alle Funktionsparameter anzeigt und überwacht. Ausgestattet mit Scan-Technologie, 4,0 bar Arbeitsdruck und thermisch geregeltem IR-Strahler, der innerhalb einer Sekunde die Arbeitstemperatur erreicht.

Lieferumfang:

- Luftschlauch mit Filter
- 1,6 kg Füllgranulat
- Folienmusterbuch
- Staubschutzhaube
- Granulatpinsel
- Granulatabdeckung

	Art.-Nr.	Preis
Ministar S	257278	2.071,00 1.679,00



~~2.174,00~~
1.679,00
oder 48 Monate x 41,14*

Keramiköfen / -pressöfen

Dentsply Sirona Multimat Cube Keramikofen inkl. Pumpe – Aktionspaket

Hohe Temperaturstabilität und intelligente, mehrstufige Aufheiz- und Kühlprogramme sorgen für hervorragende Ergebnisse beim Pressen und Brennen von handelsüblichen Dental-Keramiken, inkl. Lithium-Silikat/Disilikat-Glaskeramik. Das große Touch-Display mit intuitiver Benutzeroberfläche gewährleistet einen klaren und einfachen Zugriff auf die Programme.

	Art.-Nr.	Preis
Multimat Cube Aktionspaket	283824	5.740,00



Dentsply Sirona Multimat Cube press Keramikbrenn- und -pressöfen inkl. Pumpe – Aktionspaket

Der Multimat Cube press ist die ultimative Kombination aus Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Hohe Temperaturstabilität und intelligente, mehrstufige Aufheiz- und Kühlprogramme sorgen für hervorragende Ergebnisse beim Pressen und Brennen von handelsüblichen Dental-Keramiken, inkl. Lithium-Silikat/Disilikat-Glaskeramik. Das große Touchdisplay mit intuitiver Benutzeroberfläche gewährleistet einen klaren und einfachen Zugriff auf die Programme.

	Art.-Nr.	Preis
Multimat Cube press Aktionspaket	283825	6.990,00



DENTSPLY SIRONA OFEN-RÜCKKAUFAKTION: AUS GEBRAUCHT WIRD NEU!

Dentsply Sirona kauft Ihren gebrauchten, aber funktionstüchtigen Keramikofen inkl. Pumpe zu einem Mindestpreis von 500,00 € bei Kauf eines neuen Multimat Cube oder Multimat Cube press an. Für Geräte mit einem höheren Restwert wird Ihnen gerne ein individuelles Angebot unterbreitet. Pro Neukauf kann nur ein Gerät zurückgenommen werden!

**RÜCKKAUF
AKTION**

* Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Leasingangebot der Grenke AG mit 72 Monaten Laufzeit und einem kalkulierten Restwert von 10 %, vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskondition freibleibend bis zum 31.12.2023. Geräte zzgl. Montage- und Lieferkosten, Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

Keramiköfen / -pressöfen

Ivoclar Programat P310 G2

Programat P310 G2, die neue Programat-Generation. Durch bewährte Technologien, wie der Infrarot-Funktion, in Kombination mit neuen Features ist der neue Programat-Brennofen Ihr persönlicher Spezialist.

	Art.-Nr.	Preis
Programat P310 G2	302127	4.995,00



Ivoclar Programat VP3 easy Vakuumpumpe

Für Ivoclar Vivadent Keramikbrennöfen

	Art.-Nr.	Preis
Programat VP3 easy	169290	871,00



Ivoclar Programat EP 3010 G2

Programat EP 3010 G2, die nächste Generation der Programat Press- und Brennöfen. Durch bewährte Technologien, wie der vollautomatischen Pressfunktion (FPF), in Kombination mit neuen Features ist der neue Programat-Pressöfen Ihr verlässlicher Partner.

	Art.-Nr.	Preis
Programat EP 3010 G2	302124	9.985,00



Ivoclar Programat VP5 Vakuumpumpe

Speziell für die Ivoclar Vivadent Brenn- und Pressöfen

	Art.-Nr.	Preis
Programat VP5	239541	1.330,00



* Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Leasingangebot der Grenke AG mit 72 Monaten Laufzeit und einem kalkulierten Restwert von 10 %, vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskondition freibleibend bis zum 31.12.2023. Geräte zzgl. Montage- und Lieferkosten, Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

Keramiköfen / -pressöfen

VITA VACUMAT 6000 M

Der Premium-Keramikbrennofen VITA VACUMAT 6000 M ist für sämtliche dentalkeramische Brände und für alle auf dem Markt angebotenen Keramikmaterialien einsetzbar. Die Brenneinheit kann mit den Bedienelementen vPad comfort oder vPad excellence bedient werden.

Lieferumfang:

- 1 Brennschale
- 1 Anschlusskabel für Netzanschluss
- 1 Anschlusskabel für Bedienelement
- 1 Pinzette 25 cm
- 1 Packung Brennträger A, B und C
- 1 Packung Brennuntersätze G
- 1 LED-Statusanzeige zum Einstecken
- Ohne Bedienelement
- Ohne Vakuumpumpe

vPad Bedienelement und Vakuumpumpe optional erhältlich

	Art.-Nr.		Preis
VACUMAT 6000 M Premium-Brennofen lackiert	37673	3.135,00	2.789,00



VITA VACUMAT 6000 MP

Der Kombi-Pressofen VACUMAT 6000 MP ist für sämtliche dentalkeramische Brände und zum Pressen aller auf dem Markt angebotenen Keramikmaterialien und für alle gängigen Muffelgrößen einsetzbar. Bedienbar mit den Bedienelementen VITA vPad comfort und VITA vPad excellence.

Lieferumfang:

- 1 Universal-Press-Einlegescheibe
- 2 Brennschalen
- 2 Satz Pressscheiben
- 1 Anschlusskabel / Netzteil
- 1 Anschlusskabel / Bedienelement
- 2 Packungen Brennuntersätze G
- 1 Ofenpinzette (25 cm)
- 1 LED Statusanzeige zum Einstecken
- 1 Druckregler zum Anbau an Vakuumpumpe
- 1 Vakuumschlauch
- 1 Druckschlauch
- 1 Bedienungsanleitung

	Art.-Nr.		Preis
VACUMAT 6000 MP lackiert	206807	4.705,00	4.179,00



VITA Vakuumpumpe

Vakuumpumpe in schalldämpfter Box für stabiles Vakuum und konstante Druckluft. Für alle VITA Keramikbrennöfen.

	Art.-Nr.		Preis
VITA Vakuumpumpe	37676	930,00	879,00



Keramiköfen / -pressöfen

VITA vPad Bedienelemente

Zwei Modelle für alle Ansprüche mit einzigartiger, intuitiver Bediensoftware und 10-Zoll-TFT-Touchdisplay zur Steuerung der Keramikbrennöfen VITA VACUMAT 6000 M, der Kombipresseinheit VITA VACUMAT 6000 MP und des Sinterofens VITA ZYRCOMAT 6100 MS.

	Art.-Nr.		Preis
vPad comfort	267177	1.560,00	1.400,00
vPad excellence	267113	2.155,00	1.955,00



Verblend- und Frästechnik

GC Labolight Duo

Für indirekte Composites: LED-Dual-Lichthärtegerät mit zwei Lichthärtemethoden. Lichthärtegerät, das zwei Lichthärteverfahren kombiniert: Zwischenhärten (Intervallmodus) und Endhärten (Vollmodus).

- Doppelte Wellenlängen-LED-Technologie mit langer Lebensdauer und einem Spektrum von: 12 blauen LEDs: 465–485 nm / 3 violetten LEDs: 390–400 nm

	Art.-Nr.		Preis
Labolight Duo	250787	3.066,90	2.250,00



Schick S2 Profi Fräsgerät

Durch die gehobene technische Ausstattung präsentiert sich das S2 Profi Fräsgerät als echtes Allround-Fräsgerät. Der äußerst massive Aufbau von Fräsarm und Säule verhindert jegliche Schwingungen und ermöglicht somit beste Fräsergebnisse.

- Kraftvolle Frässpindel mit höchster Laufruhe
- LED-Lichtkopf zur optimalen Ausleuchtung
- Magnetspannung für Modelltisch
- Äußerst stabile Bauform für vibrationsfreies Fräsen
- Keramik-Frässet zur Nassbearbeitung optional erhältlich

Abmessungen B x H x T:

240 x 507 x 345 mm

Gewicht: 13 kg

Drehzahlbereich:

1.000–40.000 UpM

Drehmoment Motor: 7 Ncm

Spannzange: 2,35 mm inkl.

Anschlag für Kurzwerkzeuge (3,00

mm optional erhältlich)

	Art.-Nr.		Preis
S2 Profi Fräsgerät	260895	5.331,00	4.699,00



Ihre zentrale Kundenbetreuung

Telefon: +49 (0) 251 / 7775-555

Fax: 0800 / 7801-517

E-Mail: investitionsgueter@Plandent.de

Mo.–Do.: 7.30–18.00 Uhr

Fr.: 7.30–16.30 Uhr

Gültigkeit:

Bis 30.06.2023

Solange der Vorrat reicht.

Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Aktionsangebote sind nicht mit anderen Aktionen und individuellen Konditionen kombinierbar. Finanzierungsangebote vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskonditionen freibleibend. Vergleichspreise laut unverbindlicher Preisempfehlung der Plandent bzw. des Herstellers. Zwischenverkauf vorbehalten. Liefer- und Zahlungsbedingungen laut AGB. Geräte zzgl. Montagekosten, Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

Postanschrift: Plandent GmbH & Co. KG, Schuckertstraße 21, 48153 Münster