

my:MPG

MPG-Verwaltung einfach im Griff



**Hygiene
meistern in
Sekunden**

Plandent

Rechtssicher dokumentieren in Sekunden

Ständig steigende Hygieneanforderungen bedeuten für Sie immer mehr Organisationsaufwand und damit auch steigende Kosten. Halten Sie den Aufwand klein und verlassen Sie sich auf unsere Hygienesoftware my:MPG.

Alle Abläufe und die dazugehörigen Dokumentationen in my:MPG entsprechen immer den aktuellen gesetzlichen Vorgaben.



Sekundenschnelle Sterilgutdokumentation

- Sichere Dokumentation der verwendeten Chargen und der gesetzeskonformen Aufbereitung
- Einfache und umfangreiche Instrumentenverwaltung, inkl. Beladungsprotokoll
- Speichert das Sterilisationsprotokoll als unveränderliche PDF-Datei im Autoklav
- Durch die Anbindungsmöglichkeit mittels VDDS-media-Schnittstelle an jede gängige Praxisverwaltungssoftware ist eine lückenlose Dokumentation der Sterilgutcharge gewährleistet, vom Sterilisationsvorgang bis in die Behandlungsakte



Intelligenter Gerätemanager

- Bietet umfassenden Überblick über alle Praxisgeräte
- Automatische Terminierung von Wartungsaufgaben, sicherheitstechnischen Kontrollen (STK) und DGUV V3-Prüfungen
- Die Reparaturverwaltung bietet einen Kostenüberblick über anfallende Wartungskosten und hilft, die Wirtschaftlichkeit der Geräte zu überwachen
- Zusätzlich zu den Standard-Geräteinformationen können Beladungsmuster hinterlegt und abgerufen werden



Professioneller Personalmanager

- Festlegung von Aufgabenbereichen der einzelnen Mitarbeiter*innen
- Vergabe von Freigabeberechtigungen für die Aufbereitung von Medizinprodukten
- Verwaltung und Dokumentation der gesetzlich geforderten Schulungen für Mitarbeitende
- Überblick über den aktuellen Schulungsstand des Praxisteam und Planung weiterer notwendiger Schulungen
- Automatische Erinnerung an die erforderlichen Unterweisungen



my:Chairside

- Übergabemodule zur Praxisverwaltungssoftware
- VDDS-media-Schnittstelle
- Integrierte, eigenständige Datenbank zur Stand-alone-Funktionalität
- Blitzschnelle Suchfunktion zur Darstellung der verwendeten Chargen



Erfahren Sie mehr:
plandent.de/software

my:MPG

799,00

Eine Software für alles in der Praxis

Die Hygieneanforderungen steigen ständig – das bedeutet für Sie immer mehr Organisationsaufwand und damit auch steigende Kosten. Halten Sie den Aufwand klein und verlassen Sie sich auf my:MPG:

- Sekundenschnelle Sterilgutdokumentation
- Professioneller Personalmanager
- Intelligenter Gerätemanager
- Optional: Komfortables Chairside-Modul

Jetzt mehr erfahren: plandent.de/mympg

	Art.-Nr.	Preis
my:MPG	257733	799,00
my:MPG Upgrade	258594	399,00



Hardware – empfohlene Mindestvoraussetzungen:

Arbeitsplatzrechner:

- Intel® Core i3 Prozessor
- RJ45 Netzwerkanschluss 10/100/1.000 Mbps
- 15,6“ LED-Bildschirm mit HD-Auflösung mind. 1.280 × 720 Pixeln
- Festplattenbedarf für Software und Daten ca. 10 GB
- Arbeitsspeicher je nach Betriebssystem mind. 4 GB
- Mind. 3 USB-Anschlüsse
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 7/8.1/10 (32- oder 64-Bit)
- Datensicherungsmöglichkeit

Netzwerk:

- Unterstützte Serverbetriebssysteme:
Windows Server 2008/2012 und Windows 7/8.1/10
- Festplattenbedarf für Software und Daten ca. 10 GB

Touchoptimierte Software

Arbeiten Sie mit dem Finger – statt mit der Maus!



Informationen & Beratung

Tel.: + 49 (0) 341 / 7021-415

Fax: + 49 (0) 251 / 7607-566

E-Mail: hotline@plandent.de

Alle genannten Preise in EUR und zzgl. der gesetzlichen MwSt. Erforderliche Installationen und Schulungen sind in den Preisen nicht enthalten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Bestellung

my:MPG & my:Chairside

Fax: +49 (0) 251 / 7607-566

Art.-Nr.	Menge	Artikelbezeichnung	Preis
257733		my:MPG	
258574		my:Chairside	

Welche Geräte sollen angebunden werden? Bitte ankreuzen und Marken- und Modellbezeichnung eintragen.

- Autoklav Marke: _____ Modell: _____
- Reinigungs- und Desinfektionsgerät Marke: _____ Modell: _____
- Siegelgerät Marke: _____ Modell: _____
- Sonstige Aufbereitungsgeräte Marke: _____ Modell: _____

PC vorhanden? Ja Nein

Praxis/Labor

Kunden-Nr. (falls vorhanden)

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Tel.

Fax

E-Mail

Stempel

Datum/Unterschrift

**Sie haben Fragen zur Anschaffung
oder Bedienung von my:MPG?
Gerne helfen wir Ihnen weiter!**

Telefon: +49 (0) 341 / 7021-415

E-Mail: hotline@plandent.de

plandent.de/mympg