

PlanDeal

Laborgeräte im Angebot

Gültig bis 31.12.2023

Jetzt Laborgeräte bequem
im Online-Shop anfragen
plandent.de/labor

~~1.790,00~~
1.429,00*



Renfert POWER steamer 1

Dampfstrahlgerät zur manuellen Befüllung

- Besonders langlebiges Heizsystem
- Hohe Funktionssicherheit und Zuverlässigkeit
- Einfache Reinigung des Druckbehälters
- Konstante und effektive Reinigungsleistung
- Flexible Standortwahl
- Sicheres und bequemes Abdampfen
- Einfaches Einfüllen von Wasser und Entkalkungsmittel
- Wandmontage möglich

	Art.-Nr.		Preis
POWER steamer 1	308388	1.790,00	1.429,00



~~1.700,00~~
1.598,00*

Reitel Vacuret Classic

Vakuum-Rührgerät mit hochwertiger integrierter Vakuumpumpe, elektronischem Timer und leistungsstarkem Motor mit einstellbarer Drehzahl, Sofort-Start-Funktion der Vakuumpumpe, wenn der mit massivem Metalldeckel ausgestattete Rührbecher unter das Gerät gehalten wird. Hochwertiges Edelstahlgehäuse inkl. 400-ml-Rührbecher mit massivem Metalldeckel.

Lieferung als Wandgerät, ohne Tischfuß!

	Art.-Nr.		Preis
Vacuret Classic	311646	1.700,00	1.598,00

~~9.850,00~~
8.990,00*



Schick S3 Premium Fräsgerät

Das S3 Premium ist die Weiterentwicklung des bewährten S3 Master Fräsgeräts. Die neue Frässpindel mit Hochleistungselektronik erlaubt Drehzahlen von bis zu 80.000 U/min und eröffnet dem Anwender weitere Bearbeitungsmöglichkeiten. S3 Premium Fräsgerät

- inklusive Frässpindel
- ohne Armauflagen
- inklusive Lichtkopf
- ohne Modelltisch

	Art.-Nr.		Preis
S3 Premium	311945	9.850,00	8.990,00
Armauflagen komplett	311944		390,00

plandent.de/labor

Plandent

Technikmaschinen

KaVo K5plus / K-Control TLC Anlage

K5plus – der kompakte Alleskönner. Mit dem K5plus Laborhandstück bieten wir ein effektives Einstiegsmodell für eine flexible KaVo Laborantriebslösung.

	Art.-Nr.		Preis
K5plus / K-Control TLC Typ Knie-Anlage	225819	1.997,00	1.450,00
K5plus / K-Control TLC Typ Fuß-Anlage	225820	1.997,00	1.450,00
K5plus / K-Control TLC Typ Auf Tisch-Anlage	225821	1.997,00	1.450,00



Schick Q3 Profi Technikmaschine

Die neue Q3 Profi Technikmaschine von Schick bietet, dank robuster Bauweise und mit 200 bis zu 50.000 UpM und 9 Ncm Drehmoment, Leistungsparameter, die für den Laboralltag perfekt geeignet sind. Dank neuer Technologie lässt sich die Drehzahl extrem feinfühlig regeln und eignet sich deshalb optimal für die Bearbeitung auch von anspruchsvollsten Dentalwerkstoffen. Das Q3 Profi Handstück ist mit einer angenehmen Soft-Grip-Oberfläche ausgestattet.

	Art.-Nr.		Preis
Q3 Profi Fußsteuerung	304769	1.989,00	1.490,00
Q3 Profi Knieststeuerung	304770	1.989,00	1.490,00
Q3 Profi Tischsteuerung	304771	1.989,00	1.490,00



NSK Ultimate XL Compact Technikmaschinen

Die Ultimate-Serie bietet die Auswahl zwischen vier verschiedenen Steuergeräten.

- Sanftes Anlaufen mit dem 180°-Vektor-Kontrollsystem
- Starkes und stabiles Drehmoment im gesamten Drehzahlbereich
- Neue ergonomische Formgebung
- Der leichte und kompakte Körper verringert die Ermüdung der Hand und verbessert das Gleichgewicht
- Einzigartiger Staubschutzmechanismus
- Vibrations- und geräuscharm

	Art.-Nr.		Preis
Ultimate XL-GC Tischsteuerung	228960	1.446,00	1.098,00
Ultimate XL-DC Tower	229786	1.446,00	1.098,00
Ultimate XL-KC Knieststeuerung	211363	1.446,00	1.098,00
Ultimate XL-FC Fußsteuerung	225724	1.446,00	1.098,00



Modellherstellung

Renfert MT premium Nasstrimmer

Nasstrimmer mit Arbeitslicht und Aqua Stop. Nasstrimmen auf einem neuen Niveau: Durchdachte Besonderheiten perfektionieren den Alltagsgebrauch und machen den MT premium zu einem Trimmer der Extraklasse.

- Effizientes und präzises Nassschleifen von dentalen Gipsmodellen
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch integrierte Arbeitsbeleuchtung
- Kostensenkung und Ressourcenschonung durch Aqua Stop
- Schneller Wechsel des Trimmertisch-Winkels über praktischen Kippmechanismus (90°/98°)

	Art.-Nr.		Preis
MT premium Nasstrimmer mit Marathon-Schleifscheibe, teildiamantiert	311498	2.079,00	1.689,00
MT premium Nasstrimmer mit Klettfix-Schleifscheibe	311499	1.482,00	1.189,00



Absaugtechnik

Renfert Silent EC2

Zweiplatzabsaugung Leistungsstarke, staubbeutellose Absaugung mit zwei getrennt gesteuerten Saugstellen, automatischer Filterabreinigung und EC-Motortechnologie

Lieferumfang:

- Silent EC2
- 1 Druckluftschlauch
- 1 Anschlussset
- 2 Quetschventile mit Saugstutzen
- 1 Saugschlauch 4 m
- 4 Endmuffen

	Art.-Nr.		Preis
Silent EC2	257533	3.230,00	2.739,00



Jetzt Laborgeräte bequem im Online-Shop anfragen
plandent.de/labor

Gießen / Abstrahlen

BEGO Fornax T mit Power-Kühlung

Die kompakte Gusschleuder mit Induktions-Schmelzeinrichtung und integrierter Power-Kühlung

Lieferumfang:

- 6 Stück Keramik-Schmelztiegel
- 6 Stück Graphit- und 6 Stück Keramikeinsätze
- Je 1 Stück Gussmuldenformer Gr. 3, 6 und 9

	Art.-Nr.		Preis
Fornax T mit Power-Kühlung	273024	9.990,00	7.990,00



Dampfstrahlgeräte

Reitel Steamy Mini

Kompakter Dampfstrahler zur manuellen Befüllung

- 3,5-Liter-Tank
- 4,5 bar Druck
- Ergonomisch geformte Dampfpistole mit Wechseldüse
- 1 Sattedampfstufe

	Art.-Nr.		Preis
Steamy Mini	34494	1.410,00	999,00



Wassermann Wasi-Steam Classic II Edelstahl

Der Wasi-Steam Classic II ist die perfekte Lösung, wenn das Platzangebot klein, aber der Anspruch groß ist.

- Manuell befüllbar, flexible Standortwahl
- Variabler Arbeitsdruck, regelbar bis zu 5 bar
- Dampftemperatur max. 158 °C (bei 5 bar)

	Art.-Nr.		Preis
Wasi-Steam Classic II Edelstahl	283250	1.600,00	1.479,00
Wasi-Steam Classic II Edelstahl weiß	301575	1.650,00	1.399,00



Tiefziehtechnik

Scheu-Dental Ministar S

Die neue Generation des kompakten Druckformgeräts ist mit einer nutzerfreundlichen Folientastatur und einem großen Display ausgestattet, das alle Funktionsparameter anzeigt und überwacht. Ausgestattet mit Scan-Technologie, 4,0 bar Arbeitsdruck und thermisch regeltem IR-Strahler, der innerhalb einer Sekunde die Arbeitstemperatur erreicht.

Lieferumfang:

- Luftschlauch mit Filter
- Staubschutzhaube
- 1,6 kg Füllgranulat
- Granulatpinsel
- Folienmusterbuch
- Granulatabdeckung

	Art.-Nr.		Preis
Ministar S	257278	2.304,00	1.729,00



Kunststofftechnik

Dreve Polymax 5

Druckpolymerisationsgerät für alle Kalt- und Heißpolymerisate sowie für die Druckeinbettung verwendbar

- Verwendung aller bekannten Artikulatoren möglich
- Temperaturregelung von 0 bis 95° C
- Zeitschaltuhr bis 90 Minuten
- Stufenlos regulierbarer Druck von 3 bis 6 bar

	Art.-Nr.		Preis
Polymax 5 rot	38830	2.719,75	2.250,00
Polymax 5 silber	38831	2.719,75	2.250,00



Keramiköfen / -pressöfen

Dentsply Sirona Multimat Cube Keramikbrennofen inkl. Pumpe – Aktionspaket

Hohe Temperaturstabilität und intelligente, mehrstufige Aufheiz- und Kühlprogramme sorgen für hervorragende Ergebnisse beim Pressen und Brennen von handelsüblichen Dentalkeramiken, inkl. Lithium-Silikat/Disilikat-Glaskeramik. Das große Touchdisplay mit intuitiver Benutzeroberfläche gewährleistet einen klaren und einfachen Zugriff auf die Programme.

	Art.-Nr.	Preis
Aktionspaket Multimat Cube	283824	5.740,00



Dentsply Sirona Multimat Cube press Keramikbrenn- und -pressöfen inkl. Pumpe – Aktionspaket

Der Multimat Cube press ist die ultimative Kombination aus Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Hohe Temperaturstabilität und intelligente, mehrstufige Aufheiz- und Kühlprogramme sorgen für hervorragende Ergebnisse beim Pressen und Brennen von handelsüblichen Dentalkeramiken, inkl. Lithium-Silikat/Disilikat-Glaskeramik. Das große Touchdisplay mit intuitiver Benutzeroberfläche gewährleistet einen klaren und einfachen Zugriff auf die Programme.

	Art.-Nr.	Preis
Aktionspaket Multimat Cube press	283825	6.990,00



Ivoclar Programat P310 G2 + VP3easy – Aktionspaket

Programat P310 G2, die neue Programat-Generation. Durch bewährte Technologien, wie der Infrarot-Funktion, in Kombination mit neuen Features ist der neue Programat-Brennofen Ihr persönlicher Spezialist.

Inklusive Vakuumpumpe VP3easy!

	Art.-Nr.	Preis
AKTIONSPAKET	309256	5.866,50
Programat P310 G2 + VP3easy		4.986,00



~~5.866,50~~
4.986,00*

Ivoclar Programat EP3010 G2 + VP5 Pumpe – Aktionspaket

Programat EP3010 G2, die nächste Generation der Programat Press- und Brennöfen. Durch bewährte Technologien, wie der vollautomatischen Pressfunktion (FPF), in Kombination mit neuen Features ist der neue Programat-Pressofen Ihr verlässlicher Partner.

Inklusive Vakuumpumpe VP5!

	Art.-Nr.	Preis
AKTIONSPAKET	309258	11.315,00
Programat EP3010 G2 + VP5		9.957,00



~~11.315,00~~
9.957,00*

VITA VITA V60 i-Line PLUS

Der VITA V60 i-Line PLUS ist die konsequente Fortsetzung der Fokussierung auf zwei zentrale Aspekte: Zum einen bietet er hervorragende Brennergebnisse über einen langen Zeitraum, zum anderen ist die Steuerung des Brennofens über ein neues 7" Multitouch-Display benutzerfreundlicher.

	Art.-Nr.	Preis
VITA V60 i-Line PLUS	312717	4.098,00



4.098,00*

VITA VACUMAT 6000 MP

Der Kombi-Pressofen VACUMAT 6000 MP ist für sämtliche dentalkeramische Brände und zum Pressen aller auf dem Markt angebotenen Keramikmaterialien und für alle gängigen Muffelgrößen einsetzbar. Bedienbar mit den Bedienelementen VITA vPad comfort und VITA vPad excellence.

	Art.-Nr.	Preis
VACUMAT 6000 MP lackiert	206807	5.035,00
		4.598,00



~~5.035,00~~
4.598,00*

VITA VITA Vakuumpumpe II

Die VITA Kolben-Vakuumpumpe II zeichnet sich durch eine kompakte Größe und ein geringes Gewicht aus. Sie ist für alle VITA Brennöfen geeignet.

	Art.-Nr.	Preis
VITA Vakuumpumpe II	310528	659,00



659,00*

VITA vPad Bedienelemente

Zwei Modelle für alle Ansprüche mit einzigartiger, intuitiver Bediensoftware und 10"-TFT-Touchdisplay zur Steuerung der Keramikbrennöfen VITA VACUMAT 6000 M, der Kombipresseinheit VITA VACUMAT 6000 MP und des Sinterofens VITA ZYRCOMAT 6100 MS.

	Art.-Nr.	Preis
vPad comfort	267177	1.670,00
vPad excellence	267113	2.305,00
		1.519,00*



~~1.670,00~~
ab **1.519,00***

Verblend- und Frästechnik

GC Labolight Duo

Für indirekte Composites: LED-Dual-Lichthärtegerät mit zwei Lichthärtemethoden. Lichthärtegerät, das zwei Lichthärteverfahren kombiniert: Zwischenhärten (Intervallmodus) und Endhärten (Vollmodus).

- Doppelte Wellenlängen-LED-Technologie mit langer Lebensdauer und einem Spektrum von: 12 blauen LEDs: 465–485 nm / 3 violetten LEDs: 390–400 nm

	Art.-Nr.	Preis
Labolight Duo	250787	3.125,20
		2.220,00*



~~3.125,20~~
2.220,00*

Shofu Solidilite LED

Leistungsstarke LED-Power mit breitem Lichtwellenspektrum für Verblendkomposite und 3D-Druckmaterialien.

Mit seinen weißen, blauen und UV-LEDs liefert das neue Solidilite LED ein Lichtwellenspektrum von 380 bis 650 nm und ist so auch für künftige Generationen von Kompositwerkstoffen bestens gerüstet. Die über die weiße LED eingebrachte thermische Energie fördert die Polymerisation und beschleunigt die Aushärtungszeit.

	Art.-Nr.	Preis
Solidilite LED	300525	3.000,00
		2.429,00*



~~3.000,00~~
2.429,00*

Technik ist einfach

... mit den Technik-Profis



Ihre zentrale Kundenbetreuung

Telefon: +49 (0) 251 / 7775-555

Fax: 0800 / 7801-517

E-Mail: investitionsgueter@plandent.de

Mo.–Do.: 7.30–18.00 Uhr

Fr.: 7.30–16.30 Uhr

Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Aktionsangebote sind nicht mit anderen Aktionen und individuellen Konditionen kombinierbar. Finanzierungsangebote vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskonditionen freibleibend. Vergleichspreise laut unverbindlicher Preisempfehlung der Plandent bzw. des Herstellers. Zwischenverkauf vorbehalten. Liefer- und Zahlungsbedingungen laut AGB. Geräte zzgl. Montagekosten, Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

2023-1426-21757 Stand: 20.10.2023

Postanschrift: Plandent GmbH & Co. KG, Schuckertstraße 21, 48153 Münster

plandent.de/labor

Plandent