

my:MPG

Rechtssicher dokumentieren in Sekunden



Plandent





my:MPG und my:MPG Klinik

Ständig steigende Hygieneanforderungen bedeuten für Sie immer mehr Organisationsaufwand und damit auch steigende Kosten. Halten Sie den Aufwand klein und verlassen Sie sich auf unsere Hygienesoftware my:MPG. Alle Abläufe und die dazugehörigen Dokumentationen in my:MPG entsprechen immer den aktuellen gesetzlichen Vorgaben.

Jetzt neu – my:MPG Klinik

Unsere neue zusätzliche Software – my:MPG Klinik: die automatisierte Hygiene-Dokumentations-Software für detaillierte Prozessaufzeichnungen. Während in der my:MPG der Vorteil der komplexen, aber optimierten Dokumentation der Aufbereitungskette

dominiert, sind in my:MPG Klinik die Anforderungen großer Unternehmen und Kliniken berücksichtigt worden. Mitarbeiterwechsel und Detailaufzeichnungen sind hier jederzeit optimiert möglich. Durch die neue weitere Version finden Sie die perfekte Software für Ihre Anforderungen. Wir freuen uns, Sie beraten zu dürfen.

-  **MPG-Verwaltung einfach im Griff**
-  **Intuitive Bedienbarkeit**
-  **Eine Software für alle Geräte**
-  **2 Versionen für Ihre Anforderungen**

Funktionen und Preise unserer Softwarelösungen

Funktionsübersicht	my:MPG	my:MPG Klinik
Rechtskonforme, passwortgesteuerte Dokumentation der Aufbereitungsprozesse <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation der Tagesfreigaben • Protokollierung von RDG, DAC, Sterilisator, Siegelgerät • Digitales Kontrollbuch für alle Aufbereitungsgeräte 	✓	✓
Prozessgesteuerte Aufbereitungskette <ul style="list-style-type: none"> • Reinigung – Desinfektion – Pflege – Ölung – Sterilisation – Siegelung • Rechtskonforme, passwortgesteuerte Freigabe 		✓
Detaillierte Personaldokumentation <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation des Personals in den einzelnen Schritten der Aufbereitungskette 		✓
Individuelle Gestaltung der Tagesfreigaben <ul style="list-style-type: none"> • Anlage von zusätzlichen Abfragen • Individuelle Checklisten für die Tagesfreigaben 	✓	✓
Anlage individueller Beladungsmuster <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation für jedes Aufbereitungsgerät möglich • Verwendung individueller Bilder 	✓	✓
Personalverwaltung <ul style="list-style-type: none"> • Anlage des Personals • Vergabe der Zugriffsrechte und Passwörter 	✓	✓
Unterweisungen / Einweisungen <ul style="list-style-type: none"> • Erinnerung an fällige Unterweisungen • Dokumentation gesetzlich vorgeschriebener Unterweisungen • Individuelle Gestaltung der Unterweisungsinhalte • Ablage von externen Einweisungsunterlagen 	✓	✓

Funktionsübersicht	my:MPG	my:MPG Klinik
Aufgabenmanagement <ul style="list-style-type: none"> • Erinnerung an fällige Aufgaben / Recall-Management • Digitale Dokumentation von durchgeführten Wartungen / Reinigungsaufgaben • Integrierung von Checklisten oder Arbeitsanweisungen für interne Wartungsaufgaben 	✓	✓
Gerätebuch / Bestandsverzeichnis <ul style="list-style-type: none"> • Digitale Dokumentation gem. MPBetreibV • Übersicht über Wartungen, Validierungen, STKs und Reparaturen • Ablage von Geräteunterlagen, Arbeitsanweisungen usw. 	✓	✓
Reparaturverwaltung <ul style="list-style-type: none"> • Überblick über aktuellen Reparaturstatus • Darstellung der Gesamtreparaturkosten je Gerät • Digitale Archivierung von Rechnungen und Unterlagen 	✓	✓
Instrumentenverwaltung <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht über die aufzubereitenden Medizinprodukte • Lagerortverwaltung für Instrumentarium • Einstufung gem. RKI-Richtlinie • Integration von Bildern zur Dokumentation • Ablage von Arbeitsanweisungen für die Aufbereitung • Verwendung von feststehenden Barcodes 	✓	✓
Negativliste <ul style="list-style-type: none"> • Fehlermanagement im Aufbereitungsprozess • Digitale Dokumentation von Störungen und Maßnahmen zur Behebung 	✓	✓
Warnhinweise <ul style="list-style-type: none"> • Meldungen über demnächst ablaufende Sterilgut- oder Materialchargen • Anwenderdefinierte Warnhinweise 	✓	✓
Touchbasiertes Arbeiten <ul style="list-style-type: none"> • Touch-optimierte, intuitive Software ermöglicht hygienisches Arbeiten 	✓	✓
Scannerbasiertes Arbeiten <ul style="list-style-type: none"> • Vollumfängliche Nutzung eines Barcode-Scanners in unterschiedlichen Softwarebereichen 	✓	✓
Patientendokumentation <ul style="list-style-type: none"> • Digitale Dokumentation verwendeter Sterilgut- oder Materialchargen scannerbasiert oder manuell • Einfache Chargenrückverfolgbarkeit 	+	+

✓ Funktion vorhanden / + Funktion mit Zusatzmodul my:ChairSide möglich; 299,00 €* einmalig, 0,00 € monatlich; VDDS-Schnittstelle in der Praxisverwaltungssoftware ist Voraussetzung für die Nutzung des Moduls

my:MPG und my:MPG Klinik – Schulungen für Ihre Zahnarztpraxis

Sie überlegen, unsere Hygienesoftware my:MPG oder my:MPG Klinik einzuführen, und möchten einen tieferen Einblick in die Software erhalten? Nur gut geschultes Personal kann Ihre IT-Umgebung effektiv nutzen und so effizient arbeiten.

Von der kostenlosen Infoveranstaltung über Anwendungsworkshops bis hin zu Inhouse-Schulungen für Ihr Team haben wir für jeden Bedarf das richtige Schulungsangebot. Gerne helfen wir Ihnen weiter.
E-Mail: hotline@plandent.de

Bestellung

Fax: +49 (0) 251 / 7607-566

my:MPG, my:MPG Klinik und
my:ChairSide

Art.-Nr.	Menge	Artikelbezeichnung	Preis
257733		my:MPG	899,00 €* 899,00 €*
315991		my:MPG Servicegebühr	8,95 €** monatlich
315974		my:MPG Klinik	999,00 €* 999,00 €*
315990		my:MPG Klinik Servicegebühr	49,95 €** monatlich
258574		my:ChairSide	299,00 €* 299,00 €*

* Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer / ** Mindestlaufzeit 12 Monate, danach monatlich kündbar

Liefer- und Zahlungsbedingungen laut AGB. Preisänderungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Postanschrift: Plandent, Zentrallager, Schuckertstraße 21, 48153 Münster

Welche Geräte sollen angebunden werden? Bitte ankreuzen und Marken- und Modellbezeichnung eintragen.

- Autoklav Marke: _____ Modell: _____
- Reinigungs- und Desinfektionsgerät Marke: _____ Modell: _____
- Siegelgerät Marke: _____ Modell: _____
- Sonstige Aufbereitungsgeräte Marke: _____ Modell: _____

PC vorhanden? Ja Nein

Praxis/Labor

Kunden-Nr. (falls vorhanden)

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Tel.

Fax

E-Mail

Stempel

Datum/Unterschrift

Sie haben Fragen zur Anschaffung
oder Bedienung von my:MPG?
Gerne helfen wir Ihnen weiter!

plandent.de/mympg

Telefon: +49 (0) 341 / 7021-415
E-Mail: hotline@plandent.de