

PlanDeal

CAD/CAM

Gültig bis 31.12.2023

Planmeca Emerald™ S

Extrem schnelles Scannen mit hervorragender Benutzerfreundlichkeit

Planmeca Emerald™ S ist die neueste Premiumversion des Planmeca Emerald™ Intraoralscanners. Dieser innovative Scanner kombiniert bewährte Funktionen des ursprünglichen Modells mit erheblichen Verbesserungen in Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit, was die digitale Abdrucknahme erleichtert.

Er bleibt kompakt, autoklavierbar und einfach zu verwenden. Gleichzeitig bietet der Scanner Planmeca Emerald™ beeindruckende neue Funktionen, darunter eine über zweifache Scan-Geschwindigkeit und automatische Datenbereinigung für ein besseres Scan-Ergebnis.

Die nahtlose Integration in Planmeca Geräte und Software ermöglicht einen reibungslosen Workflow in Dentalkliniken und -praxen. Die offene Architektur erlaubt auch das problemlose Teilen von Scans mit Kolleg*innen und Spezialist*innen.



~~40.274,00~~

19.900,00

oder für nur **332,33 €** pro Monat leasen*

Inklusive:
Planmeca Romexis CAD/CAM-Module-
Lizenz im Wert von 618,00 €

	Art.-Nr.		Preis
Emerald™ S inkl. Cariosity Tip	272714	40.274,00	19.900,00

Planmeca PlanMill 35

Hochpräzise Fräseinheit für die Zahnarztpraxis

Mit der Fräseinheit Planmeca PlanMill 35 kann Zirkoniumdioxid mit hochpräzisen Werkzeugen trocken gefräst werden, um exakte Restaurationen effizient herzustellen. Das Trockenfräsen von Zirkoniumdioxid optimiert den Arbeitsablauf erheblich, da das Material nach dem Fräsen nicht getrocknet werden muss.

Mit diesem Gerät können auch alle anderen bisher verfügbaren Materialien für Planmeca PlanMill Chairside-Fräseinheiten im Nassmodus gefräst werden. Der Wechsel vom Nass- zum Trockenfräsen oder umgekehrt erfolgt schnell und ohne zeitaufwendige Verfahren.

Das erweiterte Indikationsspektrum für das Chairside-Fräsen bietet Zahnarztpraxen eine hervorragende Lösung für alle ihre klinischen Befunde. Planmeca PlanMill 35 ist somit für jede Zahnarztpraxis die ultimative Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben.



~~68.207,00~~

49.990,00

oder für nur **814,84 €** pro Monat leasen*

	Art.-Nr.		Preis
PlanMill 35	312214	68.207,00	49.990,00

plandent.de/cad-cam

Plandent

3Shape TRIOS 5 Pod

Die nächste Generation. Der ultimative TRIOS.

Der TRIOS 5 liegt perfekt in jeder Hand. Er setzt neue Maßstäbe in der Infektionskontrolle. Dank seiner ScanAssist-Funktion erhalten Sie mühelos präzise Scanergebnisse. Dadurch können Sie sich vollkommen auf Ihre Patient*innen konzentrieren, die gerne wieder in Ihre Praxis kommen.

Einfach ergonomisch.

Um 30 % kleiner und um 20 % leichter als TRIOS 4. Der bislang kleinste und leichteste Scanner von 3Shape. Er liegt perfekt in Ihrer Hand.

Einfach mühelos.

Die ScanAssist-Funktion macht den TRIOS 5 zum benutzerfreundlichsten Scanner von 3Shape. Die LED-Anzeige und das haptische Feedback führen Sie beim Scannen. Eine Akkuladung reicht für den ganzen Tag.

Einfach hygienisch.

Neu konzipierte autoklavierbare Scanaufsätze und Schutzhüllen minimieren das Risiko einer Kreuzkontamination deutlich. Hygienegerechtes Konzept.

Einfach TRIOS 5!

Anspruchsvolle Scantechnologie für die Verbesserung der Hygiene, ein Höchstmaß an Ergonomie sowie mühelose Scanergebnisse. Der ultimative TRIOS, Scannen leicht gemacht.

Weitere Produktdetails finden Sie unter: plandent.de/3Shape

	Art.-Nr.		Preis
TRIOS 5 Pod	314160	24.900,00	22.400,00

3Shape TRIOS 3 Pod

Bewährt. Und ein Branchensieger.

Der preisgekrönte TRIOS-3-Scanner liefert präzise Abdrücke direkt ins Labor. Mit naturgetreuen 3D-Scans und drei Patientenkommunikations-Apps bietet TRIOS 3 vielfältige Möglichkeiten zur Patienteneinbindung. Sie können den TRIOS 3 auch für Invisalign-Fälle nutzen!

Neue Möglichkeiten, Ihre Patient*innen einzubinden

TRIOS 3 ist so intuitiv, dass Sie fast vergessen werden, dass es sich um ein hochmodernes, KI-gestütztes Werkzeug handelt. Es erfasst nicht nur Zähne, sondern auch den gesamten Mundstatus Ihrer Patient*innen. In Sekundenschnelle liefert der Bildschirm Bilder von beispielloser Detailtreue und Präzision, um die Einbindung Ihrer Patient*innen in die Behandlung zu erleichtern.

	Art.-Nr.		Preis
TRIOS 3 Pod	314163	17.900,00 €	16.100,00

Jetzt CAD/CAM-Geräte bequem im Online-Shop anfragen
plandent.de/cad-cam



oder für nur **369,60 €** pro Monat leasen*



Naturgetreue Farben

Mit diesem Scanner ist es ein Kinderspiel, präzise Scans in naturgetreuen Farben zu erstellen. Die realistische Darstellung von Zähnen und Zahnfleisch in naturgetreuen Farben wird Ihre Patient*innen beeindrucken und es Ihrem Labor erleichtern, die richtige Farbwahl zu treffen.

Weitere Produktdetails finden Sie unter: plandent.de/3Shape



oder für nur **268,87 €** pro Monat leasen*

* Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Leasingangebot der Grenke AG mit 72/36 Monaten Laufzeit und einem kalkulierten Restwert von 10 %, vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskondition freibleibend bis zum 31.12.2023. Geräte zzgl. Montage- und Lieferkosten. Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

3Shape TRIOS 4 Wireless Pod

Fortschrittlich. Zusätzliches Potenzial

Mit TRIOS 4 und seiner SmartTip-Technologie sind Sie sofort scanbereit, unabhängig von kabellosem oder kabelgebundenem Betrieb, und erzielen perfekte Abdrücke bei jedem Scan.

Scanbereit in Sekunden

Dank der InstantHeat-Technologie erwärmt sich der Spiegel im Inneren schnell und verhindert, dass der Atem der Patient*innen die Abdruckgenauigkeit beeinträchtigt.

Integrierter Zähler

Der TRIOS-4-Aufsatz verfügt über einen integrierten Zähler, der registriert, wie oft der Scanneraufsatz bereits autoklaviert wurde, damit Sie wissen, wann ein neuer Aufsatz bestellt werden oder ein Aufsatz kalibriert werden muss.

Oberflächenkaries mit Fluoreszenzlicht erkennen

TRIOS 4 bietet präventive Informationen, indem es zwei Lichtquellen kombiniert: LED-Licht erfasst Zahnfarbe und Oberfläche, während Fluoreszenzlicht Bakterien hervorhebt.

Weitere Produktdetails finden Sie unter: plandent.de/3Shape

	Art.-Nr.		Preis
TRIOS 4 Wireless Pod	314161	-20.900,00 €	18.800,00



oder für nur **313,96 € pro Monat leasen***

Jetzt CAD/CAM-Geräte bequem
im Online-Shop anfragen
plandent.de/cad-cam



6.000,00

oder für nur **189,00 € pro Monat leasen***

3Shape TRIOS MOVE+

Das intraorale Scannersystem, das den Dialog mit Patient*innen erleichtert

Patienteneinbindung leicht gemacht

Mit dem TRIOS MOVE+ wird die Einbindung Ihrer Patient*innen in die Behandlung einfach. 3D-Scans und TRIOS-Apps am Behandlungsstuhl zeigen Behandlungsbedarf und -optionen.

Komfort für alle

Der TRIOS MOVE+ bietet bequemes Scannen ohne Kopfverrenken oder Rückenbelastung, dank des beweglichen 15,6-Zoll-HD-Touchscreens.

Elegant und funktional

Der 3Shape TRIOS MOVE+ ist leicht, ausbalanciert und hat ein elegantes, funktionales Design mit Aluminium. Ideal für Ihre Praxis.

Weitere Produktdetails finden Sie unter:

plandent.de/3Shape

	Art.-Nr.	Preis
TRIOS MOVE+	314164	6.000,00

* Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Leasingangebot der Grenke AG mit 72/36 Monaten Laufzeit und einem kalkulierten Restwert von 10 %, vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskondition freibleibend bis zum 31.12.2023. Geräte zzgl. Montage- und Lieferkosten. Preisadjustierungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

Dentsply Sirona CEREC Primescan AC

- Extrem schnell
- Sehr präzise und akkurat
- Umfassendes Hygienekonzept
- Intuitives Handling auch für häufige Vollkieferscans
- Neueste, zukunftsorientierte Technologie

	Art.-Nr.		Preis
CEREC Primescan AC	269353	62.780,00	52.490,00



~~62.780,00~~
52.490,00

oder für nur **855,59 €** pro Monat leasen*

Jetzt CAD/CAM-Geräte bequem
im Online-Shop anfragen
plandent.de/cad-cam

Dentsply Sirona CEREC Primemill

- 7-Zoll-Touch-Interface
- Super-Fast-Modus für Zirkonoxidkronen
- Blockscanner und RFID-Tool-Reader für einen einfacheren und schnelleren Workflow
- Komplettes Spektrum für eine Vielzahl an Indikationen bis zu einer Blockgröße von 70 mm
- Glattere Oberflächen bei Zirkonoxidrestaurationen



~~55.500,00~~
46.490,00

oder für nur **757,79 €** pro Monat leasen*

Schnelligkeit

- Zirkonoxidrestaurationen in ca. 5 Minuten herstellen

Qualität

- 0,5-mm-Fräswerkzeug
- Extrafein-Fräsmodus: höherer Detailgrad bei okklusalen Fissuren und approximalen Bereichen von Brücken

Vielseitigkeit

Sie haben die Qual der Wahl! Die neue CEREC Primemill kombiniert Nass- und Trockenfräsen sowie Nassschleifen.

Komfort

- Integrierter Blockscanner erfasst alle relevanten Informationen wie Typ, Größe, Farbe und Zirkonoxidvergrößerungsfaktor
- Integrierter farbkodierter RFID-Chip, der vom RFID-Scanner gelesen wird und anzeigt, wenn ein Werkzeug ersetzt werden muss

	Art.-Nr.		Preis
CEREC Primemill	277213	55.500,00	46.490,00

Dentsply Sirona Primescan Connect

Einfach scannen, nahtlos zusammenarbeiten

Mit Primescan können Sie hochpräzise digitale Abformungen durchführen und dadurch die konventionelle Abdrucknahme ersetzen. Primescan Connect ermöglicht einfaches Scannen und effiziente Arbeitsabläufe und ist damit ein hervorragender Ausgangspunkt für die digitale Zahnheilkunde. Primescan kann die Diagnostik und Behandlungsplanung unterstützen und damit das Praxiswachstum sowie das Patientenerlebnis verbessern.

	Art.-Nr.		Preis
Primescan Connect	309690	24.995,00	19.995,00



~~24.995,00~~
19.995,00

oder für nur **333,92 €** pro Monat leasen*

ERNST HINRICHS Dental HinriMill e4

HinriMill e4 – Perfektion für das Praxislabor

Die e4 ist die perfekte Wahl für Praxislabor und setzt neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Anwenderfreundlichkeit. Die Maschine ist speziell für die Herstellung von Chairside-Keramikrestorationen ausgelegt und ermöglicht Ihnen eine schnelle und zuverlässige Versorgung Ihrer Patient*innen in nur einer Sitzung.

Zuverlässigkeit trifft auf Präzision.

Dank ihres geringen Gewichts von nur 28 kg und der vollständigen Druckluftfreiheit bietet die HinriMill e4 bei der Platzierung maximale Flexibilität. Stellen Sie die HinriMill e4 überall auf. Ganz nach dem Motto: Auspacken, einschalten, losfräsen!



ERNST HINRICHS Dental HinriMill e5

Entdecken Sie die Zukunft der Frästechnologie mit der HinriMill e5!

Die e5 ist die perfekte Wahl für alle, die qualitativ hochwertige und präzise Ergebnisse erzielen möchten. Besonders bemerkenswert ist ihre Druckluftfreiheit dank AIRTOOL. Diese innovative Technologie ermöglicht den Betrieb ohne externen Druckluftanschluss oder eingebauten Kompressor. Die Turbinenschaufeln des AIRTOOLS erzeugen einen starken Luftstrom durch die hohe Drehzahl der Schnellfrequenzspindel, um das Werkstück sauber zu halten. Späne und Staub werden durch die Absaugung entfernt.

Die offene Systemarchitektur der HinriMill e5 ermöglicht einen einfachen Einstieg in die digitale Herstellung von Dentalrestorationen und passt nahtlos in Ihre Arbeitsprozesse. Die mitgelieferte CAM-Software ermöglicht einen schnellen Start – einfach auspacken, einschalten und fräsen!

Innovativ

- Druckluftfreiheit durch zum Patent angemeldetes AIRTOOL
- Auf geringes Gewicht optimierte Maschinenkonstruktion
- Maschinendesign in modularer Bauweise für eine serviceoptimierte Wartung

Zuverlässig

- Zu 100 % in Deutschland entwickelt und gefertigt
- Beste Fertigungsergebnisse und große Langlebigkeit durch die Verwendung ausschließlich hochwertiger Industriekomponenten

	Art.-Nr.		Preis
HinriMill e5	312137	19.980,00	18.980,00

Innovativ

- Druckluftfreiheit durch zum Patent angemeldetes AIRTOOL
- Auf geringes Gewicht optimierte Maschinenkonstruktion
- Kombifach für Kühlflüssigkeitsbehälter oder optionalen Trockenbehälter
- Maschinendesign in modularer Bauweise für eine serviceoptimierte Wartung

Zuverlässig

- Zu 100 % in Deutschland entwickelt und gefertigt
- Beste Fertigungsergebnisse und große Langlebigkeit durch die Verwendung ausschließlich hochwertiger Industriekomponenten

Schnell & präzise

- 800-Watt-Spindel mit 60.000 UpM
- 3 µm Wiederholgenauigkeit
- Stabile Aluminiumkonstruktion

Unabhängig

- DENTALCAM-Software mit offener Schnittstelle zu CAD-Software
- Praktisch alle Intraoralscanner einsetzbar
- Schleift und fräst fast alle Blockmaterialien bis 45 mm Länge von einer Vielzahl an Herstellern
- Materialvielfalt bei Glaskeramik, Composites, Zirkonoxid und Kunststoffen

	Art.-Nr.		Preis
HinriMill e4	312136	16.980,00	15.980,00



Schnell & präzise

- 800-Watt-Spindel mit 60.000 UpM
- 3 µm Wiederholgenauigkeit
- Aluminium-Gusskörper für vibrationsarmen Betrieb

Unabhängig

- DENTALCAM-Software mit offener Schnittstelle zu sämtlichen Scannern
- Maximale Indikationsvielfalt durch 35°-Drehwinkel in der 5. Achse und Rohlinge bis 40 mm Stärke
- Fräst fast alle Materialien bis hin zu CoCr-Sintermetallen im 98,5-mm-Ronden, Halterungen für 110-mm-Ronden und Blöcke erhältlich

Renfert SIMPLEX 3D-Filament-Drucker

Der SIMPLEX ist ein dentalspezifischer 3D-Filament-Drucker.

Mit der speziell für den dentalen Bereich entwickelten Slicer-Software drucken Sie per „Plug and Print“ einfach und prozesssicher Modelle, die zudem gesundheitlich unbedenklich sind. Das SIMPLEX 3D-Filament-Druckersystem deckt den gesamten Bereich der KFO-Modellherstellung ab. Mit seiner hohen Maßhaltigkeit gewährleistet der SIMPLEX 3D-Filament-Drucker konstante reproduzierbare Ergebnisse. Die erzeugten 3D-Modelle benötigen keine Nachbearbeitung.



- Prozesssicherheit durch Filament-Monitoring-System und automatisierte Fehlerbehebung
- Intuitive Touchscreen-Navigation
- Sicherheit dank geschlossenem Bauraum, abschließbarer Tür und abnehmbarer Abdeckung
- Beheizbares Druckbett: optimale Haftung und einfaches Reinigen
- Einfaches Handling aufgrund herausnehmbarer Druckplattform
- Optimale Kommunikation zwischen PC und Drucker durch WLAN (aktuell EU und USA)
- Arbeiten mit gesundheitlich unbedenklichen Filamenten

	Art.-Nr.		Preis
SIMPLEX 3D-Filament-Drucker	305898	3.275,00	2.784,00

~~3.275,00~~
2.784,00

oder für nur **87,70 €** pro Monat leasen*

Jetzt CAD/CAM-Geräte bequem
im Online-Shop anfragen
plandent.de/cad-cam

Formlabs Form 3B+ Gold Dental Package

Der Form 3B+ ist ein fortgeschrittener Desktop-3D-Drucker, der für biokompatible Materialien optimiert wurde. Das präzise, zuverlässige Ecosystem vereinfacht die Herstellung zahnmedizinischer Anwendungen durch eine intuitive Software und Bedienoberfläche.

Das Form 3B+ Gold Dental Package beinhaltet:

- Form 3B+ 3D Printer
- F3 Resin Tank V2.1
- F3 Build Platform 2
- F3 Finish Kit
- Form Wash
- Form Cure
- 1 Jahr Dental Service Plan

Optional wählbar:

- 2 Jahre Dental Service Plan
- 3 Jahre Dental Service Plan

	Art.-Nr.	Preis
Form 3B+ Gold Dental Package	311967	7.690,00



7.690,00

oder für nur **242,24 €** pro Monat leasen*

Dentsply Sirona Primeprint

Erweitern Sie Ihre Praxis oder Ihr Labor mit 3D-Druck.

3D-Druck, Waschgang und Lichthärtung durch hochautomatisierte Prozesse mit Primeprint Solution, der zahnmedizinischen 3D-Drucklösung. Primeprint verfügt über eine intelligente Softwaresteuerung und automatisierte Druck- und Nachbearbeitungsschritte sowie ein intelligentes Materialmanagement.

3D-Druck, Waschen und Lichthärten in hochautomatisierten Prozessen mit nur zwei Geräten – dem Primeprint 3D-Drucker und der Nachbearbeitungseinheit Primeprint PPU (Post Processing Unit).

- **RFID-Tracking** – zur kontaktlosen Erkennung
- **Automatisierung** – ermöglicht durch Roboterarm
- **Schnelles Druckverfahren** – mit optimiertem Behälter
- **Vorhersehbarkeit der Wartung** – genaue Erfassung der Lebensdauer
- **Aktivkohlefilter** – keine externe Absaugung erforderlich
- **DLP-Lichtmaschine** – für höchste Genauigkeit
- **Materielle Voraussetzungen** – keine manuelle Konditionierung des Harzes erforderlich
- **RFID-Technologie** – zur automatischen Erkennung
- **Vollständige Automatisierung** – reduziert manuelle Arbeitsschritte
- **Sauber und sicher** – keine Handschuhe erforderlich
- **UV-Lichtschutz** – in der Primeprint Box
- **Aktives Stickstoffmanagement** – in der Hochleistungs-Lichthärtekammer

Primeprint Solution

Primeprint Solution ermöglicht praktisches und einfaches 3D-Drucken und Nachbearbeiten für die Produktion biokompatibler Anwendungen. Primeprint Solution ist eine vereinfachte und hochautomatisierte End-to-End-3D-Drucklösung, von intelligenter dentaler Software bis zum 3D-Druck und vollautomatisierter Nachbearbeitung. Geregelter Parameter gewährleisten eine reproduzierbare hohe Qualität gedruckter Apparaturen – für hervorragende Behandlungsergebnisse.

Lieferumfang:

- Drucker
- Post Processing Unit
- inLab CAD/CAM
- 1 Kartusche Primeprint Model-Harz
- Zubehör Starter-Kit

	Art.-Nr.		Preis
Primeprint Solution	308055	30.500,00	29.900,00



~~30.500,00~~
29.900,00

oder für nur **493,35 €** pro Monat leasen*



Technik ist einfach

... mit den Technik-Profis



**Einfach
näher dran!**

Reparatur, Validierung,
Wartung, Prüfung, IT-Service,
Montage, Entsorgung

plandent.de/tkd

Ihre zentrale Kundenbetreuung

Telefon: +49 (0) 251 / 7775-555

Fax: 0800 / 7801-517

E-Mail: investitionsgueter@plandent.de

Mo.–Do.: 7.30–18.00 Uhr

Fr.: 7.30–16.30 Uhr

Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Aktionsangebote sind nicht mit anderen Aktionen und individuellen Konditionen kombinierbar. Finanzierungsangebote vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskonditionen freibleibend. Vergleichspreise laut unverbindlicher Preisempfehlung der Plandent bzw. des Herstellers. Zwischenverkauf vorbehalten. Liefer- und Zahlungsbedingungen laut AGB. Geräte zzgl. Montagekosten. Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

Postanschrift: Plandent GmbH & Co. KG, Schuckertstraße 21, 48153 Münster

2023-1295-20116_Stand: 05.10.2023

plandent.de/cad-cam

Plandent