

# PlanDeal

## Hygiene

### Sirona DAC Universal D

DAC Universal – Schließen Sie Ihre Hygienelücke.

- ✓ 1 × DAC Universal mit Touchdisplay
- ✓ 1 Installationskit
- ✓ 6 Adapter nach Wahl

**AKTIONS  
PAKET**

~~8.297,00~~  
**5.990,00**

oder für nur **106,02 €** pro Monat leasen\*

#### Ganz sicher

- Vollautomatische, sichere Instrumentenaufbereitung
- Erfüllt die Anforderungen aus den Empfehlungen des RKI und BfArM
- Validierbarer Reinigungs- und Desinfektionsprozess
- Reinigungs- und Desinfektionsprozess entsprechend DIN EN ISO 15883

#### Ganz sauber

- Gründliche Außen- und Innenreinigung mit kaltem Wasser
- Spezialadapter für unterschiedliche Instrumentenhersteller

#### Ganz schnell

- Zeitersparnis und Kosteneffizienz auf Knopfdruck
- 6 Instrumente können in nur 15 Minuten aufbereitet werden – inkl. Kühlungsschritt
- Dokumentation mit Drucker und PC-Software möglich

#### Lieferumfang:

- Deckel Blue
- 1 Flasche Nitram Oil Pflegekonzentrat
- Wasserfilter
- Sterilfilter
- Luftfilter
- Netzkabel
- Schlauch
- Schraubendreher für Adapter

#### Inklusive Check-&-Clean-Kit

- Check-&-Clean-Aufsatz
- Check-&-Clean-Deckel
- NitraClean Reinigungstabletten
- Spritze
- Watterollen
- Schraubendreher für Abwasserfilter
- Abwasserfilter



	Art.-Nr.		Preis
DAC Universal D	267059	<del>8.297,00</del>	<b>5.990,00</b>
Optional: Deckel Green mit 6 Adaptern		<del>1.237,00</del>	<b>999,00</b>

## MELAG Vacuclave 318

Egal ob Beladung, Sterilisation oder Dokumentation – die neuen Prime-Line-Autoklaven bieten ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das keine Vergleiche scheut: So sterilisieren Sie mit Heavy-Duty-Programm und DRYtelligence-Trocknung nicht nur mehr Instrumente in kürzerer Zeit, sondern geben diese auch mit ProControl direkt am Display frei. Und das alles in der einzigartigen MELAG Qualität – made in Germany, die Sie von den bewährten Vorgängermodellen der Profiklasse kennen und lieben.

	Art.-Nr.		Preis
Prime Line: Vacuclave 318	311805	7.921,00	<b>6.850,00</b>
Prime Line: Vacuclave 318 mit MELAdem 40	312213	8.673,00	<b>7.490,00</b>

~~7.921,00~~  
ab **6.850,00**

oder ab **121,25 €** pro Monat leasen\*

my:MPG ready



## MELAG Vacuklav 40 B+ Evolution Austauschpaket

### Austauschpaket:

- 1 Vacuklav 40 B+ Evolution
- 1 Halterung E Plus (kurz)
- 6 MELAG Tablettts
- 2 MELAG Tablettts (kurz)
- 1 MELAflash-CF-Speicherkarte

my:MPG ready

	Art.-Nr.		Preis
Austauschpaket	268703	12.282,00	<b>8.990,00</b>
Starterpaket mit MELAdem 40	256837	13.154,00	<b>9.390,00</b>

~~12.282,00~~  
ab **8.990,00**

oder ab **159,12 €** pro Monat leasen\*



## MELAG MELAseal 300

Melaseal 300 definiert den Verpackungsprozess: Das kompakte Durchlauf-Siegelgerät mit großem Smart-Touch-Display passt nicht nur in jede Aufbereitungszeile, sondern auch zu jedem Instrumentenaufkommen: Denn mithilfe des automatischen Folieneinzugs verpacken Sie besonders viele Instrumente in kürzester Zeit – und das ohne Unterbrechungen!

	Art.-Nr.		Preis
MELAseal 300	317401	2.490,00	<b>1.890,00</b>

NEU

~~2.490,00~~  
**1.890,00**

oder ab **60,67 €** pro Monat leasen\*



# MELAG Careclave Starterpaket

~~20.382,00~~

# 13.290,00

oder für nur **229,92 €** pro Monat leasen\*

## Die Revolution der Instrumentenaufbereitung

Die RKI-konforme Aufbereitung und sorgfältige Pflege von Übertragungsinstrumenten ist in vielen Zahnarztpraxen eine zeitliche und wirtschaftliche Herausforderung. Damit ist jetzt Schluss: Denn in 9 Jahren intensiver Forschung und Entwicklung haben wir zusammengeführt, was zusammengehört. Die revolutionäre 4-in-1-Lösung vereint den gesamten Prozess der Instrumentenaufbereitung in nur einem Gerät.

### Careclave 618 Starterpaket bestehend aus:

- Careclave 618 (inkl. Care Oil, Zubehör-Kit, Anschlussset, Schläuche)
- Carebox blue (inkl. 8 Blindadapter, Halterung Seite)
- 8 x Carebox HWS Adapter
- Halterung E Plus
- 6 x Tablett standard
- 2 x Tablett schmal
- MELAcontrol
- MELAdem 53 Ionenaustauscher

my:MPG ready

Jetzt Hygienegeräte bequem  
im Online-Shop anfragen  
[plandent.de/hygiene](http://plandent.de/hygiene)

### 1. Reinigung und Desinfektion

Careclave erledigt mit der Carebox die Reinigung und Desinfektion von bis zu 8 Übertragungsinstrumenten, Prophylaxe-Handstücken oder ZEG-Spitzen in nur 16 Minuten.

### 2. Pflege

Careclave übernimmt die Pflege der Handstücke schonend und blitzschnell zugleich. Mit der weltweit ersten im Gerät integrierten ADDcare-Pflegestation erfolgt auch die so wichtige Spannzangenpflege direkt am Careclave.

### 3. Sterilisation (Klasse B)

Careclave bietet mit der patentierten DRYtelligence- und Doppelmantel-Technologie alles, was von einem modernen Autoklav erwartet wird – und noch mehr: Sterilisieren Sie bis zu 11 kg Beladung auf bis zu 8 Tablett oder in 4 MELAstore-Boxen in Rekordzeit. Durch das revolutionäre Kammerkonzept sind auch die Aufbereitung und Pflege von Instrumenten in der Carebox sowie die gleichzeitige Sterilisation von weiteren Instrumenten auf Tablett in nur einem Zyklus möglich.

### 4. Dokumentation und Freigabe

Bye bye, Steri-Buch! Mit ProControl erbringen Sie den Nachweis einer fehlerfreien Instrumentenaufbereitung schnell, sicher und papierlos. Denn die Dokumentation und Freigabe erfolgen ohne extra Software direkt am Display des Careclave. Für einen lückenlosen Nachweis werden die Aufbereitungsprotokolle auf den MELAG USB-Stick oder im Praxisnetzwerk abgespeichert.

	Art.-Nr.	Preis
Careclave 618 Starterpaket	300102	<del>20.382,00</del> <b>13.290,00</b>



**4in1**  
Lösung



\* Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Leasingangebot der Grenke AG mit 72/36 Monaten Laufzeit und einem kalkulierten Restwert von 10 %, vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskondition freibleibend bis zum 31.12.2024. Geräte zzgl. Montage- und Lieferkosten, Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

## MELAG MELAtherm 10 Evolution

Effizient Instrumente aufbereiten mit zukunftsweisenden Innovationen

- AquaBoost-Technologie für 44 % bessere Reinigung der Instrumente bei identischem Wasserverbrauch. Reinigung, Desinfektion und Trocknung von bis zu 23 Winkelstücken sowie Instrumenten für bis zu 40 Patient\*innen in nur 60 Minuten
- Großes Smart-Touch-Display mit Video-Tutorials für Einweisung und Bedienung, so einfach wie nie zuvor
- Aktive Innen- und Außentrocknung schützt die Instrumente vor Korrosion und Beschädigung
- Nutzerauthentifizierung und Chargenfreigabe mit ProControl direkt am Gerät
- Mit MELAconnect Gerätestatus und Programmfortschritt jederzeit mobil per App abrufen
- Integrierte Dokumentation via CF-Card oder LAN
- Integrierte Prozessmedienaufnahme und Dosiermodul ohne Aufpreis
- MEtherm Prozessmedien im Starterset gratis enthalten



~~11.999,00~~  
**10.490,00**

oder für nur **181,48 €** pro Monat leasen\*

my:MPG ready

	Art.-Nr.	Preis
MELAtherm 10 Evolution	270916	<del>11.999,00</del> <b>10.490,00</b>

## MELAG Zubehörpaket Zahnarztpraxis

- Basiskorb mit Injektorschiene
- Flexkorb 2
- Halterung Universal Flex 2
- 3 MELAstore Tray 100
- Flexkorb für Scheren und Klemmen
- Flexkorb für Abdrucklöffel
- Kleinteilebehälter
- Instrumentenkorb



~~2.841,00~~  
**2.450,00**

oder für nur **78,65 €** pro Monat leasen\*

	Art.-Nr.	Preis
Beladungsbeispiel	279482	<del>2.841,00</del> <b>2.450,00</b>

## MELAG Aktionspaket

- 1 Injektorkorb Flex 1
- 6 ZEG-Spitzen-Adapter
- 2 Einzelfiltergehäuse

Andere Zusammenstellungen auf Wunsch möglich



~~917,00~~  
**790,00**

oder für nur **25,36 €** pro Monat leasen\*

	Art.-Nr.	Preis
Aktionspaket	300961	<del>917,00</del> <b>790,00</b>
Injektorkorb Flex 1		

## Miele Thermodesinfektor

Der Thermodesinfektor PG 8581 bietet die Universallösung für die Reinigung und Desinfektion von zahnärztlichen Instrumenten. Das Zusammenspiel von Spülmechanik, Sensorik und anwendungsspezifischen Programmen im PG 8581 gewährleistet hervorragende Aufbereitungsergebnisse.

- Hohe Kapazität und Flexibilität dank 2 Spülebenen.  
Leistung/Charge: z. B. 44 Übertragungsinstrumente o. 44 Absauger
- Sicherheit durch Kontrolle: Spüldruck- und Sprüharmüberwachung
- 42 % weniger Wasserverbrauch gegenüber dem Vorgängermodell
- Komfortable Trocknungsunterstützung – EcoDry
- Inklusive Ethernet-/WLAN Modul zur Vernetzung mit digitalen Produkten. Neu: Ab jetzt Miele MOVE ready!

Bis zu 44 ZEG-Spitzen pro Charge!

	Art.-Nr.		Preis
PG 8581	312337	<del>8.290,00</del>	<b>6.690,00</b>
PG 8591 mit integrierter Heißlufttrocknung DryPlus	243740	<del>13.040,00</del>	<b>10.390,00</b>



## Miele Korbset S


Lieferumfang: A105/1 Oberkorb/Injektor, A151 Unterkorb/Lafette, E 473/2 Einsatz, E 430/1 Einsatz für Kleinstteile 1/3-Siebschale, E 337/1 Einsatz für stehende Instrumente, A836 Düsenet Dental

	Art.-Nr.		Preis
Korbset S	311919	<del>1.960,00</del>	<b>1.650,00</b>
Korbset M mit Adaptern für Hand- und Winkelstücke	311920	<del>2.765,00</del>	<b>2.290,00</b>

## Miele PWD 8531

- Auf Tischgerät oder Standgerät mit 2 integrierten Chemievorratsbehältern
- Leistung/Charge: Kammergröße ist auf den Bedarf kleiner Praxen abgestimmt z. B. 6. Übertragungsinstrumente und 6 Absauger sowie weiteres Spülgut
- Kompakte Bauform und flexible Platzierung als Auf Tisch-Variante oder Standgerät
- Touch-on-Glass-Bedienung mit Direktwahltasten und 4-Zoll-Farbdisplay
- Integrierte Heißlufttrocknung DryPlus mit HEPA-Filter H 14
- Zwei integrierte Dosierpumpen für flüssige Medien
- Integrierter Wasserenthärter
- Wechselstromanschluss
- Weitergabe der Prozessdaten an eine Dokumentationssoftware oder Ausgabe an einen Drucker per serieller Schnittstelle

	Art.-Nr.		Preis
PWD 8531	267367	<del>7.850,00</del>	<b>6.280,00</b>



\* Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Leasingangebot der Grenke AG mit 72/36 Monaten Laufzeit und einem kalkulierten Restwert von 10 %, vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskondition freibleibend bis zum 31.12.2024. Geräte zzgl. Montage- und Lieferkosten, Preis Anpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

\*\* Weitere Informationen und Aktionsbedingungen unter [miele.de/pro/125-dent](http://miele.de/pro/125-dent)



~~10.123,00~~  
ab **7.990,00**

oder ab **141,42 €** pro Monat leasen\*

my:MPG ready

## W&H Lisa Remote Plus ioDent

W&H Lisa-Wasserdampfsterilisator Typ B für die sichere Sterilisation von Hohlräumen und festen sowie porösen Produkten nach EN 13060

### Lieferumfang:

Drehbarer Trayträger, 6 Aluminiumtrays, Ablassschlauch, Trayhalter, 8-GB-USB-Stick, Türöffner, Werksprüfung, Helix-Test-Starter-Kit

- Hoher Bedienkomfort durch kristallklaren Farbtouchscreen zur intuitiven Navigation durch die intelligente Menüstruktur
- EliSense-Technologie zur Optimierung des täglichen Workflows via LED-Indikatoren und Touchscreen
- EliTrace-Technologie zur Rückverfolgung des Sterilisationsprozesses bis zum einzelnen Instrument und den Anwendenden

- Hohe zusätzliche Sicherheit durch Wi-Fi und Mobile App zur Echtzeitfernüberwachung
- Hohe Effizienz durch patentierte Technologie Eco Dry + zur Verringerung der Zykluszeit (30 Minuten bei durchschnittl. Beladung von 2 kg)
- Schnellzyklus für Handstücke
- Programmierbarer Zyklusstart
- Automatisches Wasserfüllventil
- Kammergröße 17 Liter oder 22 Liter

	Art.-Nr.		Preis
Lisa Remote Plus ioDent, 17 Liter	304423	<del>10.123,00</del>	<b>7.990,00</b>
Lisa Remote Plus ioDent, 22 Liter	304424	<del>10.720,00</del>	<b>8.490,00</b>

## W&H Multidem C27

### Das Wasseraufbereitungssystem

Das Wasseraufbereitungssystem Multidem liefert qualitativ hochwertiges demineralisiertes Wasser für die Dampferzeugung im Autoklav. Es gewährleistet dadurch eine gleichmäßige, optimale Leistung und verlängert so die Lebensdauer Ihres Sterilisators oder Aufbereitungsgerätes.

Zusätzlich ist Multidem mit einer Sprühpistole ausgestattet. Diese eignet sich ideal zum manuellen Befüllen der Sterilisatoren und zum Spülen von Instrumenten vor der Sterilisation.

	Art.-Nr.		Preis
Multidem C27	285555	487,00	<b>450,00</b>



~~487,00~~  
**450,00**

\* Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Leasingangebot der Grenke AG mit 72/36 Monaten Laufzeit und einem kalkulierten Restwert von 10 %, vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskondition freibleibend bis zum 31.12.2024. Geräte zzgl. Montage- und Lieferkosten, Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

# Validierung

## Sicher in Sachen Hygiene

Die Validierung führen unsere ausgebildeten Validierungstechniker\*innen nach MPBetreibV durch. Damit erfüllt Ihre zahnärztliche Praxis die RKI-Anforderungen entlang der gesamten Hygienekette. Als Nachweis erhalten Sie einen Validierungsbericht und ein Prüfsiegel. Dabei unterscheiden wir zwischen einer umfangreichen Erstvalidierung und einer weniger aufwendigen Revalidierung.

Die erfolgreiche Validierung ist am Ende die Bestätigung dafür, dass der Gesamtprozess „Aufbereitung“ – im Ablauf und Handling – perfekt und dauerhaft funktioniert.

### Diese Medizinprodukte überprüfen wir:

- Sterilisatoren (z. B. MELAG Vacuklav 40 B)
- RDGs (z. B. MELAG MELA<sup>therm</sup> 10 oder DAC Universal)
- Siegelgeräte (z. B. MELAG MELA<sup>seal</sup> 200)



Prozessvalidierung	Erstvalidierung	Revalidierung	Weitere Optionen	
DAC Universal	950,00 €	630,00 €	Validierung je weiteres Programm/Deckel	130,00 €
RDG-Prozess z. B. MELA <sup>therm</sup> 10, Miele PG 8581	994,80 €	598,80 €	Validierung je weiteres Programm	178,80 €
Autoklav z. B. MELAG Vacuklav 40 B	768,00 €	504,00 €	Validierung je weiteres Programm	178,80 €
Siegelgerät z. B. MELA <sup>seal</sup>	370,00 €	300,00 €	Siegelnahtfestigkeitsprüfung	150,00 €
			Folien weiteres Fabrikat	120,00 €

Alle Angaben zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Fahrtkostenpauschale gemäß Ihrer individuellen Kundenkonditionen. Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Jetzt Termin vereinbaren:  
[plandent.de/validierung](https://plandent.de/validierung)

**Sicher in  
Sachen Hygiene**

durch die Validierung  
Ihrer Prozesse nach RKI  
und MPBetreibV

# Entspannt und sicher durch den **Hygienekreislauf** in der Zahnarztpraxis

RKI-konforme Instrumentenaufbereitung übersichtlich  
zusammengestellt: [plandent.de/hygienekreislauf](https://plandent.de/hygienekreislauf)



## Ihre zentrale Kundenbetreuung

Telefon: +49 (0) 251 / 7775-586

Fax: 0800 / 7801-517

E-Mail: [investitionsgueter@plandent.de](mailto:investitionsgueter@plandent.de)

Mo.–Do.: 7.30–18.00 Uhr

Fr.: 7.30–16.30 Uhr

Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Aktionsangebote sind nicht mit anderen Aktionen und individuellen Konditionen kombinierbar. Finanzierungsangebote vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskonditionen freibleibend. Vergleichspreise laut unverbindlicher Preisempfehlung der Plandent bzw. des Herstellers. Zwischenverkauf vorbehalten. Liefer- und Zahlungsbedingungen laut AGB. Geräte zzgl. Montagekosten, Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

Gültig bis 31.12.2024

Postanschrift: Plandent GmbH & Co. KG, Schuckertstraße 21, 48153 Münster