

# NEU

## Neuheiten im Angebot

Gültig bis 31.12.2023

### 3Shape TRIOS 5 Pod

**Die nächste Generation.  
Der ultimative TRIOS.**

Der TRIOS 5 liegt perfekt in jeder Hand. Er setzt neue Maßstäbe in der Infektionskontrolle. Dank seiner ScanAssist-Funktion erhalten Sie mühelos präzise Scannergebnisse. Dadurch können Sie sich vollkommen auf Ihre Patient\*innen konzentrieren, die gerne wieder in Ihre Praxis kommen.

#### **Einfach ergonomisch.**

Um 30 % kleiner und um 20 % leichter als TRIOS 4. Der bislang kleinste und leichteste Scanner von 3Shape. Er liegt perfekt in Ihrer Hand.

#### **Einfach mühelos.**

Die ScanAssist-Funktion macht den TRIOS 5 zum benutzerfreundlichsten Scanner von 3Shape. Die LED-Anzeige und das haptische Feedback führen Sie beim Scannen. Eine Akkuladung reicht für den ganzen Tag.

#### **Einfach hygienisch.**

Neu konzipierte autoklavierbare Scanaufsätze und Schutzhüllen minimieren das Risiko einer Kreuzkontamination deutlich. Hygienegerechtes Konzept.

#### **Einfach TRIOS 5!**

Anspruchsvolle Scantechnologie für die Verbesserung der Hygiene, ein Höchstmaß an Ergonomie sowie mühelose Scannergebnisse. Der ultimative TRIOS, Scannen leicht gemacht.

Weitere Produktdetails finden Sie unter: [plandent.de/3Shape](https://plandent.de/3Shape)

**Jetzt bestellen**

E-Mail: [investitionsgueter@plandent.de](mailto:investitionsgueter@plandent.de)

Telefon: +49 (0) 251 / 7607-550

Online: [plandent.de/shop](https://plandent.de/shop)



~~24.900,00~~

**22.400,00**

oder für nur **369,60 €** pro Monat leasen\*



	Art.-Nr.		Preis
TRIOS 5 Pod	314160	24.900,00	<b>22.400,00</b>

[plandent.de/neuheiten](https://plandent.de/neuheiten)

**Plandent**

## 3Shape TRIOS 3 Pod

### Bewährt. Und ein Branchensieger.

Der preisgekrönte TRIOS-3-Scanner liefert präzise Abdrücke direkt ins Labor. Mit naturgetreuen 3D-Scans und drei Patientenkommunikations-Apps bietet TRIOS 3 vielfältige Möglichkeiten zur Patienteneinbindung. Sie können den TRIOS 3 auch für Invisalign-Fälle nutzen!

### Neue Möglichkeiten, Ihre Patient\*innen einzubinden

TRIOS 3 ist so intuitiv, dass Sie fast vergessen werden, dass es sich um ein hochmodernes, KI-gestütztes Werkzeug handelt. Es erfasst nicht nur Zähne, sondern auch den gesamten Mundstatus Ihrer Patient\*innen. In Sekundenschnelle liefert der Bildschirm Bilder von beispielloser Detailtreue und Präzision, um die Einbindung Ihrer Patient\*innen in die Behandlung zu erleichtern.

	Art.-Nr.		Preis
TRIOS 3 Pod	314163	-17.900,00 €	<b>16.100,00</b>

### Naturgetreue Farben

Mit diesem Scanner ist es ein Kinderspiel, präzise Scans in naturgetreuen Farben zu erstellen. Die realistische Darstellung von Zähnen und Zahnfleisch in naturgetreuen Farben wird Ihre Patient\*innen beeindrucken und es Ihrem Labor erleichtern, die richtige Farbwahl zu treffen.

Weitere Produktdetails finden Sie unter: [plandent.de/3Shape](http://plandent.de/3Shape)



~~17.900,00~~  
**16.100,00**

oder für nur **268,87 € pro Monat leasen\***

## 3Shape TRIOS 4 Wireless Pod

### Fortschrittlich. Zusätzliches Potenzial

Mit TRIOS 4 und seiner SmartTip-Technologie sind Sie sofort scanbereit, unabhängig von kabellosem oder netzbetriebenen Betrieb, und erzielen perfekte Abdrücke bei jedem Scan.

### Scanbereit in Sekunden

Dank der InstantHeat-Technologie erwärmt sich der Spiegel im Inneren schnell und verhindert, dass der Atem des Patient\*innen die Abdruckgenauigkeit beeinträchtigt.

### Integrierter Zähler

Der TRIOS-4-Aufsatz verfügt über einen integrierten Zähler, der registriert, wie oft der Scanneraufsatz bereits autoklaviert wurde, damit Sie wissen, wann ein neuer Aufsatz bestellt werden oder ein Aufsatz kalibriert werden muss.

### Oberflächenkaries mit Fluoreszenzlicht erkennen

TRIOS 4 bietet präventive Informationen, indem es zwei Lichtquellen kombiniert: LED-Licht erfasst Zahnfarbe und Oberfläche, während Fluoreszenzlicht Bakterien hervorhebt.

Weitere Produktdetails finden Sie unter: [plandent.de/3Shape](http://plandent.de/3Shape)



~~20.900,00~~  
**18.800,00**

oder für nur **313,96 € pro Monat leasen\***

	Art.-Nr.		Preis
TRIOS 4 Wireless Pod	314161	-20.900,00 €	<b>18.800,00</b>

## 3Shape TRIOS MOVE+

### Das intraorale Scannersystem, das den Dialog mit Patient\*innen erleichtert

#### Patienteneinbindung leicht gemacht

Mit dem TRIOS MOVE+ wird die Einbindung Ihrer Patient\*innen in die Behandlung einfach. 3D-Scans und TRIOS-Apps am Behandlungsstuhl zeigen Behandlungsbedarf und -optionen.

#### Komfort für alle

Der TRIOS MOVE+ bietet bequemes Scannen ohne Kopfverrenken oder Rückenbelastung, dank des beweglichen 15,6-Zoll-HD-Touchscreens.

#### Elegant und funktional

Der 3Shape TRIOS MOVE+ ist leicht, ausbalanciert und hat ein elegantes, funktionales Design mit Aluminium. Ideal für Ihre Praxis.

Weitere Produktdetails finden Sie unter: [plandent.de/3Shape](http://plandent.de/3Shape)

	Art.-Nr.		Preis
TRIOS MOVE+	314164		<b>6.000,00</b>



**6.000,00**

oder für nur **102,60 € pro Monat leasen\***

## Dentsply Sirona X-Smart Pro+ Endo-Motor mit integriertem Apex Locator

Entwickelt, um die Performance der Dentsply Sirona und VDW Feilsysteme zu optimieren! Der leistungsstarke tragbare Endo-Motor X-Smart Pro+ optimiert die Performance der endodontischen reziproken sowie rotierenden Feilsysteme von Dentsply Sirona und VDW, einschließlich ProTaper Ultimate, WaveOne Gold, TruNatomy sowie VDW.ROTATE und der RECIPROC Familie.

- Patentierte sensorlose Motorsteuerung
- Integrierter Echtzeit-Apex-Locator mit Dynamic-Accuracy-Technologie
- Kleines, um 360° drehbares Mini-Winkelstück mit integrierter LED
- Benutzerfreundliche Touchscreen-Oberfläche

Weitere Produktdetails finden Sie unter: [plandent.de/dentsply-sirona](http://plandent.de/dentsply-sirona)

	Art.-Nr.		Preis
X-Smart Pro+ Endo-Motor mit integriertem Apex Locator	313238	2.800,00	<b>2.590,00</b>



~~2.800,00~~

**2.590,00**

oder für nur **81,59 € pro Monat leasen\***

**Jetzt bestellen**

**E-Mail: [investitionsgueter@plandent.de](mailto:investitionsgueter@plandent.de)**

**Telefon: +49 (0) 251 / 7607-550**

**Online: [plandent.de/shop](http://plandent.de/shop)**

## Dürr Dental MyLunos Duo

**Airpolishing und Ultraschallanwendung**

Das MyLunos Duo kombiniert die zwei wichtigsten Behandlungsmethoden bei einer Prophylaxesitzung: Pulverstrahlen und Ultraschall. Das Kombigerät ermöglicht eine vollständige Prophylaxebehandlung mit nur einem Gerät – von der supra- und subgingivalen Zahnstein- und Konkremententfernung mit Ultraschall bis zur Entfernung von Verfärbungen und Biofilm mit dem Pulverstrahl.

- Wechselbare Düsen SUPRA und PERIO
- Scaler-Handstück mit LED-Beleuchtung

Weitere Produktdetails finden Sie unter: [plandent.de/dürr-dental](http://plandent.de/dürr-dental)

	Art.-Nr.	Preis
MyLunos Duo	314014	<b>6.690,00</b>



**6.690,00**

oder für nur **210,74 € pro Monat leasen\***

## Dürr Dental Lunos Cart

Komfortabler Gerätewagen mit drei Ablageflächen, Schublade mit Softeinzug, geräuscharmen Rollen einschließlich Feststellbremse an den Vorderrollen, mit geschlossenem Kabelkanal mit Kabelführung und 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter.

Der neue komfortable Gerätewagen ist die ideale Lösung für Standgeräte wie z. B. das Vector Ultraschallgerät von Dürr Dental. Dank seiner Mobilität

und Flexibilität bietet das Lunos Cart eine enorme Zeitersparnis, da Standgeräte schnell und einfach im Behandlungsraum transportiert werden können. Darüber hinaus unterstützt der Gerätewagen ergonomisches Arbeiten, da die Anwender\*innen jederzeit Zugriff auf das Behandlungsmaterial haben.

Weitere Produktdetails finden Sie unter: [plandent.de/dürr-dental](http://plandent.de/dürr-dental)

	Art.-Nr.	Preis
Lunos Cart	312290	<b>899,00</b>



**899,00**

oder für nur **28,32 € pro Monat leasen\***

\* Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Leasingangebot der Grenke AG mit 72/36 Monaten Laufzeit und einem kalkulierten Restwert von 10 %, vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskondition freibleibend bis zum 31.12.2023. **Geräte zzgl. Montage- und Lieferkosten, Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.**

# Entspannt und sicher durch den **Hygienekreislauf** in der Zahnarztpraxis

RKI-konforme Instrumentenaufbereitung übersichtlich zusammengestellt: [plandent.de/hygienekreislauf](http://plandent.de/hygienekreislauf)



## Ihre zentrale Kundenbetreuung

Telefon: +49 (0) 251 / 7775-555

Fax: 0800 / 7801-517

E-Mail: [ccc@plandent.de](mailto:ccc@plandent.de)

Mo.–Do.: 7.30–18.00 Uhr

Fr.: 7.30–16.30 Uhr

Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Aktionsangebote sind nicht mit anderen Aktionen und individuellen Konditionen kombinierbar. Finanzierungsangebote vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskonditionen freibleibend. Vergleichspreise laut unverbindlicher Preisempfehlung der Plandent bzw. des Herstellers. Zwischenverkauf vorbehalten. Liefer- und Zahlungsbedingungen laut AGB. Geräte zzgl. Montagekosten, Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

Postanschrift: Plandent GmbH & Co. KG, Schuckertstraße 21, 48153 Münster

[plandent.de/neuheiten](http://plandent.de/neuheiten)

# Plandent