

PlanDeal

CAD/CAM

Gültig bis 30.06.2023

Planmeca PlanMill Aktions-Paket, FIT 30e

Hochpräzise Fräseinheit für die Zahnarztpraxis

Nutzen Sie diese kostengünstige Fräseinheit zum Einstieg in die Welt der digitalen Zahnerstellung. **Planmeca PlanMill® 30 S** wurde für zahnärztliche Praxen entwickelt, die nach einer effizienten, präzisen und kosteneffektiven Fräslösung suchen.

- Modernes Design
- Hohe Präzision
- Hochgeschwindigkeitsspindel (max. 100.000 UpM)
- Fräsen einer Krone dauert ca. 16 bis 18 Minuten
- Drehachse zum Fräsen von Blöcken Ihrer Wahl
- Werkzeugwechsler mit 5 festen Stationen
- Blockgröße bis 20 × 40 × 85 mm
- Maße in geschlossenem Zustand (B × H × T) 661 × 442 × 544 mm

Inklusive:

- PlanCAD Easy – Complete
- Weitere Lizenzen auf Anfrage

	Art.-Nr.		Preis
Aktionspaket	267045	105.746,00	69.600,00



AKTIONSPAKET

- ✓ 1 Emerald™ S
- ✓ 1 PlanMill® 30 S

Jetzt sichern!

~~105.746,00~~
69.600,00
oder 72 Monate x 1.120,56*



plandent.de/cad-cam

Plandent

Jetzt CAD/CAM-Geräte bequem
im Online-Shop anfragen
plandent.de/cad-cam

**Inklusive:
Planmeca Romexis®
CAD/CAM-Module-
Lizenz im Wert
von 603,00 €**



~~39.299,00~~
19.900,00

oder 72 Monate x **328,35***

**Inklusive:
Planmeca Romexis CAD/CAM-Module-
Lizenz im Wert von 603,00 €**

Planmeca Emerald™ S

Extrem schnelles Scannen mit hervorragender Benutzerfreundlichkeit

Planmeca Emerald™ S ist eine brandneue Premiumversion des beliebten **Planmeca Emerald™**-Intraoralscanners. Der neue Scanner kombiniert alle bewährten Funktionen des ursprünglichen Planmeca Emerald-Scanners mit spektakulären Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit. Erfassung digitaler Abdrücke ist damit leichter denn je!

Die bewährten Merkmale des **Planmeca Emerald™**-Scanners, wie seine kompakte Größe, die autoklavierbaren Anti-Beschlag-Scannerspitzen und die Plug-and-play-Funktion, sind Bausteine des neuen **Planmeca Emerald™-S**-Scanners. Der Scanner ist aber auch mit erstaunlichen neuen Funktionen verbessert worden, um selbst die anspruchsvollsten diagnostischen Anforderungen zu erfüllen. **Planmeca Emerald™ S** scannt mehr als doppelt so schnell wie sein Vorgänger und macht die Erfassung digitaler Abdrücke reibungsloser als je zuvor.

Der Scanner verwendet einen neuen Scan-Algorithmus und erleichtert so die hervorragende Scan-Erfahrung, indem unerwünschte Daten automatisch entfernt werden. Der Scanner ist zudem vollständig in die Planmeca Geräte und Software integriert, was einen außergewöhnlich reibungslosen Arbeitsablauf für Dentalkliniken/-praxen ermöglicht. Gleichzeitig können die Benutzer*innen ihre Scans problemlos durch die offene Architektur mit Kolleg*innen und externen Spezialist*innen teilen.

	Art.-Nr.		Preis
Emerald™ S	272714	39.299,00	19.900,00

Planmeca **Emerald™ S** Scangeschwindigkeit der Spitzenklasse

Blitzschnelles Scannen mit hervorragender Benutzerfreundlichkeit

Kombiniert alle großartigen Funktionen des ursprünglichen Planmeca Emerald™-Scanners mit spektakulären Verbesserungen:

- Beispiellose Präzision
- Überlegene Aufnahmegeschwindigkeit
- Einfache Importe und Exporte (STL- und PLY-Format)
- Scanspitzen für unterschiedliche Anforderungen
- Zahnfarbtonassistent
- Elegantes und schlankes Design
- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit
- Individuelle Farbanpassung (pink, blau, grün und grau)

Scanspitzen für unterschiedliche Anforderungen

Mit zwei zusätzlichen optionalen Spitzen zur Unterstützung der Standardspitze ist der Planmeca Emerald™ S für alle Arten von Scans geeignet. Die dünnere SlimLine-Spitze erleichtert das Erreichen der Seitenzähne und die Erfassung interproximaler Bereiche, während die Planmeca Cariosity-Transilluminationsspitze ein hervorragendes Werkzeug zur Karieserkennung darstellt.



Dentsply Sirona CEREC Primescan AC

- Extrem schnell
- Sehr präzise und akkurat
- Umfassendes Hygienekonzept
- Intuitives Handling auch für häufige Vollkieferscans
- Neueste, zukunftsorientierte Technologie

	Art.-Nr.		Preis
CEREC Primescan AC	269353	62.780,00	52.490,00

~~62.780,00~~
52.490,00
oder 72 Monate x **845,09***



Dentsply Sirona CEREC Primemill

- 7-Zoll-Touch-Interface
- Super-Fast-Modus für Zirkonoxidkronen
- Blockscanner und RFID-Tool-Reader für einen einfacheren und schnelleren Workflow
- Komplettes Spektrum für eine Vielzahl an Indikationen bis zu einer Blockgröße von 70 mm
- Glattere Oberflächen bei Zirkonoxidrestaurationen

Schnelligkeit

- Mit dem Super-Fast-Modus können Sie jetzt Zirkonoxidrestaurationen in ca. 5 Minuten herstellen und die Bearbeitungszeit auf weniger als die Hälfte reduzieren

Qualität

- Das neue hochpräzise 0,5-mm-Fräswerkzeug liefert zuverlässig klinische Ergebnisse der Spitzenklasse
- Wechseln Sie in den Extrafein-Fräsmodus für einen höheren Detailgrad bei okklusalen Fissuren und approximalen Bereichen von Brücken

Komfort

- Das neue 7-Zoll-Touch-Interface mit Benutzerführung leitet Sie Schritt für Schritt durch den Arbeitsablauf
- Der integrierte Blockscanner ist ein zeitsparendes neues Feature, das Materialblöcke mit kompatiblen Data-Matrix-Codes scannt und zugehörige Informationen, einschließlich Typ, Größe, Farbe und Zirkonoxidvergrößerungsfaktor, erfasst
- Alle CEREC Primemill-Werkzeuge sind mit einem farbkodierten RFID-Chip versehen, der vom RFID-Scanner gelesen wird und Sie durch die Anzeige des Werkzeugstatus darauf aufmerksam macht, wenn ein Werkzeug ersetzt werden muss

Vielseitigkeit

Sie haben die Wahl! Die neue CEREC Primemill kombiniert Nass- und Trockenfräsen sowie Nassschleifen.

	Art.-Nr.		Preis
CEREC Primemill	277213	55.500,00	46.490,00

~~55.500,00~~
46.490,00
oder 72 Monate x **748,49***





Planmecca Creo C5

Der ultimative 3D-Drucker für die Zahnmedizin!
Planmecca Creo C5 wurde speziell für zahnmedizinisches Fachpersonal entwickelt. Die Herstellung von Bohrschablonen, Zahnmodellen und Grundlagen für Alignerschielen gelingt mit dem Planmecca Creo C5 ganz einfach und in einem Bruchteil der üblichen Zeit.

Lieferumfang:

- Druckplattform und zwei Harztanks
- Aufbewahrungsbox für Harztank
- Ersatzmembran für Harztank
- Abstreifer und Sprayflasche
- Creo C5 Studio-Software und Lizenz
- Bedienungsanleitung
- Netzkabel und Ethernet-Kabel

	Art.-Nr.	Preis
Creo C5	269874	11.523,00 8.450,00



~~11.523,00~~
8.450,00

oder 72 Monate x **139,43***



Jetzt CAD/CAM-Geräte bequem
im Online-Shop anfragen
plandent.de/cad-cam

Formlabs Form 3B+ Gold Dental Package

Der Form 3B+ ist ein fortgeschrittener Desktop 3D-Drucker, der für biokompatible Materialien optimiert wurde. Das präzise, zuverlässige Ecosystem vereinfacht die Herstellung zahnmedizinischer Anwendungen durch eine intuitive Software und Bedienoberfläche.

Das Form 3B+ Gold Dental Package beinhaltet:

- Form 3B+ 3D Printer
- F3 Resin Tank V2.1
- F3 Build Platform 2
- F3 Finish Kit
- Finishing Tools
- Form Wash
- Form Cure
- 1 Jahr Dental Service Plan

Optional wählbar:

- 2 Jahre Dental Service Plan
- 3 Jahre Dental Service Plan

	Art.-Nr.	Preis
Form 3B+ Gold Dental Package	311967	8.139,00



8.139,00

oder 72 Monate x **134,29***


Dentsply Sirona Primeprint

Erweitern Sie Ihre Praxis oder Ihr Labor mit 3D-Druck

3D-Druck, Waschgang und Lichthärtung durch hochautomatisierte Prozesse mit Primeprint Solution, der zahnmedizinischen 3D-Drucklösung. Primeprint verfügt über eine intelligente Softwaresteuerung und automatisierte Druck- und Nachbearbeitungsschritte sowie ein intelligentes Materialmanagement.

3D-Druck, Waschen und Lichthärten in hochautomatisierten Prozessen mit nur zwei Geräten – dem Primeprint 3D-Drucker und der Nachbearbeitungseinheit Primeprint PPU (Post Processing Unit).

- **RFID-Tracking** – zur kontaktlosen Erkennung
- **Automatisierung** – ermöglicht durch Roboterarm
- **Schnelles Druckverfahren** – mit optimiertem Behälter
- **Vorhersehbarkeit der Wartung** – genaue Erfassung der Lebensdauer
- **Aktivkohlefilter** – keine externe Absaugung erforderlich
- **DLP-Lichtmaschine** – für höchste Genauigkeit
- **Materielle Voraussetzungen** – keine manuelle Konditionierung des Harzes erforderlich
- **RFID-Technologie** – zur automatischen Erkennung
- **Vollständige Automatisierung** – reduziert manuelle Arbeitsschritte
- **Sauber und sicher** – keine Handschuhe erforderlich
- **UV-Lichtschutz** – in der Primeprint Box
- **Aktives Stickstoffmanagement** – in der Hochleistungs-Lichthärtekammer





**Inklusive:
Primeprint Starter Kit 3
im Wert
von 2.293,00 €
(bis zum 30.06.2023)**

30.500,00

oder 72 Monate x 497,15*

Primeprint Solution

Primeprint Solution ermöglicht praktisches und einfaches 3D-Drucken und Nachbearbeiten für die Produktion biokompatibler Anwendungen. Primeprint Solution ist eine vereinfachte und hochautomatisierte End-to-End-3D-Drucklösung, von intelligenter dentaler Software bis zum 3D-Druck und vollautomatisierter Nachbearbeitung. Geregelte Parameter gewährleisten eine reproduzierbare hohe Qualität gedruckter Apparaturen – für hervorragende Behandlungsergebnisse.

Lieferumfang:

- Drucker
- Post Processing Unit
- inLab CAD/CAM
- 1 Kartusche Primeprint Model-Harz
- Zubehör Starter-Kit

Inklusive:

Primeprint Starter Kit 3

	Art.-Nr.	Preis
Primeprint Solution	308055	30.500,00





**Einfach
näher dran!**

Reparatur, Validierung,
Wartung, Prüfung, IT-Service,
Montage, Entsorgung

plandent.de/tkd

Ihre zentrale Kundenbetreuung

Telefon: +49 (0) 251 / 7775-555

Fax: 0800 / 7801-517

E-Mail: investitionsgueter@plandent.de

Mo.–Do.: 7.30–18.00 Uhr

Fr.: 7.30–16.30 Uhr

Gültigkeit:

Bis 30.06.2023

Solange der Vorrat reicht.

Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Aktionsangebote sind nicht mit anderen Aktionen und individuellen Konditionen kombinierbar. Finanzierungsangebote vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskonditionen freibleibend. Vergleichspreise laut unverbindlicher Preisempfehlung der Plandent bzw. des Herstellers. Zwischenverkauf vorbehalten. Liefer- und Zahlungsbedingungen laut AGB. Geräte zzgl. Montagekosten. Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

Postanschrift: Plandent GmbH & Co. KG, Schuckertstraße 21, 48153 Münster