

PlanDeal

Planmeca

NEXT
GENERATION
DVT

NEUE,
FLEXIBLE
**VOLUMEN-
GRÖSSEN**

VISO® G1

Planmeca Compact™ i5

Arztelement:

- 6-Funktions-Spritze Luzzani Minibright
- Lichtturbinenanschluss
- 2 × KaVo INTRA LUX KL703 LED Mikromotor
- Planmeca Piezon LED (EMS) ZEG
- Integriertes Tray

Assistenzelement:

- Verstellbare Saugschlauchablage mit Bedienelement Flexy
- Kleiner und großer Sauger mit Dürr-Handstücken

Wassereinheit:

- Anschluss für externe Nassabsaugung
- WEK Wasserdesinfektion
- Warmwasserboiler
- Integriertes Reinigungssystem für Absaugschläuche
- Speischale, blau

Patientenstuhl / Polster / Leuchte:

- Ultra-Relax-Polster
- Funkfußschalter
- Lampenaufbaustange und Solanna LED-OP-Leuchte

	Art.-Nr.	Preis
Compact i5, Schwingbügel	267000	35.990,00
Compact i5, Schwebetisch	267001	35.990,00

35.990,00*

oder für nur **601,03 €** pro Monat leasen*



INKL.
5 JAHRE
ERSATZTEIL-
GARANTIE

AUCH ALS
BLACK
EDITION
ERHÄLTlich

TOP
LAUNCH-
PRODUKT

ab **39.900,00***

oder für nur **666,33 €** pro Monat leasen*

Planmeca Pro50

Die hochqualitative Behandlungseinheit Planmeca Pro50 ist das Ergebnis einer fortwährenden Evolution – eine Behandlungseinheit ohnegleichen. Diese Behandlungseinheit aus dem Premiumsegment stellt die nächste Generation von Behandlungseinheiten dar – mit modernster Technologie, Ergonomie, Qualität und fortschrittlichem Infektionsschutz.

- **Planmeca Halo:** interaktiver Touchscreen für den klinischen Alltag
- **Design:** kompakt, elegant, leicht, leise, komfortabel, robust, langlebig
- **Infektionsschutz:** glatte Oberflächen, hochwertige Polsterung, einfache Reinigung
- **Ergonomie:** nahe Behandlungsposition, ausbalancierte Instrumente, leicht bewegliche Konsole, schnelle Umstellung
- **Komfort:** Ultra-Relax-Polsterung, einklappbare Beinablage
- **Benutzerfreundlichkeit:** leicht bewegliche Instrumente, Infektionsschutz-Anleitungen, Mehrzweckmonitore, anpassbarer Workflow

	Art.-Nr.	Preis
Pro50 Schwingbügel	321050	ab 39.900,00

* Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Leasingangebot der Grenke AG mit 36/72 Monaten Laufzeit und einem kalkulierten Restwert von 10 %, vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskondition. Gültig vom 01.10.2025 bis 31.12.2025. Geräte zzgl. Montage- und Lieferkosten, Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Verkauf nur an Fachkreise. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

Planmeca Compact™ i Classic

Der moderne Klassiker für die allgemeine Zahnmedizin – eine ausgezeichnete Wahl, die sämtliche Funktionen für einen reibungslosen und komfortablen Arbeitsablauf umfasst. Die Behandlungseinheit ist auf Komfort und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und vereint die besten Eigenschaften der ergonomischen und praktischen Designlösungen von Planmeca.

Arztelement:

- 3-Funktions-Spritze Minibright
- 2 x KaVo INTRA LUX KL703 LED Mikromotor
- Lichtturbineeinrichtung
- Planmeca Piezon LED (EMS) ZEG
- Quick Connect Tray Gr. 2

Assistenzelement:

- Kleiner und großer Sauger mit Dürr-Handstücken
- Verstellbare Saugschlauchablage mit Bedienelement Flexy

Patientenstuhl:

- Manuelle ovale Kopfstütze
- Polstersatz Ultra Relax

Gerätekörper:

- Speischale, blau
- Externe Nassabsaugung
- WEK Wasserdesinfektion
- Verstellbare Saugablage an der Speifontäne
- Planmeca Solanna OP-Lampe

Lackierung: weiß RAL 9016

Polsterfarbe: nach Wahl

	Art.-Nr.	Preis
Compact i Classic, Schwingbügel	266998	28.890,00
Compact i Classic, Schwebetisch	266999	28.890,00



**INKL.
5 JAHRE
ERSATZTEIL-
GARANTIE**

28.890,00*

oder für nur **482,46 €** pro Monat leasen*



**JETZT
EINFACH
MITBESTELLEN**



Alle ORBI-Artikel
finden Sie unter
plandent.de/orbis

ORBIS ORBI-Sept Absauganlagendesinfektion

Hochwirksames Konzentrat zur Reinigung, Desinfektion und Pflege von dentalen Absauganlagen. Es ist aldehydfrei und schäumt nicht. Dank der hohen Reinigungskraft werden auch hartnäckigere Ablagerungen entfernt.

	Art.-Nr.	Preis
ORBI-Sept SSD Absauganlagendesinfektion	260252	19,95
ORBI-Sept SSC Absauganlagenreiniger	279734	21,45

ORBIS Mundspülbecken-Desinfektion

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion, Reinigung und Pflege von Mundspülbecken in der Zahnarztpraxis. Das Präparat besitzt eine desinfizierende Wirkung und ist ebenfalls geeignet zur Anwendung in Waschbecken und auf Fliesen. Entfernt Rückstände von Blut, Kalk, Plaquefärbetabletten und Abformmaterialien.

	Art.-Nr.	Preis
Mundspülbecken-Desinfektion	193084	11,75

Planmeca ProX

Das einzigartige Planmeca ProX Designkonzept macht die intraorale Bildgebung einfacher und zuverlässiger als je zuvor.

Die automatische Übergabe der Belichtungsparameter ist in Kombination mit allen Sensoren und Folienscannern möglich, die über eine Twain-Schnittstelle verfügen.

Erfüllt § 114 der Strahlenschutzverordnung



	Art.-Nr.	Preis
ProX	267025	3.990,00



Planmeca ProScanner 2.0

Der Planmeca ProScanner 2.0 Speicherfolienscanner ist eine hochwertige Alternative für eine schnelle und zuverlässige intraorale Bildgebung. Mit intelligenten Designdetails und hervorragender Langlebigkeit unterstützt der Scanner den Arbeitsalltag in einer Zahnarztpraxis – und bietet eine unschlagbare Zuverlässigkeit.

	Art.-Nr.	Preis
ProScanner 2.0	273145	6.150,00

Jetzt Leasing-Angebote
im Online-Shop anfragen
plandent.de/planmeca



Planmeca ProSensor HD Doppel-Set

Der innovative Planmeca ProSensor HD Intraoralsensor bietet eine einzigartige Kombination aus beispielloser Bildqualität, patientenorientiertem Design und Benutzerfreundlichkeit. Der Sensor wurde für eine lange Lebensdauer entwickelt und bietet eine Haltbarkeit, auf die man sich verlassen kann.

	Art.-Nr.	Preis
ProSensor HD Doppel-Set	300919	5.990,00



19.990,00*

oder für nur **337,83 €** im Monat leasen*

Planmeca ProOne

Unter Verwendung innovativer Technologien verbindet das Röntgengerät Planmeca ProOne umfangreiche diagnostische Möglichkeiten und eine überlegene Bildqualität mit kompakten Abmessungen und hoher Benutzerfreundlichkeit. Planmeca ProOne ist das gelungene Resultat jahrelanger Forschung, Erfahrung und Tradition im Bereich der dentalen Bildgebung.

	Art.-Nr.	Preis
ProOne	267027	19.990,00



ab **21.990,00***

oder ab **367,23 €** im Monat leasen*

Planmeca ProMax 2D S2

Planmeca ProMax® ist mit seinem einzigartigen SCARA-2- und SCARA-3-Arm eine umfassende Lösung für die maxillofaziale Bildgebung. Gestaltung und Bedienung realisieren neueste wissenschaftliche Erkenntnisse als technische Innovationen, um den höchsten Ansprüchen der modernen Radiologie zu genügen.

	Art.-Nr.	Preis
ProMax 2D S2	267889	21.990,00
ProMax 2D S2, Ceph Wechselsensor	267026	29.990,00

Planmeca ProMax® 3D Classic

Bei Planmeca ProMax® 3D handelt es sich um eine Produktfamilie mit herausragenden All-in-one-Geräten. Mit drei verschiedenen Arten dreidimensionaler Bildgebung – sowie Panorama-, extraoraler Bissflügel- und Fernröntgenbildgebung – erfüllen diese intelligenten Produkte alle Ihre maxillofazialen Bildgebungsbedürfnisse.

Inklusive:

- 3D-Rekonstruktionsrechner
- 2D-Romexis-Lizenz für 5 Nutzer*innen
- 3D-Romexis-Lizenz für 2 Nutzer*innen
- Prüfkörperset 2D und 3D
- Horizontale und vertikale Ausblendung
- Bissflügelpanoramaprogramme
- Planmeca CALM®: korrigiert Bewegungsartefakte bei DVT-Aufnahmen

Hochpräzision: Alle Drucker der ProMax 3D-Familie bieten extrem präzise Druckergebnisse, ideal für Prototyping, Architekturmodelle und Detailarbeiten.

Vielseitigkeit: Die Geräte unterstützen eine breite Palette an Materialien, von Kunststoffen über Metalle bis hin zu speziellen Hochleistungspolymeren.

Benutzerfreundlichkeit: Intuitive Bedienoberflächen und fortschrittliche Software ermöglichen auch Einsteiger*innen eine einfache Handhabung.

Skalierbarkeit: Von kompakten Modellen für kleinere Projekte bis hin zu großen, industrietauglichen Maschinen – die ProMax 3D-Familie bietet für jede Anforderung die passende Lösung.

Kosteneffizienz: Trotz hoher Qualität und fortschrittlicher Technologie sind die Drucker der ProMax 3D-Familie kosteneffizient und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Innovative Features: Zu den besonderen Funktionen gehören automatische Kalibrierung, Multi-Material-Druck und eine besonders schnelle Druckgeschwindigkeit.

Langlebigkeit: Robuste Bauweise und hochwertige Komponenten sorgen für eine lange Lebensdauer und minimale Wartung.

	Art.-Nr.	Preis
ProMax 3D Classic Ø 11 × 8 cm	267029	49.900,00



Volumen 11 × 8 cm
limitierte Stückzahl
zum absoluten
Sonderpreis

49.900,00*

oder ab 823,35 € im Monat leasen*



INKL.
5 JAHRE
ERSATZTEIL-
GARANTIE

Planmeca Viso®

Die nächste Generation digitaler Bildgebung Planmeca Viso® repräsentiert unsere Spitzenproduktlinie modernster DVT-Bildgebungssysteme. Die Geräte vereinen hervorragende Bildqualität mit außergewöhnlicher Benutzerfreundlichkeit und stellen einen bedeutenden Fortschritt in der Kopf- und Halsbildgebung dar.

Inklusive:

- Romexis-7-Bildbearbeitungssoftware für Windows und MacOS mit offenen Schnittstellen
- 3D-Implantatplanungsmodul für 2 Nutzer*innen
- 2D-Lizenz für 5 Nutzer*innen
- Prüfkörperset 2D und 3D
- 3D-Rekonstruktionsrechner

Vier Geräte – die gleichen hervorragenden Eigenschaften

Die Planmeca Viso Produktfamilie umfasst vier herausragende DVT-Bildgebungsgeräte, die eine hervorragende Bildqualität bieten. Die Modelle unterscheiden sich hauptsächlich durch die verfügbaren Volumengrößen.

Virtuelle Live-Positionierung des Aufnahmebereichs

Die Patientenpositionierung erfolgt direkt über das Bedienfeld des Gerätes mittels integrierter Kameras und einer Live-Videoansicht. Dadurch ist die zu untersuchende Person in Echtzeit auf dem Bedienfeld sichtbar, was eine flexible und präzise Positionierung des Aufnahmebereichs ermöglicht. Darüber hinaus kann die Volumengröße frei eingestellt werden.

Intelligente Positionierungshilfe

Die Kopfstütze von Planmeca Viso sorgt für Stabilität, ohne den Patientenkomfort zu beeinträchtigen. Das durchdachte Design der Kopfstütze von Planmeca Viso G5 und G7 verdeckt bei 3D-Gesichtsaufnahmen nicht die Ohren der Patient*innen. Dank des Planmeca CALM® Algorithmus zur Korrektur von Bewegungsartefakten kann die Kopfstütze auch ohne Kinnstütze verwendet werden.

Korrektur von Bewegungsartefakten

Unser intelligenter Algorithmus Planmeca CALM® zur Korrektur von Bewegungsartefakten bei 3D-Bildgebungsgeräten ist ideal für Patient*innen, die Schwierigkeiten haben, vollkommen stillzuhalten. Er macht wiederholte Aufnahmen überflüssig, indem er die Auswirkungen von Patientenbewegungen eliminiert.

Hochmoderne endodontische Bildgebung

Die endodontische Bildgebung erfordert eine hohe Auflösung, um selbst kleinste Details zu erfassen. Unser KI-basierter endodontischer 3D-Bildgebungsmodus der Planmeca Viso Serie löst dieses Problem, indem er klare und gleichmäßige DVT-Bilder liefert, die ideal für endodontische Anwendungen sind. Dieser Bildgebungsmodus ist sowohl für neue als auch für bereits installierte Geräte über ein Software-Update verfügbar.

	Art.-Nr.	Preis
Viso G1® Ø 11 × 11 cm	322946	54.900,00
Viso G3® Ø 20 × 10 cm	315645	70.990,00
Viso G5® Ø 20 × 17 cm	300918	102.990,00
Viso G7® Ø 30 × 30 cm	302986	136.990,00

PLANMECA VISO® family

NEXT
GENERATION
DVT



ab **54.900,00***

oder ab **905,85 €** im Monat leasen*

* Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Leasingangebot der Grenke AG mit 36/72 Monaten Laufzeit und einem kalkulierten Restwert von 10 %, vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskondition. Gültig vom 01.10.2025 bis 31.12.2025. Geräte zzgl. Montage- und Lieferkosten, Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Verkauf nur an Fachkreise. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

19.900,00*

oder für nur **344,27 €** pro Monat leasen*



Jetzt Leasing-Angebote
im Online-Shop anfragen
plandent.de/planmeca

Planmeca Emerald™ S

Extrem schnelles Scannen mit hervorragender Benutzerfreundlichkeit

Planmeca Emerald™ S ist die neueste Premiumversion des Planmeca Emerald™ Intraoralscanners. Dieser innovative Scanner kombiniert bewährte Funktionen des ursprünglichen Modells mit erheblichen Verbesserungen in Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit, was die digitale Abdrucknahme erleichtert.

Er bleibt kompakt, autoklavierbar und einfach zu verwenden. Gleichzeitig bietet der Scanner Planmeca Emerald™ S beeindruckende neue Funktionen, darunter eine über zweifache Scan-Geschwindigkeit und eine automatische Datenbereinigung für ein besseres Scan-Ergebnis.

Die nahtlose Integration in Geräte und Software von Planmeca ermöglicht einen reibungslosen Workflow in Dentalkliniken und -praxen. Die offene Architektur erlaubt auch das problemlose Teilen von Scans mit Kolleg*innen und Spezialist*innen.

	Art.-Nr.	Preis
Emerald™ S inkl. Cariosity Tip	315320	19.900,00

zzgl. Laptop

PLANMECA Romexis® 7 Powered by AI

Die Software Planmeca Romexis® 7 hebt die Benutzererfahrung auf ein vollkommen neues Niveau durch die Integration von KI-gestützten Funktionen, die für alle Anwender*innen als Standard vorhanden sind.

Highlights von Romexis 7:

- Smart Anatomy erkennt und segmentiert automatisch den Unterkiefernerve sowie Zähne, Ober- und Unterkiefer, Atemwege und Sinus
- Smart Fit fusioniert automatisch digitale Abdrücke mit DVT-Daten
- Smart Implant erstellt automatische Implantatvorschläge mit einer virtuellen Krone
- Automatische Erkennung des optimalen Bereichs für die Bohrschablone und virtuelle Zahnextraktion
- Automatische 3D-Fernröntgenanalysen
- Automatische Einstellung von TMG-Ansichten
- Automatische Zahnnummerierung von periapikalen und Bissflügel-Röntgenaufnahmen, einschließlich automatischen Drehens von Bildern, sowie Organisation der Röntgenstudien
- Integrierter KI-gestützter Chat unterstützt Benutzer*innen bei der Nutzung von Romexis

Alle Infos finden Sie unter: plandent.de/romexis-7



LIMITED
EDITION
PLUS



19.990,00*

oder für nur **337,83 €** pro Monat leasen*

Planmeca Compact™ i C Limited Edition Plus

Behandlungselement Schwingbügel:

- Klassische Benutzeroberfläche für eine Person
- 3-Funktions-Spritze Luzzani
- KaVo INTRA LUX KL703 LED Mikromotor
- Lichtturbineneinrichtung
- Quick Connect Tray, Größe 2

Assistenzelement:

- Großer und kleiner Sauger

Patientenstuhl/Wassereinheit:

- Speischale blau
- Externe Nassabsaugung
- WEK Wasserliniendesinfektion
- Verstellbare Saugablage an der Speifontäne ohne Bedienfunktion
- SingLED OP-Leuchte, gerätemontiert
- Comfy-Polster

Lackierung: weiß RAL 9016, Polsterfarbe: nach Wahl

	Art.-Nr.	Preis
Compact i C Limited Edition Plus	313232	19.990,00

Nutzen Sie den
Investitionsbooster
für Ihre Praxis-
investitionen!
plandent.de/afa

Ihre zentrale Kundenbetreuung

Telefon: +49 (0) 251 / 7607-608705

Fax: 0800 / 7801-517

E-Mail: investitionsgueter@plandent.de

Mo.–Do.: 7.30–18.00 Uhr

Fr.: 7.30–16.30 Uhr

*Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Leasingangebot der Grenke AG mit 36/72 Monaten Laufzeit und einem kalkulierten Restwert von 10 %, vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskondition. Gültig vom 01.10.2025 bis 31.12.2025. Geräte zzgl. Montage- und Lieferkosten, Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Verkauf nur an Fachkreise. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

Postanschrift: Plandent GmbH & Co. KG, Schuckertstraße 21, 48153 Münster

Gültig bis 31.12.2025

plandent.de/planmeca

Plandent