

# PlanDeal

Hygiene



**NEU**

MELAcare 600 –  
reinigt, desinfiziert und  
pflegt vollauto-  
matisch

**5.950,00\***

oder für nur **102,94 €** pro Monat leasen\*

## MELAG MELAcare 600

Da bei Handstücken nur eines zählt: MELAcare – für die vollautomatische Reinigung, Desinfektion und Öl-Pflege: Ohne Stress. Ohne Kompromisse.

- Validierbare Aufbereitung nach EN ISO 15883-1/2 ab nur 14 Min. (inkl. Trocknung)
- MELAcare Deckel Blue für Reinigung, Desinfektion und Pflege von bis zu 6 Hand- und Winkelstücken, Turbinen oder Winkelstückköpfen
- MELAcare Deckel Green für Reinigung und Desinfektion von bis zu 6 ZEG-Spitzen (inkl. Drehmomentschlüssel), Ultraschallhandstücken, Sprayvit-Düsen oder Prophylaxe-Handstücken

- Dokumentierte Spannzangenpflege mit ADDcare direkt im Gerät
- Kompaktes, platzsparendes Design für minimale Stellfläche
- Großes Smart-Touch-Display mit integrierter Freigabesoftware
- Dokumentation via USB- und Netzwerkschnittstellen ohne Aufpreis

|                                                               | Art.-Nr. | Preis    |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|
| MELAcare 600 Set,<br>inkl. MELAcare Deckel Blue und 6 Adapter | 326562   | 5.950,00 |

## MELAG Careclave 618 Starterpaket

### Die Revolution der Instrumentenaufbereitung

Die RKI-konforme Aufbereitung und sorgfältige Pflege von Übertragungsinstrumenten stellen in vielen Zahnarztpraxen eine zeitliche und wirtschaftliche Herausforderung dar. Damit ist jetzt Schluss: Denn in 9 Jahren intensiver Forschung und Entwicklung haben wir zusammengeführt, was zusammengehört. Die revolutionäre 4-in-1-Lösung vereint den gesamten Prozess der Instrumentenaufbereitung in nur einem Gerät.

#### Careclave 618 Starterpaket bestehend aus:

- Careclave 618 (inkl. Care Oil, Zubehör-Kit, Anschlussset, Schläuche)
- Carebox blue (inkl. 8 Blindadapter, Halterung Seite)
- 8 × Carebox HWS Adapter
- Halterung 6 + 2
- 6 × Tablett standard
- 2 × Tablett schmal
- MELAcontrol
- MELAdem 53 Ionenaustauscher



my:MPG ready



**14.990,00\***

oder für nur **253,33 € pro Monat leasen\***

|                                        | Art.-Nr. | Preis     |
|----------------------------------------|----------|-----------|
| Careclave 618 Starterpaket             | 300102   | 14.990,00 |
| Optional: Carebox Green mit 8 Adaptern |          | 1.490,00  |

## Dentsply Sirona DAC Universal D

Reinigt, ölt und desinfiziert bis zu 6 Instrumente in ca. 15 Minuten, inkl. Kühlung

**AKTIONS  
PAKET**

- ✓ 1 × DAC Universal mit Touchdisplay
- ✓ 1 Installationskit
- ✓ 6 Adapter nach Wahl

#### Sicher

- Vollautomatische Aufbereitung von Hand- und Winkelstücken, Turbinen, Ultraschallhandstücken und -spitzen, Düsen von Multifunktionsspritzen und Pulverstrahlgeräten sowie Pulverstrahlhandstücken auf Knopfdruck
- Erfüllt die Anforderungen aus den Empfehlungen des RKI und BfArM
- Validierbarer Reinigungs- und Desinfektionsprozess
- Reinigungs- und Desinfektionsprozess entsprechend DIN EN ISO 15883

#### Sauber

- Desinfektion ohne Verwendung von Reinigungs- und Desinfektionschemikalien
- Spezialadapter für unterschiedliche Instrumentenhersteller

#### Einfacher, geführter Wartungsworkflow Check & Clean

- Zeitersparnis und Kosteneffizienz auf Knopfdruck
- 6 Instrumente können in nur 15 Minuten aufbereitet werden – inkl. Kühlungsschritt
- Dokumentation mit Drucker und PC-Software möglich

|                                       | Art.-Nr. | Preis    |
|---------------------------------------|----------|----------|
| DAC Universal D                       | 267059   | 5.990,00 |
| Optional: Deckel Green mit 6 Adaptern |          | 999,00   |



**5.990,00\***

oder für nur **103,63 € pro Monat leasen\***

\* Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Leasingangebot der Grenke AG mit 72/36 Monaten Laufzeit und einem kalkulierten Restwert von 10 %, vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskondition freibleibend bis zum 31.08.2026. Geräte zzgl. Montage- und Lieferkosten, Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Verkauf nur an Fachkreise. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

## MELAG Vacuclave 318

Egal ob Beladung, Sterilisation oder Dokumentation – die neuen Prime-Line-Autoklaven bieten ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das keine Vergleiche scheut: So sterilisieren Sie mit Heavy-Duty-Programm und DRYtelligence-Trocknung nicht nur mehr Instrumente in kürzerer Zeit, sondern geben diese auch mit ProControl direkt am Display frei. Und das alles in der einzigartigen MELAG Qualität, die Sie von den bewährten Vorgängermodellen der Profiklasse kennen und lieben lieben – made in Germany.

|                           | Art.-Nr. | Preis    |
|---------------------------|----------|----------|
| Prime Line: Vacuclave 318 | 311805   | 6.590,00 |

my:MPG ready



**6.590,00\***

oder für nur **114,01 €** pro Monat leasen\*

## MELAG Vacuklav 40 B+ Evolution Austauschpaket

### Austauschpaket:

- 1 Vacuklav 40 B+ Evolution
- 1 Halterung universal (kurz)
- 6 MELAG Tabletts
- 2 MELAG Tabletts (kurz)
- 1 MELAflash-CF-Speicherkarte

my:MPG ready

|                             | Art.-Nr. | Preis    |
|-----------------------------|----------|----------|
| Austauschpaket              | 268703   | 8.690,00 |
| Starterpaket mit MELAdem 40 | 256837   | 9.590,00 |



**ab 8.690,00\***

oder ab **150,34 €** pro Monat leasen\*

Alle ORBIS Artikel  
finden Sie unter  
[plandent.de/orbis](http://plandent.de/orbis)



Jetzt  
einfach  
mitbestellen!

## ORBIS Helix Test Prüfkörpersystem

Der Helix Test ist ein Sterilisations-Kontrollsystem zur täglichen Leistungskontrolle von Autoklaven.

Set: 1 Prüfkörper, 250 Indikatorstreifen

|                                  | Art.-Nr. | Preis  |
|----------------------------------|----------|--------|
| Helix Test Prüfkörpersystem, Set | 300956   | 116,35 |

## ORBIS Sterilisationstüten

Stabile Papier-/Folienbeutel zur Sterilgutverpackung, verschließbar mit dem Folienschweißgerät. Zusätzlich zu der 3-fachen Verschweißung sind die Beutel an einem Ende mit einer 4. Sicherheitsverschweißung versehen. Packung 500 Stück

|                     | Art.-Nr. | Preis |
|---------------------|----------|-------|
| Breite 50 × 250 mm  | 260325   | 17,75 |
| Breite 75 × 250 mm  | 260326   | 23,65 |
| Breite 100 × 250 mm | 260327   | 30,45 |

## MELAG MELAtherm 10 Evolution

Effizient Instrumente aufbereiten mit zukunftsweisenden Innovationen

- AquaBoost-Technologie für 44 % bessere Reinigung der Instrumente bei identischem Wasserverbrauch. Reinigung, Desinfektion und Trocknung von bis zu 23 Winkelstücken sowie Instrumenten für bis zu 40 Patient\*innen in nur 60 Minuten
- Großes Smart-Touch-Display mit Video-Tutorials für die Bedienung
- Aktive Innen- und Außentrocknung
- Nutzerauthentifizierung und Chargenfreigabe mit ProControl direkt am Gerät
- Integrierte Dokumentation via CF-Card oder LAN
- Integrierte Prozessmedienaufnahme und Dosiermodul ohne Aufpreis

|                        | Art.-Nr. | Preis     |
|------------------------|----------|-----------|
| MELAtherm 10 Evolution | 270916   | 10.490,00 |



my:MPG ready

ab **9.490,00\***

oder ab **164,18 € pro Monat leasen\***

my:MPG ready



**10.490,00\***

oder für nur **177,28 € pro Monat leasen\***

## MELAG MELAtherm 20


Mit einer extragroßen Waschkammer, smarten Bedien- und Dokumentationskonzepten sowie einem neu entwickelten Reinigungssystem ist MELAtherm 20 bereit für jede Herausforderung – heute und in Zukunft.

Denn mit bis zu 24 Flex-Segmenten im Unterkorb und Oberkorb bietet MELAtherm 20 mehr als die doppelte Kapazität und ermöglicht so die effiziente Aufbereitung von Instrumenten für bis zu 90 Patient\*innen pro Zyklus – ideal gereinigt und desinfiziert durch das innovative 3-Arm-Spülsystem in Kombination mit der bewährten AquaBoost-Technologie.

|                          | Art.-Nr. | Preis     |
|--------------------------|----------|-----------|
| MELAtherm 20, passiveDry | 322856   | 9.490,00  |
| MELAtherm 20, activeDry  | 322857   | 10.990,00 |

## MELAG Zubehörpaket Dental

- Basiskorb mit Injektorschiene plus Cleanfinity-Filter
- Flexkorb 2
- Halterung Universal Flex 2
- 3 MELAstore Tray 100
- Halterung für Scheren, Klemmen und Abdrucklöffel
- Kleinteilebehälter
- Instrumentenkorb Standard



ab **2.790,00\***

oder ab **88,44 € pro Monat leasen\***

|                                            | Art.-Nr. | Preis    |
|--------------------------------------------|----------|----------|
| Zubehörpaket Dental MELAtherm 10 Evolution | 279482   | 2.790,00 |
| Zubehörpaket Dental MELAtherm 20           | 324026   | 3.990,00 |

## MELAG ZEG-Aktionspaket

- 1 Injektorkorb Flex 1
- 6 ZEG-Spitzen-Adapter

Andere Zusammenstellungen auf Wunsch möglich



**670,00\***

oder für nur **21,24 € pro Monat leasen\***

|                  | Art.-Nr. | Preis  |
|------------------|----------|--------|
| ZEG-Aktionspaket | 300961   | 670,00 |



my:MPG ready

**6.290,00\***

oder für nur **108,82 €** pro Monat leasen\*



ab **6.990,00\***

oder ab **120,93 €** pro Monat leasen\*

## Miele PWD 8682 C

Die CompactLine ist ein effizientes, benutzerfreundliches Reinigungssystem. Es bietet schnelle, hygienische Reinigung und Desinfektion mit fortschrittlichen Funktionen für optimierte Abläufe, die sichere und effektive Ergebnisse gewährleisten.

- Optimierte Reinigungskammer mit einer Spülebene
- Intuitives Farb-Touch-Display mit direkter Chargenfreigabe
- Konnektivität und Prozessdokumentation: integriertes Wi-Fi und LAN
- das Kurzprogramm für zahnärztliche Instrumente reinigt und desinfiziert in 30 Minuten, mit EcoDry und AutoOpen für energiesparendes Trocknen sowie mit flexiblen Programm- und Startoptionen

|                  | Art.-Nr. | Preis           |
|------------------|----------|-----------------|
| PWD 8682 C, weiß | 324000   | <b>6.290,00</b> |

## Miele PWD 8682 und PWD 8692

Die ExpertLine mit dem PWD 8682 und dem PWD 8692 überzeugt durch Komfort, Effizienz und digitale Vernetzung – ideal für moderne Zahnarztpraxen.

- Komfort: AutoClose, intuitives Farb-Touch-Display, Kammerbeleuchtung, Glastür optional
- Effizienz: drehzahlvariable Pumpe, Sensorik, hygienischer Spülraum, servicefreundliche Komponenten
- Kapazität: 44 Hohlkörperinstrumente und Sets für bis zu 160 Patient\*innen, modulare Beladungsträger
- Trocknung bei PWD 8682: EcoDry mit AutoOpen für schnelle Trocknung
- Trocknung bei PWD 8692: DryPlus / aktive Trocknung


|                                 | Art.-Nr. | Preis           |
|---------------------------------|----------|-----------------|
| PWD 8682, weiß                  | 321462   | <b>6.990,00</b> |
| PWD 8682, Edelstahl mit Glastür | 321463   | <b>7.590,00</b> |
| PWD 8692, weiß, DryPlus         | 321464   | <b>8.990,00</b> |
| PWD 8692, Edelstahl, DryPlus    | 321465   | <b>9.290,00</b> |

Jetzt Hygienegeräte bequem  
im Online-Shop anfragen  
[plandent.de/hygiene](http://plandent.de/hygiene)

## Miele Korbset S

Lieferumfang: A105/1 Oberkorb/Injektor, A151 Unterkorb/Lafette, E 473/2 Einsatz, E 430/1 Einsatz für Kleinstteile 1/3-Siebschale, E 337/1 Einsatz für stehende Instrumente, A836 Düsenet Dental

|                                                   | Art.-Nr. | Preis           |
|---------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Korbset S                                         | 311919   | <b>1.650,00</b> |
| Korbset M mit Adaptern für Hand- und Winkelstücke | 311920   | <b>2.290,00</b> |



ab **1.650,00\***

oder ab **52,31 €** pro Monat leasen\*

\* Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Leasingangebot der Grenke AG mit 72/36 Monaten Laufzeit und einem kalkulierten Restwert von 10 %, vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskondition freibleibend bis zum 31.08.2026. Geräte zzgl. Montage- und Lieferkosten, Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Verkauf nur an Fachkreise. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.



my:MPG ready

INKL.  
MULTIDEM  
C27

ab **7.890,00\***

oder ab **136,50 €** pro Monat leasen\*

## W&H Lisa Plus ioD

**W&H Lisa-Wasserdampfsterilisator Typ B für die sichere Sterilisation von Hohlkörpern und festen sowie porösen Produkten nach EN 13060**

### Lieferumfang:

Drehbarer Trayträger, 6 Aluminiumtrays, Ablassschlauch, Trayhalter, 8-GB-USB-Stick, Türöffner, Werksprüfung, Helix-Test-Starter-Kit

- Hoher Bedienkomfort durch kristallklaren Farbtouchscreen zur intuitiven Navigation durch die intelligente Menüstruktur
- EliSense-Technologie zur Optimierung des täglichen Workflows via LED-Indikatoren und Touchscreen
- EliTrace-Technologie zur Rückverfolgung des Sterilisationsprozesses bis zum einzelnen Instrument und den Anwendenden

- Hohe zusätzliche Sicherheit durch Wi-Fi und Mobile App zur Echtzeitfernüberwachung
- Hohe Effizienz durch patentierte Technologie Eco Dry + zur Verringerung der Zykluszeit (30 Minuten bei durchschnittl. Beladung von 2 kg)
- Schnellzyklus für Handstücke
- Programmierbarer Zyklusstart
- Automatisches Wasserfüllventil
- Kammergröße 17 Liter oder 22 Liter

|                                | Art.-Nr.      | Preis           |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Lisa Plus ioD, 17 Liter</b> | <b>304423</b> | <b>7.890,00</b> |
| <b>Lisa Plus ioD, 22 Liter</b> | <b>304424</b> | <b>8.490,00</b> |

inkl. Multidem C27

## Thed+ Aktionspaket

Thed+ inkl. Injektionskit und  
Synea Fusion WG-99 LT



## W&H Thed+, inkl. Injektionskit

**Thed+ inkl. ioDent®-Feature Unterbaugerät zeichnet sich durch exzellente Reinigungs- und Desinfektionsergebnisse, herausragende Flexibilität bei der Beladung sowie eine verkürzte Aufbereitungszeit aus und wird den Erwartungen selbst anspruchsvollster Zahnkliniken gerecht.**

- Zwei Waschebenen
- Schnelle Zyklen mit hoher Reinigungsleistung: spezieller Zyklus für Übertragungsinstrumente
- Aktive Lufttrocknung mit HEPA-Filter
- Erweiterte Rückverfolgbarkeit und Konnektivität per USB, WLAN und LAN
- Integrierte Prozesschemikalien

|                           | Art.-Nr.      | Preis            |
|---------------------------|---------------|------------------|
| <b>Thed+ Aktionspaket</b> | <b>326563</b> | <b>10.990,00</b> |

inkl. Injektionskit, Synea Fusion WG-99 LT und ioDent®-Feature

my:MPG ready



**10.990,00\***

oder für nur **185,73 €** pro Monat leasen\*

\* Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Leasingangebot der Grenke AG mit 72/36 Monaten Laufzeit und einem kalkulierten Restwert von 10 %, vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskondition freibleibend bis zum 31.08.2026. Geräte zzgl. Montage- und Lieferkosten, Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Verkauf nur an Fachkreise. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

# Validierung

## Sicher in Sachen Hygiene

Die Validierung führen unsere ausgebildeten Validierungstechniker\*innen nach MPBetreibV durch. Damit erfüllt Ihre zahnärztliche Praxis die RKI-Anforderungen entlang der gesamten Hygienekette. Als Nachweis erhalten Sie einen Validierungsbericht und ein Prüfsiegel. Dabei unterscheiden wir zwischen einer umfangreichen Erstvalidierung und einer weniger aufwendigen Revalidierung.

Die erfolgreiche Validierung ist am Ende die Bestätigung dafür, dass der Gesamtprozess „Aufbereitung“ – im Ablauf und Handling – perfekt und dauerhaft funktioniert.

### Diese Medizinprodukte überprüfen wir:

- Sterilisatoren (z. B. MELAG Vacuklav 40 B)
- RDGs (z. B. MELAG MELAtherm 10 oder DAC Universal)
- Siegelgeräte (z. B. MELAG MELAseal 200)



| Prozessvalidierung                                   | Erstvalidierung | Revalidierung | Weitere Optionen                        |          |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------|----------|
| <b>DAC Universal</b>                                 | 950,00 €        | 630,00 €      | Validierung je weiteres Programm/Deckel | 130,00 € |
| <b>RDG-Prozess</b> z. B. MELAtherm 10, Miele PG 8581 | 994,80 €        | 598,80 €      | Validierung je weiteres Programm        | 178,80 € |
| <b>Autoklav</b> z. B. MELAG Vacuklav 40 B            | 768,00 €        | 504,00 €      | Validierung je weiteres Programm        | 178,80 € |
| <b>Siegelgerät</b> z. B. MELAseal                    | 370,00 €        | 300,00 €      | Siegelnahtfestigkeitsprüfung            | 150,00 € |
|                                                      |                 |               | Folien weiteres Fabrikat                | 120,00 € |

Alle Angaben zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Fahrtkostenpauschale gemäß Ihrer individuellen Kundenkonditionen. Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Jetzt Termin vereinbaren:  
[plandent.de/validierung](https://plandent.de/validierung)

**Sicher in  
Sachen Hygiene**  
durch die Validierung  
Ihrer Prozesse nach RKI  
und MPBetreibV



**1.299,00\***

**Instrumentenpaket**

2 x S-Max M95L und  
1 x S-Max M25L

## NSK Instrumentenpaket

3 Winkelstücke der komfortablen Performance-Serie mit

- Edelstahlkörper
- Zellglasoptik
- Keramik-Kugellager (M95)
- Clean-Head-System
- Ultra-Push-Selbstspannfutter
- 4-fach-Wasserstrahl / 1-fach-Wasserstrahl

|                                | Art.-Nr. | Preis    |
|--------------------------------|----------|----------|
| 2 x S-Max M95L, 1 x S-Max M25L | 326473   | 1.299,00 |

2026-1816-25660\_Stand: 13.05.2026

## Ihre zentrale Kundenbetreuung

Telefon: +49 (0) 251 / 7607-605  
Fax: 0800 / 7801-517  
E-Mail: [investitionsgueter@plandent.de](mailto:investitionsgueter@plandent.de)  
Mo.–Do.: 7.30–18.00 Uhr  
Fr.: 7.30–16.30 Uhr

**Schnell & einfach:**  
Materialien komfortabel  
online bestellen!  
**[plandent.de/hygiene](http://plandent.de/hygiene)**

\* Kaufpreis und Leasingraten in Euro zzgl. ges. MwSt. Leasingangebot der Grenke AG mit 72/36 Monaten Laufzeit und einem kalkulierten Restwert von 10 %, vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskondition freibleibend bis zum 31.08.2026. Geräte zzgl. Montage- und Lieferkosten, Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Verkauf nur an Fachkreise. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten.

Postanschrift: Plandent GmbH & Co. KG, Schuckertstraße 21, 48153 Münster

**Gültig bis 31.08.2026**

**Plandent**