


Hygiene-Spezial

Gültig bis 30.04.2022

Leasing
auch bei
Kleingeräten
möglich



4in1
Lösung

**UNVERZICHTBARE
PRODUKTE FÜR
SICHERE HYGIENE**



NWD
nwd.de/hygienspezial

Inhalt

Abformdesinfektion

Dürr Dental MD 520 Abformdesinf.	22
ORBIS Dental ORBI-Sept Abformdesinf.	25

Absauganlagendesinfektion

Alpro Bilpron Desinfektionslösung	23
Dentsply Sirona Dentosept S	24
Dürr Dental MD 555 cleaner	22
Dürr Dental Orotol plus	23
KaVo Dekaseptol Gel	24
KaVo Oxygenal 6	24
ORBIS Dental ORBI-Sept Absauganlagendesinf.	24

Bohrerbad

ORBIS Dental ORBI-Sept Bohrerbad	25
--	----

Desinfektions- und Reinigungszubehör

Infratronic Solutions Sensorspender	29
---	----

Einmalartikel

Akzenta TopMask Mundschutz.	30
Einmalhandschuhe Nitril	30
Medicaeurope Mundschutz	30
Tenplus FFP2 NR Maske	30

Flächen- und Fußbodendesinfektion

Dürr Dental FD 322 Schnelldesinfektion	22
Dürr Dental FD 366 sensitive wipes	26
ORBIS Dental ORBI-Sept Wet Wipes.	28
ORBIS Dental ORBI-Sept Wet Wipes, alkoholfrei	27
ORBIS Dental ORBI-Wipes.	28
schülke mikrozin AF wipes.	26
schülke mikrozin universal wipes premium	26
schülke mikrozin universal wipes premium maxi	27

Folienschweißgeräte

Dürr Dental Hygopac View	15
Euronda Euroseal Valida	10
MELAG MELAseal 200	14
MELAG MELAseal Rollenhalter	14

Instrumentendesinfektion

Dr. Weigert Neodisher MediClean Dental	13
Miele ProCare Dent 10 MA.	13
ORBIS Dental ORBI-Sept Instrumentendesinf.	25

Hygiene-Spezial

Instrumentenpflege

Alpro WL-clean	23
Dentsply Sirona Nitram-Pflegeöl.6

Pflegesysteme

Euronda Autoklav E10	10
Melag Aktionspaket Injektorkorb Flex 18
MELAG Beladungsbeispiel8
MELAG Careclave Starterpaket7
MELAG MELA <i>print</i> 60 Label Printer	14
MELAG MELA <i>therm</i> 10 Evolution8
MELAG Vacuklav 30B+ Paket9
MELAG Vacuklav 40B+ Evolution9
Miele Cube X Autoklav	12
Miele Thermodesinfektor	13
Miele Thermodesinfektor PWD 8531	12
Miele Vorteilspaket PG 8581 & 8591	13
Sirona DAC UNIVERSAL D6
W&H Lisa Remote Plus ioDent.	11
W&H Multidem C276
W&H Assistina Twin	11

Pharmazeutika

AmonMed COVID-19-Antigen-Schnelltest Kit	31
Hager & Werken Coronavirus(-2019-nCoV)-Selbstt.	31
Hotgen Coronavirus(-2019-nCoV)-Antigentest	31

Praxismöbel

Mann Hygieneschrank	29
-------------------------------	----

Service

NWD my:MPG	17
----------------------	----

Sterilisation

MELAG Mischbettharz9
ORBIS Dental Sterilisationsfolien	15

Ultraschallreinigung

Bandelin Sonorex 100er Einsätze	16
Bandelin Sonorex Super RK 102 H.	16
Bandelin Stammopur DB.	16
Bandelin Stammopur DR 8.	16



Hygieneberatung

Mehr Sicherheit mit weniger Aufwand

Die Umsetzung und die Dokumentation der richtigen Praxishygiene sind sehr aufwendig und stellen viele Praxisteams schon aus zeitlichen Gründen vor große Herausforderungen. Neben dem praxisindividuellen Hygieneplan müssen diverse Arbeitsanweisungen und Risikobewertungen erstellt und formuliert werden. Der Aufwand ist immens und von vielen Praxen kaum zu meistern.

Unsere speziell ausgebildeten Hygienefachberater und -fachberaterinnen unterstützen Sie bei der Umsetzung der Anforderungen, die sich aus dem

Medizinprodukte-Durchführungsgesetz, dem Infektionsschutzgesetz, den RKI-Richtlinien sowie den flankierenden Gesetzen und Verordnungen ergeben. Wir analysieren Ihre Praxis vor Ort und erstellen einen Fahrplan für Ihr individuelles Hygienemanagement.



Erfahren Sie mehr:
www.nwd.de/hygieneberatung



Unsere Hygieneberatung schafft Sicherheit.

Wir helfen Ihnen, wenn Sie ...

- ... einen effizienten Einstieg in ein professionelles Hygienemanagement suchen.
- ... ein Hygienemanagement eingeführt haben und dies kontrollieren lassen möchten.
- ... sich auf eine Praxisbegehung vorbereiten.
- ... Ihren Aufwand durch eine Optimierung der Abläufe minimieren möchten.

- ⊕ **Sichtung Ihrer kompletten Praxis vor Ort**
- ⊕ **Prüfung der Hygieneunterlagen**
- ⊕ **Dokumentation des Ist-Zustandes**
- ⊕ **Aufstellung eines Maßnahmenplans**
- ⊕ **Erarbeitung von Kosteneinsparungsoptionen**
- ⊕ **Abschlussbericht**

Praxisausstattung

Sirona DAC UNIVERSAL D



- ✓ 1 x DAC Universal mit Touchdisplay
- ✓ 1 Installationskit
- ✓ 6 Adapter nach Wahl

~~7.742,00~~
5.649,00
 oder 72 x 91,80 EUR*

-27%



my:MPG ready

DAC Universal D – schließen Sie Ihre Hygienelücke.

Ganz sicher

- Vollautomatische, sichere Instrumentenaufbereitung
- Erfüllt die Anforderungen aus den Empfehlungen des RKI und BfArM
- Validierbarer Reinigungs- und Desinfektionsprozess
- Reinigungs- und Desinfektionsprozess entsprechend DIN EN ISO 15883

Ganz sauber

- Gründliche Außen- und Innenreinigung mit kaltem Wasser
- Spezialadapter für unterschiedliche Instrumentenhersteller

Ganz schnell

- Zeitersparnis und Kosteneffizienz auf Knopfdruck
- 6 Instrumente können in nur 15 Minuten aufbereitet werden – inkl. Kühlungsschritt
- Dokumentation mit Drucker und PC-Software möglich

Lieferumfang:

1 DAC Universal mit Touchdisplay, Deckel Blue, 6 Adapter nach Wahl, 1 Installationskit nach Wahl, 1 Flasche Nitram Oil Pflegekonzentrat, Wasserfilter, Sterilfilter, Luftfilter, Netzkabel, Schlauch, Schraubendreher für Adapter

Inklusive Check-&-Clean-Kit:

Check-&-Clean-Aufsatz, Check-&-Clean-Deckel, NitraClean Reinigungstabletten, Spritze, Watterollen, Schraubendreher für Abwasserfilter, Abwasserfilter

	Art.-Nr.		Preis
DAC Universal D	267059	7.742,00	5.649,00

-23%

Dentsply Sirona Nitram-Pflegeöl

Pflegekonzentrat für die Instrumentenpflege im DAC Universal

	Art.-Nr.		Preis
Nitram-Pflegeöl	204920	78,00	59,90

Dose 200 ml Nr. 2



W&H Multidem C27

Das Wasser-Aufbereitungssystem Multidem liefert qualitativ hochwertiges demineralisiertes Wasser für die Dampferzeugung im Autoklav. Es gewährleistet dadurch eine gleichmäßige, optimale Leistung und verlängert so die Lebensdauer Ihres Sterilisators oder Aufbereitungsgerätes.

	Art.-Nr.		Preis
Multidem C27	285555	428,00	395,00

-7%



* Die Leasingrate ist mit einem Restwert von 10% kalkuliert. Die Leasingrate ist gültig bis zum 30.04.2022.

Praxisausstattung



~~16.594,00~~
12.999,00
oder 72 x 201,35 EUR*



MELAG Careclave Starterpaket

Die Revolution der Instrumentenaufbereitung!

Careclave ist das erste Gerät auf der Welt, das die Norm sowohl für Thermodesinfektoren (DIN EN ISO 15883) als auch für Autoklaven (DIN EN 13060) erfüllt.

1. Reinigung & Desinfektion

Das perfekte Duo für Ihren Workflow: Careclave und Carebox garantieren beste Reinigungs- und Desinfektionsergebnisse von 8 Übertragungsinstrumenten, Prophylaxe-Handstücken oder ZEG-Spitzen in nur 16 Minuten! Passende Adapter am besten gleich mitbestellen.

2. Pflege

Die Carebox übernimmt die Pflege der Übertragungsinstrumente schonend und zugleich blitzschnell. Damit aber nicht genug: Mit der weltweit einzigartigen ADDcare Pflegestation erfolgt die Spannzangenpflege nach Programmende direkt am Careclave.

3. Sterilisation

Careclave bietet Ihnen zusätzlich alles, was Sie von einem modernen Klasse-B-Autoklav erwarten – und noch mehr: Sterilisieren Sie dank patentierter Doppelmantel-Technologie und patentierter DRYtelligence bis zu 11 kg Instrumente in Rekordzeit!

4. Dokumentation & Freigabe

Bye-bye Steri-Buch! Mit ProControl dokumentieren Sie die Chargen-Freigabe direkt über das große Smart-Touch-Display ohne extra Software. Sie erbringen somit den digitalen Nachweis einer fehlerfreien Instrumentenaufbereitung schnell, sicher und papierlos per USB-Stick oder Netzwerk.

Lieferumfang Starterpaket:

- ✓ 1 Careclave 618 (inkl. Care Oil, Zubehör-Kit, Anschlussset, Schläuche)
- ✓ 1 Carebox blue (inkl. 8 Blindadapter, Halterung Seite)
- ✓ 8 Carebox HWS-Adapter
- ✓ 1 Halterung E Plus
- ✓ 6 Tabletts
- ✓ 2 Tabletts schmal
- ✓ 1 MELAcontrol



Hygiene-Einrichtung bequem
im Online-Shop anfragen
nwd.de/hygiene-einrichtung

	Art.-Nr.	Preis
Careclave 618 Starterpaket	300102	16.594,00 12.999,00

* Die Leasingrate ist mit einem Restwert von 10% kalkuliert. Die Leasingrate ist gültig bis zum 30.04.2022.

Praxisausstattung

MELAG MELAtherm 10 Evolution

Sehr leistungsfähiger Thermodesinfektor mit kurzen Betriebszeiten, praxis-optimierter Aufbereitungskammer und vielen Alleinstellungsmerkmalen. Einsätze optional und individuell gegen Aufpreis.

- AquaBoost-Technologie: 44 % bessere Reinigung der Instrumente bei identischem Wasserverbrauch. Reinigung, Desinfektion und Trocknung von bis zu 23 Winkelstücken sowie Instrumenten für bis zu 40 Patienten in nur 60 Minuten
- Großes Smart-Touch-Display mit Video-Tutorials für Einweisung und Bedienung, so einfach wie nie zuvor
- Aktive Innen- und Außentrocknung schützt die Instrumente vor Korrosion und Beschädigung
- Nutzerauthentifizierung und Chargenfreigabe mit ProControl direkt am Gerät
- Mit MELAconnect Gerätestatus und Programmfortschritt jederzeit mobil per App abrufen
- Integrierte Dokumentation via CF-Card oder LAN
- Integrierte Prozessmedienaufnahme und Dosiermodul ohne Aufpreis
- MELAtherm Prozessmedien im Starterset gratis enthalten

	Art.-Nr.	Preis
MELAtherm 10 Evolution DTA	270916	10.026,00 8.690,00

~~10.026,00~~
8.690,00
oder 72 x 134,61 EUR*

-13%



my:MPG ready

MELAG Beladungsbeispiel

- 84610 Basiskorb mit Injektorschiene + Cleanfinity-Filter
- 80110 x2 Flexkorb für Abdrucklöffel / Scheren und Klemmen
- 00180 Einsatzgestell für 3 MELAstore Trays/Sieb-kassetten
- 01181 3 MELAstore Tray 100
- 00133 Kleinteilebehälter
- 00184 Instrumentenkorb
- 80020 Flexkorb 2



-21%

~~2.166,00~~
1.699,00
oder 72 x 27,61 EUR*

	Art.-Nr.	Preis
MELAtherm Beladungsbeispiel	279482	2.166,00 1.699,00

MELAG Aktionspaket

- 1 Injektorkorb Flex 1
- 6 ZEG-Spitzen-Adapter
- 2 Einzelfiltergehäuse

Andere Zusammenstellungen auf Wunsch möglich – Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter erstellt Ihnen gern ein individuelles Angebot!



-15%

~~752,00~~
639,00
oder 72 x 10,38 EUR*

	Art.-Nr.	Preis
MELAG Aktionspaket	300961	752,00 639,00

* Die Leasingrate ist mit einem Restwert von 10% kalkuliert. Die Leasingrate ist gültig bis zum 30.04.2022.

Praxisausstattung

MELAG Vacuklav 40 B+ Evolution

Mit dem Schnell-B-Programm ist er einer der schnellsten seiner Klasse!

- Patentierte Doppelmantel-Technologie sichert Rekordbetriebszeiten von nur 10 bis 25 Minuten
- Hohe Beladepazitäten für bis zu 8 Tablettts und 9 kg Instrumente
- DRYtelligence® für perfekte Trocknungsergebnisse
- XXL-Colour-Touch-Display mit integrierter Dokumentations- und Freigabesoftware
- Remote Monitoring im Praxisbetrieb mit der kostenlosen MELAconnect App

Sparpaket:

- 6 Tablettts
- 2 Tablettts kurz
- 1 MELAdem-40-Wasseraufbereitung
- 1 MELAflash-CF-Kartenlesegerät
- 1 MELAflash-CF-Speicherkarte
- 1 MELAcontrol-Praxis-Set

	Art.-Nr.	Preis
Vacuklav 40 B+ Evolution	256837	11.335,00 8.149,00

~~11.335,00~~
8.149,00

oder 72 x 126,23 EUR*

my:MPG ready

-28%



MELAG Mischbettharz

Helix Prüfkörper-System gemäß EN 867-5, ausschließlich für Klasse-B-Autoklaven, z. B. für die MELAG Autoklaven

	Art.-Nr.	Preis
Mischbettharz	160294	58,00 45,20

2 Kartuschen für MELAdem 40



Hygiene-Einrichtung bequem im Online-Shop anfragen
nwd.de/hygiene-einrichtung

my:MPG ready

-33%



~~10.332,00~~
6.890,00

oder 72 x 111,96 EUR*

MELAG Vacuklav 30 B+ Paket

Lieferumfang:

- 1 Vacuklav 30B+
- 1 Halterung A Plus (kurz)
- 5 Tablettts
- 1 MELAdem 40
- 1 MELAdem 40 Wasserabzweig
- 1 MELAflash CF-Card-Printer
- 1 MELAcontrol PRO

Die leistungsfähige, wassergekühlte Vakuumpumpe des Vacuklav 30B+ steht für kurze Betriebszeiten und für optimale Trocknung von bis zu 5 kg Instrumenten, auch im Dauerbetrieb. Besonders zu schätzen wissen die Praxen die bewährte Zuverlässigkeit des Vacuklav 30 B+, das einfache Bedienkonzept und die vielseitigen Möglichkeiten zur Beladung. In der kompakten Sterilisierkammer können bis zu fünf Trays oder drei Kassetten gleichzeitig sterilisiert werden. Die integrierte Überwachung des Speisewassers ist ein weiterer Vorteil, denn schlechte Wasserqualität schadet den Instrumenten und verursacht Kosten.

	Art.-Nr.	Preis
Vacuklav 30B+ Paket	196682	10.332,00 6.890,00

* Die Leasingrate ist mit einem Restwert von 10% kalkuliert. Die Leasingrate ist gültig bis zum 30.04.2022.

Praxisausstattung

Euronda Autoklav E10, 18L-Klasse-B-Autoklav

Die beste Sterilisation: leistungsstark, effizient, funktional, einfach

Ausstattung:

- 18 Liter Sterilisierkammervolumen
- Optional: 24 Liter Sterilisierkammervolumen
- LAN-Anschluss
- E-WiFi für kabellose Datenanbindung
- Trayregal mit 5 Alu-Normtrays, Trayentnahmegriff
- Bakteriologischer Filter

	Art.-Nr.		Preis
Autoklav E10, 18L-Klasse-B-Autoklav	258305	6.190,00	4.990,00

my:MPG ready

Hygiene-Einrichtung bequem
im Online-Shop anfragen
nwd.de/hygiene-einrichtung

~~6.190,00~~
4.990,00
oder 72 x 81,09 EUR*



Euronda Euroseal Valida

Validierbares Balkensiegelgerät

- Zum validierten Versiegeln von Klarsicht-Sterilisierverpackungen nach EN 11607-2
- Dokumentation und Rückverfolgung per SD-Speicherkarte oder Netzwerkanbindung
- Innovative, einfache Steuerung per Touchscreen

Siegelnahtbreite: 12 mm

	Art.-Nr.		Preis
Euroseal Valida Gerät mit Rollenhalter	275893	1.249,00	990,00

my:MPG ready



~~1.249,00~~
990,00

* Die Leasingrate ist mit einem Restwert von 10% kalkuliert. Die Leasingrate ist gültig bis zum 30.04.2022.

Praxisausstattung

W&H Lisa Remote Plus 17 ioDent

W&H Lisa-Wasserdampfsterilisator Typ B für die sichere Sterilisation von Hohlkörpern und festen sowie porösen Produkten nach EN 13060

Lieferumfang:

Drehbarer Trayträger, 6 Aluminiumtrays, Ablassschlauch, Trayhalter, 8 GB USB-Stick, Türöffner, Werksprüfung, Helix Test Starter-Kit

- Hoher Bedienkomfort durch kristallklaren Farbtouchscreen zur intuitiven Navigation durch die intelligente Menüstruktur
- EliSense-Technologie zur Optimierung des täglichen Workflows via LED-Indikatoren und Touchscreen
- EliTrace-Technologie zur Rückverfolgung des Sterilisationsprozesses bis zum einzelnen Instrument und Anwender
- Hohe zusätzliche Sicherheit durch Wi-Fi und Mobile App zur Echtzeitfernüberwachung
- Hohe Effizienz durch patentierte Eco Dry + Technologie zur Verringerung der Zykluszeit (30 Minuten bei durchschnittlicher Beladung von 2 kg)
- Schnellzyklus für Handstücke
- Programmierbarer Zyklusstart
- Automatisches Wasserfüllventil
- Kammergröße 17 Liter oder 22 Liter

	Art.-Nr.		Preis
Lisa Remote ioDent Plus 17	304423	8.890,00	6.900,00

~~8.890,00~~
6.900,00
oder 72 x 112,13 EUR*



W&H Assistina Twin

Noch nie wurden Ihre Instrumente so schnell gepflegt wie mit der Assistina Twin. Durch die innovative Technologie der Ölzerstäubung ist es W&H gelungen, den Pflegeprozess auf eine Rekordzeit von nur 10 Sekunden zu senken. Für ein rasend schnelles und unvergleichlich gründliches Pflegeergebnis.

Lieferumfang:

- Adapter HPI
- Luftanschlussschlauch 2 m
- Netzteil
- TWIN Care Set

	Art.-Nr.		Preis
Assistina Twin	258497	2.722,00	2.299,00

~~2.722,00~~
2.299,00



* Die Leasingrate ist mit einem Restwert von 10% kalkuliert. Die Leasingrate ist gültig bis zum 30.04.2022.

Praxisausstattung

Miele Cube X Autoklav

- Optimierte Programmlaufzeiten / EcoDry-Technologie
- Einfache Bedienung / intuitives Touch-Farbdisplay
- Individuelle Benutzererfassung / digitale Identifikation
- Kompakte Abmessungen / ergonomisches Design
- Lückenlose Prozessdokumentation / sichere Übertragung
- Einfacher Datentransfer / WiFi-Dongle-Key
- Sichere Programmauswahl / individuelle Sterilisationszyklen
- Praktische Programmeinstellungen / individuelle Flexibilität
- Hoher Komfort / automatisches Wasserfüllventil

	Art.-Nr.		Preis
Cube X 17L	276253	8.340,00	6.690,00



Hygiene-Einrichtung bequem
im Online-Shop anfragen
nwd.de/hygiene-einrichtung

Miele Thermodesinfektor PWD 8531

- Auf Tischgerät mit 2 integrierten Chemievorratsbehältern
- Leistung/Charge: Kammergröße ist auf den Bedarf kleiner Praxen abgestimmt, z. B. 6 Übertragungsinstrumente und 6 Absauger sowie weiteres Spülgut
- Kompakte Bauform und flexible Platzierung als Auf Tisch-Variante
- Touch-on-Glass-Bedienung mit Direktwahltasten und 4-Zoll-Farbdisplay
- Integrierte Heißlufttrocknung DryPlus mit HEPA Filter H 14
- Weitergabe der Prozessdaten an eine Dokumentationssoftware oder Ausgabe an einen Drucker
- Zwei integrierte Dosierpumpen für flüssige Medien
- Integrierter Wasserenthärter
- Wechselstromanschluss

	Art.-Nr.		Preis
Thermodesinfektor PWD 8531 Auf Tischgerät mit 2 integrierten Chemievorratsbehältern	267367	7.480,00	6.280,00



my:MPG ready

* Die Leasingrate ist mit einem Restwert von 10% kalkuliert. Die Leasingrate ist gültig bis zum 30.04.2022.

Praxisausstattung

Miele Thermodesinfektor

Miele Thermodesinfektoren ermöglichen die sichere und nachvollziehbar erfolgreiche Reinigung und Desinfektion des zahnärztlichen Instrumentariums.

- Die innovative Heizpumpe ermöglicht Zeitersparnis und Effizienz
- Neu entwickelte Sprüharme mit überarbeiteter Düsenform und Düsenanordnung für ein hocheffektives Sprühbild
- Optimierte Wasserwege und ein stark erhöhter Druck an den Injektordüsen ermöglichen eine gründliche und sichere Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten
- Pro Charge können nun 22 Übertragungs- oder Hohlkörperinstrumente aufbereitet werden (Kapazitätssteigerung von 100 % im Vergleich zur Vorserie)
- Leistung/Charge z. B. 22 Übertragungsinstrumente oder Absauger sowie weiteres Spülgut in Ober- und Unterkorb
- NEU: Trocknungsfunktion EcoDry bei der PG 8581
- Trocknungsfunktion DryPlus (aktive Heißlufttrocknung bei der PG 8591)
- NEU: Je nach Ausführung bis zu 2 integrierte Dosierpumpen für flüssige Medien bei der PG 8581
- Ethernet-Modul zur Prozessdokumentation im Lieferumfang enthalten (optional RS232-Modul erhältlich)
- Optimierte und kundenindividuelle Anwendungstechnik
- Maße H x B x T: 835 x 600 x 600 mm
- Drehstromanschluss

Bis zu 33 ZEG-Spitzen pro Charge!

	Art.-Nr.		Preis
Miele Thermodesinfektor PG 8581	243738	7.413,00	6.095,00
Miele Thermodesinfektor PG 8591	243740	11.565,00	9.125,00

Weiß, mit integrierter Heißlufttrocknung DryPlus



Miele Vorteilspaket PG 8581 & 8591

- A 105/1 Oberkorb/Injektor
- A 151 Unterkorb/Lafette

Diverse Einsätze und Zubehör:

- A 836 Düsenset Dental
- E 473/2 Einsatz für Kleinteile
- E 430/1 Einsatz 1/3 Siebschale
- E 337/1 Einsatz für stehende Instrumente

	Art.-Nr.		Preis
Miele Vorteilspaket Dent 2	263359	1.725,00	1.405,00
Miele Vorteilspaket Dent 1	245411	2.440,00	2.025,00



~~1.725,00~~
1.405,00
oder 72 x 22,83 EUR*

Dr. Weigert Neodisher MediClean Dental

Mildalkalischer, enzymatischer Reiniger, Flüssigkonzentrat. Zur Aufbereitung von Dentalinstrumenten in Automaten.



	Art.-Nr.		Preis
Neodisher MediClean Dental Kanister 5 Liter	195954	51,33	37,90

Miele ProCare Dent 10 MA

Mildalkalisches Reinigungsmittel, Flüssigkonzentrat. Für die maschinelle Aufbereitung von Dentalinstrumenten in Miele Professional Thermodesinfektoren.



	Art.-Nr.		Preis
ProCare Dent 10 MA Kanister 5 Liter	230560	49,00	39,20

* Die Leasingrate ist mit einem Restwert von 10% kalkuliert. Die Leasingrate ist gültig bis zum 30.04.2022.

Praxisausstattung

MELAG MELAseal/200

Das kompakte validierbare Siegelgerät MELAseal/200 vereint die Vorzüge der erfolgreichen Baureihe MELAseal/100+ mit den Vorteilen großer Durchlaufsiegelgeräte. MELAseal/200 erfüllt die normativen Anforderungen nach EN ISO 11607-2 vollständig. Besonders bei der Bedienung und der Dokumentation setzt das MELAseal/200 Maßstäbe. Schon nach etwa 90 Sekunden Aufheizzeit ist MELAseal/200 einsatzbereit. Die Siegelzeit beträgt 3 Sekunden. Die Folien können ohne Unterbrechung hintereinander gesiegelt werden.

	Art.-Nr.		Preis
MELAseal/200 inkl. USB-Stick	234117	1.344,00	1.049,00



MELAG MELAseal/ Rollenhalter

Rollenhalter für MELAseal/Geräte. Der Rollenhalter „komfort“ ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung der Folienrollen über dem Siegelgerät.

	Art.-Nr.		Preis
MELAseal/Rollenhalter komfort 100+/200	265557	126,00	109,00



Hygiene-Einrichtung bequem
im Online-Shop anfragen
nwd.de/hygiene-einrichtung

Melag MELAprint 60 Label Printer

Barcode-Etikettendrucker für eine optimale Kennzeichnung und Rückverfolgung der Instrumente. MELAprint 60 druckt Barcode-Etiketten in Verbindung mit MELAtrace und MELAtrace Pro oder direkt mit Careclave, Premiumklasse Evolution und der Cliniclave-Serie.

	Art.-Nr.		Preis
MELAprint 60 Label Printer	280220	882,00	749,00



* Die Leasingrate ist mit einem Restwert von 10% kalkuliert. Die Leasingrate ist gültig bis zum 30.04.2022.

Praxisausstattung

Dürr Dental Hygopac View

Als eines der kleinsten Durchlaufsigelgeräte auf dem Markt vereint der Hygopac View modernes, funktionales Design mit einem intuitiven Bedienkonzept.

- Kompaktes Design für einen minimalen Platzbedarf im Aufbereitungsraum
- Intuitive Bedienung zur schnellen und einfachen Durchführung des Verpackungsprozesses
- Intelligentes und einfaches Validierungskonzept
- Hohe Flexibilität bei der Prozessdokumentation durch Speicherung auf SD-Karte und Netzwerkanbindung

	Art.-Nr.	Preis	
Hygopac View Siegelnahtbreite: 13 mm	274901	2.390,00	1.950,00




ORBIS Dental Sterilisationsfolien

Stabile Papier-/Folienschläuche zur Sterilgutverpackung, verschließbar mit dem Folienschweißgerät

- Deutlich sichtbarer Indikator für Dampf- und Gassterilisation
- Optimale Beibehaltung der Sterilität über einen relativ langen Zeitraum
- Lieferbar in unterschiedlichen Breiten
- Ohne Seitenfalten
- 3-fache Seitenverschweißung
- Doppelschichtfolie aus Polypropylen/Polyester
- Siegeltemperatur 170–200 °C

	Art.-Nr.	Preis	
Breite 50 mm x 200 m	142942	20,45	16,36
Breite 75 mm x 200 m	142943	23,95	19,16
Breite 100 mm x 200 m	142944	31,45	25,16



Leasen Sie Ihr Equipment

Leasing lohnt sich. Die attraktive Alternative zum Sofortkauf schont Ihre Liquidität und ermöglicht es Ihnen, immer auf dem neuesten Stand der Medizintechnik zu bleiben. Sie wollen als Unternehmer Ihr Equipment leasen und Ihre Liquidität sichern? Worauf warten? Mit dem Leasing unseres Partners, der GRENKE AG, halten wir Ihnen den Rücken frei. Wir erweitern Ihren finanziellen Spielraum. Sie können neue Ideen entwickeln. Mit Finanzierungslösungen von GRENKE bleibt Ihr Equipment jederzeit up to date und Sie verbessern Produktivität und Wettbewerbsposition.

Vorteile:

Sie schonen Ihre Liquidität, denn Leasing ist zu 100% eine Fremdfinanzierung und erspart die Kapitalbindung.

Bestehend aus:

- Pay as you earn: Sie bezahlen die monatlichen Leasingraten aus den mit dem Objekt erwirtschafteten Erträgen.
- Steuervorteile: Die monatliche Leasingrate sowie eine mögliche Leasingsonderzahlung sind bei Beachtung der steuerlichen Richtlinien voll absetzbar.

Alle Komponenten auch einzeln verfügbar.

Über GRENKE:

Die GRENKE AG ist ein global tätiger Finanzierungsspezialist für kleine und mittlere Unternehmen. Sie hat ihren Sitz in Baden-Baden. Das Unternehmen ist mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Mit mehr als 30 Standorten in Deutschland sind wir immer in Ihrer Nähe: mit Beratung auf Augenhöhe, attraktiven Konditionen auch bei kleinen Volumina und einer schnellen, professionellen Abwicklung.

GRENKE offeriert in Sachen Finanzierung alles, was Unternehmern Freiraum bringt: **Leasing**, das Ihre Ressourcen schont. **Factoring**, mit dem Sie schneller an Liquidität gewinnen. Und **Banking** mit innovativen Services.

Kontaktdaten:

GRENKE Business Solutions
GmbH & Co. KG
Ludwig-Wolf-Str. 2
75249 Kieselbronn
Tel.: +49 7231 4709841
Fax: +49 7231 563636

E-Mail: service.kieselbronn@grenke.de
www.grenke.de

GRENKE
FAST // FORWARD // FINANCE

Praxisausstattung

Bandelin Sonorex Super RK 102 H

Leistungsstarkes Ultraschall-Reinigungsbad mit Heizung und Ablauf-Kugelhahn

- Heizung mit 30–80°C
- Zeiteinstellung 1–15 min und durchgehend
- 3 Liter Schwingwanne
- 2 PZT-Großflächen-Schwingsysteme

	Art.-Nr.		Preis
Sonorex Super RK 102 H mit Heizung und Ablauf	70137	1.131,00	799,00



Hygiene-Einrichtung bequem im Online-Shop anfragen
nwd.de/hygiene-einrichtung

Bandelin Sonorex 100er Einsätze

Einsätze und Deckel für die Geräte der 100er Baureihe

- Deckel D 100: zum Abdecken der Schwingwanne
- Lochdeckel DE 100: zum Einhängen von Einsatzgefäßen
- Einhängekorb K 3 C: zur Reinigung von Instrumenten
- Einhängekorb KD 0: zur Reinigung kleiner Instrumente, Kronen etc.
- Einhängekorb PD 04: Kunststoffkorb

	Art.-Nr.		Preis
Deckel D 100	18570	41,00	31,50
Einsatzkorb K 3 C	70155	64,00	48,50



Bandelin Stammopur DB

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion und Reinigung von rotierenden Instrumenten im Ultraschallbad. Vorsicht bei Leichtmetallen und eloxierten Teilen, alkalisch, pH-Wert: 13 (VAH-zertifiziert).



	Art.-Nr.		Preis
Stammopur DB Kanister 5 Liter	63605	60,00	49,50

Bandelin Stammopur DR 8

Desinfektions- und Reinigungskonzentrat zur Anwendung bei stark verschmutzten Instrumenten und Geräten. Hohe Materialverträglichkeit, auch für Leichtmetalle, mit Korrosionsschutz, mildalkalisch, pH-Wert: 9,4 bei 1%. Anwendung 1–3% (VAH-zertifiziert).



	Art.-Nr.		Preis
Stammopur DR 8 Kanister 5 Liter	105187	170,00	139,00

* Die Leasingrate ist mit einem Restwert von 10% kalkuliert. Die Leasingrate ist gültig bis zum 30.04.2022.



NWD my:MPG

Rechtssicher dokumentieren in Sekunden

Die Hygieneanforderungen steigen ständig – das bedeutet für Sie immer mehr Organisationsaufwand und damit auch steigende Kosten. Halten Sie den Aufwand klein und verlassen Sie sich auf my:MPG. **Jetzt mehr erfahren: www.nwd.de/mympg**

	Art.-Nr.	Preis
my:MPG	257733	799,00



799,00



Sekundenschnelle Sterilgutdokumentation

- Sichere Dokumentation der verwendeten Chargen und der gesetzeskonformen Aufbereitung
- Einfache und umfangreiche Instrumentenverwaltung, inkl. Beladungsprotokoll
- Speichert das Sterilisationsprotokoll als unveränderliche PDF-Datei im Autoklav
- Durch die Anbindungsmöglichkeit mittels VDDS-media-Schnittstelle an jede gängige Praxisverwaltungssoftware ist eine lückenlose Dokumentation der Sterilgutcharge gewährleistet, vom Sterilisationsvorgang bis in die Patientenakte



Intelligenter Gerätemanager

- Bietet einen umfassenden Überblick über alle Praxisgeräte
- Automatische Terminierung von Wartungsaufgaben, sicherheitstechnischen Kontrollen (STK) und DGUV V3-Prüfungen
- Die Reparaturverwaltung bietet einen Überblick über anfallende Wartungskosten und hilft, die Wirtschaftlichkeit der Geräte zu überwachen
- Zusätzlich zu den Standard-Geräteinformationen können Beladungsmuster hinterlegt und abgerufen werden



Professioneller Personalmanager

- Festlegung von Aufgabenbereichen der einzelnen Mitarbeiter
- Vergabe von Freigabeberechtigungen für die Aufbereitung von Medizinprodukten
- Verwaltung und Dokumentation der gesetzlich geforderten Mitarbeiterschulungen
- Überblick über den aktuellen Schulungsstand des Praxisteam und Planung weiterer notwendiger Schulungen
- Automatische Erinnerung an die erforderlichen Unterweisungen



my:Chairside

- Übergabemodule zur Praxisverwaltungssoftware
- VDDS-media-Schnittstelle
- Integrierte, eigenständige Datenbank zur Stand-alone-Funktionalität
- Blitzschnelle Suchfunktion zur Darstellung der verwendeten Chargen

Validierung

Perfekt abgesichert durch die Überprüfung Ihrer Prozesse

Bei einer Prozessvalidierung überprüft unser technischer Kundendienst Ihren gesamten Aufbereitungsprozess von Medizinprodukten nach aktuellen Normen, Richtlinien und Herstellervorgaben. Und das ist auch gut so, denn nach MPBetreibV sind Sie als verantwortlicher Betreiber zur Prozessvalidierung verpflichtet und müssen bei einer Praxisbegehung mit empfindlichen Strafen rechnen, wenn die Validierung nicht erfolgt ist.

Ihre Aufbereitungsprozesse müssen Sie dabei nach vorgegebenen Intervallen oder nach Veränderung der Prozessparameter validieren lassen – wie z. B. beim Umbau des AEMP-Raumes oder einer Änderung der Reinigungsschemie Ihres Thermodesinfektors.

Wir helfen Ihnen dabei, dass Ihre Praxis die geltenden Anforderungen an Reinigung, Desinfektion und Sterilisation erfüllt.

Bei Fragen zur Validierung stehen Ihnen unsere Spezialisten gerne telefonisch oder per Mail zur Verfügung.



Rechtlich abgesichert
nach MPBetreibV



Geringes Infektionsrisiko
für Anwender, Patienten und Dritte



Jetzt Termin vereinbaren:
www.nwd.de/validierung

Wir ermöglichen auch kurzfristige Termine. Für Ihre Terminabsprache und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.







Sicher in Sachen Hygiene

Die Validierung führt einer unserer ausgebildeten Validierungstechniker nach MPBetreibV durch. Damit erfüllt Ihre Zahnarztpraxis die RKI-Anforderungen entlang der gesamten Hygienekette. Als Nachweis erhalten Sie einen Validierungsbericht und ein Prüfsiegel.

Die erfolgreiche Validierung ist am Ende die Bestätigung dafür, dass der Gesamtprozess „Aufbereitung“ – im Ablauf und Handling – perfekt und dauerhaft funktioniert.

Wir validieren für Sie

Autoklaven/Sterilisatoren

Beispiele: MELAG, Miele, Euronda, W&H

Intervall: alle 12 bis 24 Monate oder nach Veränderung der Prozessparameter

Dauer: ca. 4 bis 5 Stunden

Siegelgeräte

Beispiele: MELAG, Euronda, W&H, Hawo

Intervall: jährlich oder nach Veränderung der Prozessparameter

Dauer: 2 Stunden

Aufbereitungsgeräte für Winkelstücke

Beispiele: DAC Touch, DAC Universal, CareClave

Intervall: jährlich oder nach Veränderung der Prozessparameter

Dauer: 4 Stunden

RDG

Beispiele: MELAG, Miele, Euronda

Intervall: jährlich oder nach Veränderung der Prozessparameter

Dauer: 4 Stunden



Erfahren Sie mehr über unsere Dienstleistungen und Preise:
www.nwd.de/validierung

Verbrauchsmaterial

Dürr Dental MD 520 Abformdesinfektion

Voll viruzide, alkoholfreie Gebrauchslösung zur wirksamen und materialfreundlichen Reinigung und Desinfektion von Abformungen, prothetischen Arbeiten, kieferorthopädischen Apparaturen, Bohrschablonen etc..

- Anwendung für Alginate, Silikone, Polyethergummi, Hydrokolloide, Polysulfide etc.
- Einwirkzeit: 5 Minuten im Tauchbad
- VAH-Liste, IHO Viruzidie-Liste

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Viren wie Adenoviren, Polyomaviren SV 40, Polioviren, Noroviren)

	Art.-Nr.		Preis
MD 520 Abformdesinfektion Flasche 2,5 Liter	63251	39,90	30,72



Dürr Dental MD 555 cleaner

Schaumfreies Reinigungskonzentrat für Sauganlagen und Amalgamabscheider aller Art

- Löst Verkrustungen aus Kalk, Prophylaxepulvern oder Prophylaxe-Pearl-Produkten
- Intensivste Reinigungswirkung gegen Ablagerungen und Verschlammungen
- Geprüfte Materialverträglichkeit – von führenden Einheitenherstellern empfohlen
- Ideal in Kombination mit Orotol® plus

	Art.-Nr.		Preis
MD 555 cleaner Flasche 2,5 Liter	59616	36,30	28,48



Dürr Dental FD 322 Schnelldesinfektion

Aldehydfreie, gebrauchsfertige Lösung für die Schnelldesinfektion der Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten

- Rückstandsfreies Auftrocknen
- Geprüfte Materialverträglichkeit
- Sehr kurze Einwirkzeit: 1 min nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet)

	Art.-Nr.		Preis
FD 322 Schnelldesinfektion Flasche 2,5 Liter	62329	42,00	32,88



Hygiene-Material bequem
im Online-Shop bestellen
nwd.de/hygiene-material

Verbrauchsmaterial

Alpro Bilpron Desinfektionslösung

Gebrauchsfertige Lösung zur Entkeimung und Verhinderung der Bildung von Biofilm in Betriebswasserwegen ärztlicher und zahnärztlicher Behandlungseinheiten. Bilpron beseitigt organische und anorgische Rückstände wie z. B. Kalk. Eine schnelle Neubildung von Biofilm wird verhindert.

	Art.-Nr.		Preis
Bilpron Desinfektionslösung Flasche 6 x 1 Liter	219755	79,50	59,90



Alpro WL-clean

Gebrauchsfertige Lösung zur nicht proteinfixierenden Reinigung (Innen- und Außenflächen) vor der Desinfektion/Sterilisation von ärztlichen und zahnärztlichen Hohlkörperinstrumenten, wie Turbinen, Hand- und Winkelstücke, innengekühlte Instrumente und Endoskope. WL-clean ist ein Medizinprodukt der Klasse I. Der Nachweis der Eignung zur Reinigung erfolgte in Anlehnung an die Normenserie DIN EN ISO 15883 und die Vorgaben der DGSV – Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung – und ist per Gutachten bestätigt. Geprüft und freigegeben u. a. KaVo, NSK, SciCan, W+H, Morita, Sirona.

Bitte beachten Sie zur korrekten Aufbereitung unsere aktuelle SAA gem. der gültigen KRINKO-Empfehlung.

	Art.-Nr.		Preis
WL-clean 4 x 500 ml Sprühdose	202686	76,50	61,20



Dürr Dental Orotol plus

Schaumfreies Flüssigkonzentrat für die gleichzeitige Desinfektion, Reinigung, Desodorierung und Pflege aller Sauganlagen und Amalgamabscheider.

- Löst Biofilm und beugt Verschleimung durch Blut und Proteine vor
- Die Lösung für kontaminierte Sauganlagen – gewährt sicheren Infektionsschutz
- Einwirkzeit: 2 % – 5 Minuten nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet)

	Art.-Nr.		Preis
Orotol plus Flasche 2,5 Liter	61055	51,00	39,76



Verbrauchsmaterial

ORBIS Dental ORBI-Sept Absauganlagendesinfektion

Hochwirksames Konzentrat zur Reinigung, Desinfektion und Pflege von dentalen Absauganlagen. Es ist aldehydfrei und schäumt nicht. Dank der hohen Reinigungskraft werden auch hartnäckigere Ablagerungen entfernt. Breites Wirkungsspektrum, hohe Materialverträglichkeit, auch in Anlagen mit Amalgamabscheidern einsetzbar. Die regelmäßige Anwendung hilft, unangenehme Gerüche zu vermeiden.

- Sirona-Freigabe
- Planmeca-Freigabe

Wirkungsspektrum: Bakterizid nach VAH/DGHM, EN 13727, EN 14561. Levurozid (Candida albicans) nach VAH/DGHM, EN 13624, EN 14562. Begrenzt viruzid (wirksam gegenüber behüllten Viren, z. B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach RKI/DVV.

	Art.-Nr.		Preis
ORBI-Sept Absauganlagendesinfektion Flasche 2,5 Liter	260252	23,95	19,16



Dentsply Sirona Dentosept S

Wasseraufbereitungsmittel mit Langzeitwirkung zur Anwendung in der Entkeimungsanlage der Behandlungseinheiten Teneo/Sinius/Intego. Es basiert auf dem bewährten Wirkstoff Wasserstoffperoxid ohne den Zusatz von Silberionen. Hohe Materialverträglichkeit insbesondere bei Kunststoff- und Glasoberflächen.

Wirkungsspektrum:

Gegen pathogene Keime wie z. B. Legionellen, Pseudomonas aeruginosa, E. Coli etc.

	Art.-Nr.		Preis
Dentosept S Flasche 1 Liter	258923	26,17	20,94



KaVo Oxygenal 6

Wasserentkeimungsmittel für KaVo Wasserentkeimungsanlagen. Wirkstoff 6 % Wasserstoffperoxyd stabilisiert.

	Art.-Nr.		Preis
Oxygenal 6 Flasche 1 Liter	47027	30,00	22,90



KaVo Dekaseptol Gel

Zur Reinigung, Pflege und Desinfektion von Absauganlagen mit Amalgamabscheider und Mundspülbecken. Dekaseptol Gel ist anwendungsfertig gemischt und direkt einsatzbereit. Eine einmalige Anwendung pro Tag ist ausreichend.

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, fungizid, viruzid, tuberkulozid, HBV-wirksam, HIV-wirksam

	Art.-Nr.		Preis
Dekaseptol Gel Kanister 6 Liter	65719	78,00	59,90



Verbrauchsmaterial

ORBIS Dental **ORBI-Sept Abformdesinfektion**

Zur Desinfektion aller dentaler Abformmaterialien

- Innerhalb von 2 Minuten wirksam
- Gute Reinigungsleistung, löst Schmutz, Blut und Speichel
- Vereinfacht die Entfernung von Zahnstein
- Geeignet für den Einsatz im Ultraschallbad
- Phenolfrei, aldehydfrei, alkoholfrei
- VAH-/DGHM-gelistet

	Art.-Nr.		Preis
ORBI-Sept Abformdesinfektion Flasche 2,5 Liter	262558	23,95	19,16



~~23,95~~
19,16

ORBIS Dental **ORBI-Sept Bohrerbad**

Gebrauchsfertige Lösung zur Reinigung und prophylaktischen Desinfektion von zahnärztlichen Bohrern und rotierenden Instrumenten. Geeignet für den Einsatz im Ultraschallbad.

- VAH-/DGHM-gelistet

	Art.-Nr.		Preis
ORBI-Sept Bohrerbad Flasche 2,5 Liter	263561	16,95	13,56



~~16,95~~
13,56

ORBIS Dental **ORBI-Sept Instrumentendesinfektion**

Konzentrat zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Desinfektionslösung zur manuellen Reinigung und prophylaktischen Desinfektion von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten im Tauchbadverfahren. Auch geeignet zur Anwendung im Ultraschall. Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten!

- VAH-/DGHM-gelistet

	Art.-Nr.		Preis
ORBI-Sept Instrumentendesinfektion Flasche 2,5 Liter	262557	29,95	23,96



~~29,95~~
23,96

Hygiene-Material bequem
im Online-Shop bestellen
nwd.de/hygiene-material

Verbrauchsmaterial

Dürr Dental FD 366 sensitive wipes

Praktische Desinfektionstücher für die Schnelldesinfektion empfindlicher Oberflächen von invasiven und nichtinvasiven Medizinprodukten

- Parfümfrei
- Extra große Tücher: 20 x 30 cm
- Einwirkzeit: 1 Minute nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet)
- Sehr gute Materialverträglichkeit bei empfindlichen Oberflächen wie Kunststoffe oder Acrylglas / enthält nur 17% Alkohol

	Art.-Nr.		Preis
Nachfüllpackung 4 Beutel à 100 Tücher	250555	91,00	70,88



Hygiene-Material bequem
im Online-Shop bestellen
nwd.de/hygiene-material

schülke mikroqid universal wipes premium

Gering alkoholische Desinfektionstücher zur Schnelldesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten und anderen Flächen mit erhöhtem Infektionsrisiko und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten und guter Materialverträglichkeit. Ohne Farb- und Parfümstoffe. (IHO und VAH-gelistet). Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

- Größe: 20 x 20 cm

Aktion 5+1

Bei Abnahme von 5 Softpacks erhalten Sie ein weiteres Softpack gratis hinzu.

	Art.-Nr.		Preis
Packung 100 Tücher	252834	11,84	9,47



Verbrauchsmaterial

schülke mikrozid universal wipes premium maxi

Gering alkoholische Desinfektionstücher zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen mit erhöhtem Infektionsrisiko und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten und guter Materialverträglichkeit (VAH-/IHO-gelistet)

- Ohne Farb- und Parfümstoffe
- Gute Materialverträglichkeit
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Dermatologisch getestet
- Größe: 25 x 25 cm

	Art.-Nr.		Preis
Packung 80 Tücher	257551	12,92	7,99



ORBIS Dental ORBI-Sept Wet Wipes alkoholfrei Flowpack

Alkoholfreie Feuchttücher zur schnellen Desinfektion von invasiven und nichtinvasiven Medizinprodukten sowie zur Desinfektion von Oberflächen. Besonders geeignet für alkoholempfindliche Flächen. Im praktischen Flowpack für eine noch komfortablere Anwendung.

- Duftnote: neutral
- Tuchqualität: 50 g/m², 20 x 30 cm
- Viruzid

	Art.-Nr.		Preis
Packung à 80 Tücher Flow, L, 20 x 30 cm	256449	11,45	6,90



Jetzt den neuen
ORBIS Katalog downloaden

nwd.de/orbis



Verbrauchsmaterial

ORBIS Dental ORBI-Sept Wet Wipes

Gemäß MPG: Alkoholische Feuchttücher zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten. Gemäß Biozid-Verordnung: Alkoholische Feuchttücher zur schnellen Desinfektion von kleinen Flächen. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

- Duftnote: neutral, coolfresh

Tuchqualitäten:

- Soft – 50 g/m², Polyester-Viskose-Mischmaterial, fusselfrei
- Premium – 60 g/m², hochwertiges Vliesmaterial (vergleichbar mit Mikrofaserqualität), fusselfrei

	Art.-Nr.		Preis
ORBI-Sept Wet Wipes Beutel à 90 Tücher Soft, L, 30 x 28 cm, neutral	258139	20,90	16,72
ORBI-Sept Wet Wipes Beutel à 90 Tücher Soft, L, 30 x 28 cm, coolfresh	258140	20,90	16,72
ORBI-Sept Wet Wipes Beutel à 75 Tücher Premium, L, 30 x 28 cm, neutral	258141	20,90	16,72
ORBI-Sept Wet Wipes Beutel à 75 Tücher Premium, L, 30 x 28 cm, coolfresh	258142	20,90	16,72



ORBIS Dental ORBI-Wipes

Ungetränkte Vliestücher – geeignet für die Herstellung von Desinfektionstüchern in Tuchspendersystemen

Tuchqualitäten:

- Premium – 60 g/m², sehr hochwertiges Vliesmaterial (vergleichbar mit Mikrofaserqualität), Desinfektionslösung mind. 30 Minuten einwirken lassen

	Art.-Nr.		Preis
ORBI-Wipes 2 Rollen à 75 Stück Premium, 28 x 28 cm	46121	28,25	22,60



Hygiene-Material bequem
im Online-Shop bestellen
nwd.de/hygiene-material

Verbrauchsmaterial

Infratronic Solutions Sensorspender IT AW EURO 2

Berührungsloser, batteriebetriebener Sensorspender für Desinfektion, Seife, Cremes. Die Aufbereitung der Spendersysteme (Reinigung etc.) entfällt komplett, da das System nicht mit den Verbrauchsmaterialien wie Seife oder Desinfektion in Berührung kommt.

Gehäuse: Kunststoff weiß, matt

Lieferumfang:

Inklusive Ein- und Ausdrehhilfe, Universal-Schlauchdosierpumpe, Flaschenadapter-Set, keimarmer Flächenbelüftung und Batterie Set

	Art.-Nr.		Preis
Spender für 500-ml-Flaschen	268259	180,70	159,00
Spender für 1.000-ml-Flaschen	265937	180,70	159,00

-12%



~~180,70~~
159,00

Mann Hygieneschrank

Lieferumfang:

- Hygieneschrank / bestückt
- Klapptüre mit Alurahmen und Weißglasfüllung 87152
- Hygienebox Seife und Desinfektion 80811
- Hygienebox Handtuch 80821
- Hygienebox 1 x Handschuhe 80841
- Hygienebox Mundschutz 80851
- Hygienebox Becherspender 80881

	Art.-Nr.		Preis
Hygieneschrank	306038	1.792,00	1.525,80

-14%



~~1.792,00~~
1.525,00

Verbrauchsmaterial

Einmalhandschuhe Nitril puderfrei

Latexfreier, blauer Einmal-Untersuchungshandschuh aus Nitril. Der Handschuh ist puderfrei.

	Art.-Nr.	Preis
Einmalhandschuhe Nitril puderfrei Gr. S, 100 Stück	283200	12,90
Einmalhandschuhe Nitril puderfrei Gr. M, 100 Stück	283201	12,90
Einmalhandschuhe Nitril puderfrei Gr. L, 100 Stück	283202	12,90



12,90

Tenplus FFP2 NR Maske

Weiße FFP2-Maske bestehend aus 5 Schichten:

- Schicht 1: vermeidet Staub, Geruch sowie schädliche Partikel
- Schicht 2: stärkt die Filtration von feinen Partikeln
- Schicht 3: effektive Filtration von Partikeln kleiner als 0,3µ
- Schicht 4: effektive Filtration 94 %
- Schicht 5: hautfreundlich, feuchtigkeitsbeständig und atmungsaktiv

Klassifizierung: FFP2 NR – entspricht der EN 149:2001

	Art.-Nr.	Preis
Tenplus FFP2 NR Maske, weiß, 20 Stück	301830	15,90 8,90



-44%

~~15,90~~
8,90

Akzenta TopMask Non Latex Typ IIR Mundschutz

TopMask Mundschutz entspricht dem Standard EN 14583 TYPE IIR und hat eine Filtrationseffizienz von ≥ 98 % Genauigkeit.

- Mit Gummizug
- Größe: 17,5 x 9,5 cm

	Art.-Nr.	Preis
TopMask Non Latex Typ IIR Mundschutz	281830	4,50 3,99

Packung 50 Stück, Farbe: blau



-11%

~~4,50~~
3,99

Medicaeurope Mundschutz blau Gummizug

Entspricht dem Standard EN 14583 TYPE IIR und hat eine Filtrationseffizienz von ≥ 98 % Genauigkeit.

- Mit Gummizug
- Größe: 17,5 x 9,5 cm
- Latexfrei

	Art.-Nr.	Preis
Mundschutz blau Gummizug	281455	19,00 4,90

Packung 50 Stück Farbe: blau



-75%

~~19,00~~
4,90

Verbrauchsmaterial

AmonMed COVID-19-Antigen-Schnelltest Kit (Colloidal Gold)


4,99

Erster CE-zertifizierter Lolli-Test zur Eigenanwendung in Europa (CE 1434)

Zum qualitativen Nachweis eines spezifischen SARS-CoV-2-Antigens im menschlichen Speichel.

- Anwenderfreundlicher Speichelabstrich (Lolli-Test)
- Beliebt in Kitas und Schulen
- Laientest – kein medizinisches Fachpersonal notwendig
- Schnelles Testergebnis in 15–20 Minuten
- Spezifität: 99,0% – Sensitivität: 96,55%
- In-vitro-Diagnostikum ist von der Rücknahme ausgeschlossen

	Art.-Nr.	Preis
COVID-19-Antigen-Schnelltest Kit (Colloidal Gold)	305679	4,99



Hotgen Coronavirus(-2019-nCoV)-Antigentest

~~4,99~~
3,95

Das Set dient zur qualitativen in-vitro-Bestimmung des Covid-19-Antigens mithilfe eines menschlichen vorderen Nasenabstrichs. Der Test dient als Schnelluntersuchung bei Verdachtsfällen auf das Coronavirus, kann aber auch als Bestätigungsmethode für den Nukleinsäure-Nachweis bei Patienten nach deren Entlassung dienen. Ein positives Testergebnis weist darauf hin, dass die Probe ein Coronavirus-Antigen enthält.

	Art.-Nr.	Preis
Coronavirus(-2019-nCoV)-Antigentest 1 Stück	305885	4,99 3,95



Hager & Werken Coronavirus(-2019-nCoV)-Laien-Selbsttest

4,99

- Laientest – kein medizinisches Fachpersonal notwendig
- Schnelles Testergebnis in 15 Minuten
- Ergebnis vor Ort ohne Labor möglich
- Zum qualitativen Nachweis eines spezifischen SARS-CoV-2-Antigens
- Probenentnahme im vorderen Nasenraum (nur 1,5 cm tief)
- BfArM-Sonderzulassung 5640-S-057/21 (AT282/21)

	Art.-Nr.	Preis
Coronavirus(-2019-nCoV)-Laien-Selbsttest 1 Stück	301714	4,99



Mehr Schutzausrüstung online
nwd.de/shop

Digital näher dran

Zeitsparend online bestellen: nwd.de/shop



nwd.de

Ihre zentrale Kundenbetreuung

Telefon: +49 (0) 251 / 7775-555

Fax: 0800 / 7801-517

E-Mail: ccc@nwd.de

Mo.–Do.: 7.30–18.00 Uhr

Freitag: 7.30–16.30 Uhr

Gültigkeit:

Bis 30.04.2022

Solange der Vorrat reicht.

Validierungsservice

Telefon: +49 (0) 251 / 7607-211

Fax: +49 (0) 251 / 7607-350

E-Mail: validierung@nwd.de

my:MPG Infos und Beratung

Telefon: + 49 (0) 341 / 7021-415

Fax: + 49 (0) 251 / 7607-566

E-Mail: hotline@nwd.de

Alle Aktionsangebote im Hygiene-Spezial sind nicht mit anderen Aktionen und individuellen Konditionen kombinierbar. Preise und Raten in Euro, zzgl. ges. MwSt. Geräte zzgl. Montagekosten. Finanzierungsangebote vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskonditionen freibleibend. Vergleichspreise laut unverbindlicher Preisempfehlung der NWD bzw. des Herstellers. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten. Zwischenverkauf vorbehalten. Liefer- und Zahlungsbedingungen laut AGB. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Postanschrift: NWD, Nordwest Dental GmbH & Co. KG, Schuckertstraße 21, 48153 Münster

